

Because Quality Matters

O|C|C Switzerland



SUPERFICI

STRUMENTI

MANI

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
E IMPRONTE

Disinfettanti prodotti in Svizzera dal 1968



ISORAPID® Spray

Spray pronto all'uso e senza aldeidi per la disinfezione rapida e la pulizia delle superfici e di dispositivi medici (apparecchi, installazioni e strumenti medici).

- ▶ Ampio spettro di efficacia
- ▶ Contiene meno del 50 % di alcol
- ▶ Eccellente compatibilità con i materiali

Confezioni: flacone da 1 litro con chiusura ermetica, contenitore da 5 litri, contenitore da 10 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida / Fungicida (<i>C. albicans</i>) (carica bassa)	30 secondi
(carica alta)	60 secondi
MRSA	30 secondi
Tuberculocida (<i>M. terrae</i>)	60 secondi
Mycobattericida (<i>M. avium</i>)	60 secondi
Epatite B / HIV	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Coronavirus	30 secondi
Virus dell'influenza A	30 secondi
Adenovirus	60 secondi
Papovavirus (SV 40)	60 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650, EN 14348, CE 1250



ISORAPID® Liquid

Soluzione pronta all'uso, priva di aldeidi, per la disinfezione rapida e la pulizia di superfici di dispositivi medici non invasivi (attrezzature mediche, installazioni e strumenti). Attiva nei confronti dei norovirus in 60 secondi.

- ▶ Tempi di esposizione ridotti
- ▶ Basso contenuto di alcol inferiore al 50 %
- ▶ Senza profumazione

Confezioni: flacone da 1 litro con chiusura ermetica, contenitore da 5 litri, contenitore da 10 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida	60 secondi
Fungicida (<i>C. albicans</i>)	60 secondi
MRSA	60 secondi
Tuberculocida (<i>M. terrae</i>)	60 secondi
Mycobattericida (<i>M. avium</i>)	60 secondi
Virus capsulati (incl. HBV, HIV)	15 secondi
BVDV / Epatite C	15 secondi
Virus del vaccino	15 secondi
Virus dell'influenza A	15 secondi
Herpes simplex virus	15 secondi
Norovirus	60 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14348 come pure alle direttive RKI / DVV, CE 1250



DENTIRO® Sensitive

Preparato speciale pronto all'uso e senza aldeidi per la disinfezione rapida e la pulizia delle superfici di dispositivi medici (apparecchi, impianti e strumenti medici). Leggermente profumato.

- ▶ Ampio spettro di efficacia
- ▶ Basso contenuto di alcol inferiore al 50 %
- ▶ Eccellente compatibilità con i materiali

Confezioni: flacone da 1 litro con chiusura ermetica, contenitore da 5 litri, contenitore da 10 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida / Fungicida (<i>C. albicans</i>) (carica bassa)	30 secondi
(carica alta)	60 secondi
Tuberculocida (<i>M. terrae</i>)	60 secondi
Mycobattericida (<i>M. avium</i>)	60 secondi
Epatite B / HIV	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Herpes simplex virus	15 secondi
Virus dell'influenza A (incl. H1N1)	60 secondi
Adenovirus	60 secondi
Papovavirus (SV 40)	60 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650, EN 14348; registrato nelle liste DGHM / VAH, CE 1250



DENTIRO® Mikro

Preparato speciale pronto all'uso e senza aldeidi per la disinfezione rapida e la pulizia delle superfici di dispositivi medici (apparecchi, impianti e strumenti medici). Profumo di limone verde.

- ▶ Ampio spettro di efficacia
- ▶ Eccellente compatibilità con i materiali
- ▶ Testato in condizioni difficili

Confezioni: flacone da 1 litro con chiusura ermetica, flacone da 2 litri, contenitore da 5 litri, contenitore da 10 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida / Fungicida (<i>C. albicans</i>) (carica bassa)	30 secondi
(carica alta)	60 secondi
Tuberculocida (<i>M. terrae</i>)	60 secondi
Mycobattericida (<i>M. avium</i>)	60 secondi
Epatite B / HIV	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Papovavirus (SV 40)	60 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, CE 1250



DENTIRO® Light

Preparato speciale pronto all'uso e senza formaldeidi per la disinfezione rapida e la pulizia delle superfici di dispositivi medici (apparecchiature, installazioni e strumenti medici).

- ▶ Tempi di esposizione ridotti
- ▶ Senza profumazione
- ▶ Biodegradabile

Confezioni: flacone da 1 litro con chiusura ermetica, flacone da 2 litri, contenitore da 5 litri, contenitore da 10 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida / Fungicida (<i>C. albicans</i>)	30 secondi
Tuberculocida (<i>M. terrae</i>)	30 secondi
MRSA	30 secondi
Epatite B / HIV	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Adenovirus	2 minuti

Conforme ai metodi standard del DGHM e AFNOR NF T 72150, NF T 72170, CE 1250



DENTIRO® Zero

Soluzione pronta all'uso, senza alcol, per la disinfezione rapida e la pulizia di superfici dei dispositivi medici non invasivi (apparecchi, installazioni e strumenti medici).

- ▶ **Senza alcol**
- ▶ **Ampio spettro di efficacia**
- ▶ **Tempi di esposizione ridotti**

Confezioni: flacone da 1 litro con coperchio clip, contenitore da 5 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida	60 secondi
MRSA	60 secondi
Fungicida (<i>C. albicans</i>)	60 secondi
Virus capsulati (incl. HBV, HIV)	30 secondi
Virus del vaccino	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Herpes simplex virus	30 secondi
Virus dell'influenza A (incl. H1N1)	30 secondi
Rotavirus	30 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697 come pure alle direttive RKI / DVV, CE 1250



DENTIRO® Foam

Schiuma speciale molto delicata per la disinfezione, la pulizia e la cura di superfici delicate di apparecchi medici, in particolare di poltrone di trattamento.

- ▶ **Eccellenti proprietà di cura/manutenzione**
- ▶ **Proprietà disinfettanti**
- ▶ **Senza profumazione**

Confezione: 200 ml con flacone schiumatore, flacone da 2 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida	60 secondi
MRSA	60 secondi
Fungicida (<i>C. albicans</i>)	60 secondi
Virus capsulati (incl. HBV, HIV)	30 secondi
Virus del vaccino	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Herpes simplex virus	30 secondi
Virus dell'influenza A (incl. H1N1)	30 secondi
Rotavirus	30 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697 come pure alle direttive RKI / DVV, CE 1250



ISORAPID® XXL Wipes

Le salviette ISORAPID® XXL Wipes sono un sistema pratico per la preparazione e dispensazione di salviette umidificate per la disinfezione e la pulizia di tutti i tipi di superfici in ambienti di tipo medico, industriale e commerciale.

- ▶ **Trama ottimizzata**
- ▶ **Salviette morbide e altamente resistenti alla lacerazione**
- ▶ **70 salviette: 29 x 29 cm**
- ▶ **100 salviette: 29 x 20 cm**

Confezioni: Contenitore per ISORAPID® XXL Wipes,
1 rotolo da 100 salviette (29 x 20 cm)
1 rotolo da 70 salviette (29 x 29 cm)



DENTIRO® Wipes

Salviettine disinfettanti senza aldeidi per le superfici di dispositivi medici non invasivi (apparecchiature, installazioni e strumenti medici).

- ▶ **Salviette disinfettanti ad alta efficacia**
- ▶ **Disponibili in 3 profumazioni**
- ▶ **Contiene meno del 50 % di alcol**

Confezioni:

Scatola da 120 salviette (14,5 x 20 cm), profumazioni: classico, floreale, limone
Ricambio da 120 salviette (14,5 x 20 cm), profumazioni: classico, floreale, limone
Scatola grande da 100 salviette (14,5 x 40 cm), profumazioni: classico, limone
Ricambio da 100 salviette (14,5 x 40 cm), profumazioni: classico, limone

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida / MRSA	60 secondi
Fungicida (<i>C. albicans</i>)	60 secondi
Tuberculocida (<i>M. terrae</i>)	60 secondi
Virus capsulati (incl. HBV, HIV)	30 secondi
BVDV / Epatite C	15 secondi
Coronavirus	30 secondi
Virus del vaccino	30 secondi
Virus dell'influenza A	15 secondi
Herpes simplex virus	15 secondi

Conforme alle norme Europee standard EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650, EN 13697, EN 14348 come pure alle direttive RKI / DVV, CE 1250



OROLIN® OP-Forte AF

Concentrato liquido senza aldeidi e fenolo per la disinfezione e la pulizia di ampie superfici lavabili con acqua, di dispositivi medici non invasivi (strumenti ed impianti medici).

- ▶ **Ampio spettro di attività**
- ▶ **Conveniente da usare**
- ▶ **Eccellente compatibilità con i materiali**

Confezioni: flacone da 2 litri con tappo dosatore, contenitore da 5 litri

SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida	0.75 % in 240 min. 2 % in 15 min.
Fungicida (<i>C. albicans</i>)	0.75 % in 240 min. 2 % in 15 min.
Fungicida (anche su legno non trattato)	1.5 % in 240 min. 2 % in 60 min.
Epatite B / HIV	5 % in 1 min.
Virus dell'influenza A	0.75 % in 15 min.

Conforme ai metodi standard del DGHM e AFNOR NF T 72150*, NF T 72170*, NF T 72200 (*Spektrum 4), CE 1250