

ESSENTIA **Studio**

Validità: Aprile - Agosto 2022



PROMOZIONI DI **PRIMAVERA**

Designed by Freepik



JOB DENTAL SRL

Sede: Via Bartolomeo da Varignana, 4 - 40133 Bologna
Tel. 051-571989 - Cell. e WhatsApp 393-9075919
Fax. 051-2985773 - E-mail: info@jobdental.eu

Visita il sito: www.jobdental.it





ISORAPID® Spray

Disinfettante per superfici ad azione rapidissima con ampio spettro di efficacia e basso contenuto di alcol.



- ▶ **Uccide 101 microorganismi**
- ▶ **Attivo in 60 secondi**
- ▶ **Compatibile con più di 80 materiali compresa la pelle artificiale**
- ▶ **Contiene meno del 50% di alcol**
- ▶ **Testato secondo le 18 norme europee**

ISORAPID® Spray è un disinfettante pronto all'uso senza aldeidi a base di alcol per la disinfezione e la pulizia rapide tramite nebulizzazione e strofinamento di dispositivi medici non invasivi, quali tavoli da laboratorio, lettini, aste portaflebo e poltrone da trattamento. Il ridotto contenuto di alcol, inferiore al 50%, riduce il rischio di allergie e allo stesso tempo aumenta la compatibilità con i materiali. ISORAPID® Spray è dotato di un fresco profumo floreale.

Scopo di applicazione

- ▶ Per la disinfezione e pulizia rapida tramite spray e salviette di superfici di dispositivi medici non invasivi quali banconi da laboratorio, poltrone per trattamenti, superfici delle unità, vassoi per strumenti, manipoli, contrangoli, maniglie delle lampade operative e strumenti in acciaio, alluminio, rame, silicone o gomma.

Modalità d'uso

Bagnare completamente la superficie o l'oggetto da disinfettare e lasciare agire. Rispettare il tempo di esposizione. Se necessario, asciugare la superficie o l'oggetto con un panno monouso pulito. Usare unicamente su materiali compatibili con alcol. Per i materiali delicati, testare la compatibilità prima dell'impiego applicando il prodotto su una piccola parte non in vista.

Spettro effettivo / tempi di esposizione

Battericida	60 secondi
Batteri resistenti agli antibiotici	60 secondi
Tuberculocida	60 secondi
Micobattericida	60 secondi
Lieviticida	60 secondi
Lievitanti resistenti agli antibiotici	60 secondi
Virus capsulati	30 secondi
BVDV	30 secondi
Coronavirus	30 secondi
Virus dell'epatite B	30 secondi
Virus dell'epatite C	30 secondi
Virus dell'herpes simplex	15 secondi
HIV	30 secondi
Virus dell'Influenza A	15 secondi
Virus della pseudorabbia	30 secondi
Virus del vaccino	15 secondi
Virus non capsulati	60 secondi
Adenovirus	60 secondi
Poliovirus	60 secondi
Poliomavirus	60 secondi
Rotavirus	15 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675, linee guida RKI / DVV, CE 1250

DENTIRO® Wipes

Salviette disinfettanti completamente virucide con un basso contenuto di alcol per piccole superfici.



- ▶ **Uccide 101 microorganismi**
- ▶ **Attivo in 60 secondi**
- ▶ **Compatibile con più di 150 materiali compresa la pelle artificiale**
- ▶ **Asciugatura senza residui**
- ▶ **Testato secondo le 18 norme europee**

Le salviette DENTIRO® Wipes sono disinfettanti pronte all'uso per la disinfezione e pulizia senza residui di piccole superfici di dispositivi medici non invasivi, quali tavoli operatori, lettini, aste portaflebo e poltrone da trattamento. Le salviette altamente saturate hanno un basso contenuto di alcol, inferiore al 50%, che non solo riduce il rischio di allergie, ma aumenta anche la compatibilità con i materiali. Le salviette DENTIRO® Wipes sono prive di aldeidi e biodegradabili.

Scopo di applicazione

- ▶ Per la disinfezione e pulizia rapida con salviette di piccole superfici di dispositivi medici quali tavoli operatori, tubi di aspirazione, manipoli, contrangoli, maniglie delle lampade operative e attrezzature mediche in alluminio, rame, silicone, gomma e materie plastiche quali PVC e vetro acrilico.

Modalità d'uso

Bagnare completamente la superficie o l'oggetto da disinfettare e lasciare agire. Rispettare il tempo di esposizione. Se necessario, asciugare la superficie o l'oggetto con un panno monouso pulito. Usare unicamente su materiali compatibili con alcol. Per i materiali delicati, testare la compatibilità prima dell'impiego applicando il prodotto su una piccola parte non in vista.

Spettro effettivo / tempi di esposizione

Battericida	60 secondi
Batteri resistenti agli antibiotici	60 secondi
Tuberculocida	60 secondi
Micobattericida	60 secondi
Lieviticida	60 secondi
Lievitanti resistenti agli antibiotici	60 secondi
Fungicida	60 secondi
Virus capsulati	30 secondi
BVDV	15 secondi
Coronavirus	30 secondi
Virus dell'epatite B	30 secondi
Virus dell'epatite C	15 secondi
Virus dell'herpes simplex	15 secondi
HIV	30 secondi
Virus dell'Influenza A	15 secondi
Virus del vaccino	30 secondi
Virus non capsulati	60 secondi
Adenovirus	60 secondi
Enterovirus bovino	60 secondi
Norovirus	60 secondi
Poliovirus	60 secondi
Rotavirus	30 secondi

Conforme alle norme EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675, linee guida RKI / DVV, CE 1250. Dermatologicamente testato.

INDICE

ANESTESIA	pag. 6-8
CHIRURGIA	pag. 9-14
IMPRONTA/GESSI/ACCESSORI	pag. 14-24
CONSERVATIVA	pag. 25-26
ADESIVI/ACIDI ORTOFOSFORICI E FLUORIDRICI	pag. 27-28
COMPOSITI	pag. 29-33
CEMENTI	pag. 35-39
CORONE/PERNI/PROVVISORI	pag. 40-41
FRESE E RIFINITURA	pag. 42-48
DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE/LUBRIFICANTI	pag. 49-54
IGIENE/PROFILASSI/SBIANCAMENTO	pag. 55-59
PROTESI	pag. 60-61
MONOUSO	pag. 62-73
ENDODONZIA	pag. 74-81
STRUMENTARIO	pag. 81-84
RADIOLOGIA	pag. 86
ATTREZZATURE	pag. 87-100

PRODOTTO

PAGINE

Adattatori Per Lubrificazione Contrangoli	Pag. 87 - 100
Adhese Univ. System Vivapen	Pag. 27 - 28
Adhese Universal Refill Bottle	Pag. 27 - 28
Admira Fusion Syringe	Pag. 29 - 33
Admira Fusion X-Tra Universal - Siringa	Pag. 29 - 33
Aghi Direzionali Per Mordenzante	Pag. 6 - 8
Aghi Inios Indicator	Pag. 6 - 8
Aghi Irrigation Probe	Pag. 74 - 81
Aghi Kumapan	Pag. 6 - 8
Aghi Curvi Per Compositi Flow	Pag. 29 - 33
Aghi Septoject	Pag. 6 - 8
Ah Plus Kit	Pag. 74 - 81
Air Water Syringe Spectrum Tips	Pag. 62 - 73
Algi Cleaner Polvere Kumapan	Pag. 60 - 61
Alginati Kumapan	Pag. 14 - 24
Alginoplast	Pag. 14 - 24
Amuchina Pmc 1L	Pag. 74 - 81
Antischiumogeno Disinfettante	Pag. 49 - 54
Apribocca Latex Free Autoclavabil	Pag. 62 - 73
Aquasil Ultra+ Putty	Pag. 14 - 24
Articaina Pierrel	Pag. 6 - 8
Asciugamani Maxi Roll Kumapan	Pag. 62 - 73
Asciugamani Mini Roll 2 Veli Kumapan	Pag. 62 - 73
Asciugamani/Tovaglioli Bio Piegati A C Bio-Bib	Pag. 62 - 73
Asciugamani/Tovaglioli Piegati A C Kumapan	Pag. 62 - 73
Asibox Rianimatore	Pag. 9 - 14
Aspirasaliva Hygoformic Bio	Pag. 62 - 73
Aspirasaliva Kumapan	Pag. 62 - 73
Aspirasaliva Monoart	Pag. 62 - 73
Astal Soluzione	Pag. 14 - 24
Attacco Rapido Compatibile Multiflex C/Luce Akos	Pag. 87 - 100
Automatrix	Pag. 25 - 26
Axia Etch Jumbo Pack	Pag. 25 - 26
Bandane Colorate In Cotone 100% Anti-Microbico	Pag. 62 - 73
Bandane Fantasia Poliestere/Cotone	Pag. 62 - 73
Beccuccio Punt./Grigio Minilight/Mate 72784Luzzani	Pag. 62 - 73
Bicchieri Monouso Plastica Bio	Pag. 62 - 73
Bicchieri Monouso Plastica Kumapan	Pag. 62 - 73
Bicchieri Monouso Plastica Monoart	Pag. 62 - 73
Biodentine	Pag. 35 - 39
Bisturi monouso sterili Inline	Pag. 9 - 14
Bite Box Kumapan	Pag. 60 - 61
Blancone Ultra	Pag. 55 - 59
Bone Wax Cera Per Ossa	Pag. 60 - 61
Bowie E Dick Test Autoclavi	Pag. 49 - 54
Buste Per Sterilizzazione Kumapan	Pag. 62 - 73
Buste Per Sterilizzazione Perfecto	Pag. 62 - 73
Bustine Igieniche E Portalastrene	Pag. 86
Cabxyl	Pag. 74 - 81
Camice Protettivo TTR - Autoclavabile	Pag. 62 - 73
Camici Monouso	Pag. 62 - 73
Camici Sterili	Pag. 62 - 73
Camici Visitatore Monouso	Pag. 62 - 73

PRODOTTO

PAGINE

Carta Articolazione Agis	Pag. 14 - 24
Carta Articolazione Baush	Pag. 14 - 24
Cartucce Resina Mocom/Anthos	Pag. 49 - 54
Cartucce Resina Euronda	Pag. 49 - 54
Cavit - Vasetto	Pag. 35 - 39
Cement One	Pag. 35 - 39
Cention Forte Starter Kit	Pag. 35 - 39
Cera Azzurrina Morbida Zeta	Pag. 60 - 61
Ceradent Zeta Masticazione Zeta	Pag. 60 - 61
Citocartin	Pag. 6 - 8
Cleanic	Pag. 55 - 59
Cloreximid	Pag. 74 - 81
Clotramid Md	Pag. 74 - 81
Coltosol F Siringa	Pag. 35 - 39
Coltosol F Vasetto	Pag. 35 - 39
Combi Touch	Pag. 87 - 100
Coni di Guttaperca	Pag. 74 - 81
Contrangoli Akos	Pag. 87 - 100
Copri-Puntale Acciaio Grigio 441 Minilight Luzzani	Pag. 62 - 73
Copririunito Tnt	Pag. 62 - 73
Copriscarpe Pe Easy Line Kuma	Pag. 62 - 73
Copritestiera Per Riunito Tnt	Pag. 62 - 73
Core-X Flow Refill Pack	Pag. 29 - 33
Covidsafe Office Kit Pro	Pag. 62 - 73
Covidsafe per Maniglie -Tubo Da 96 Cm	Pag. 62 - 73
Creosoto M.D.	Pag. 74 - 81
Cryopulp Spray	Pag. 6 - 8
Cuffiette Monouso Tnt	Pag. 62 - 73
Cunei Elastici In Silicone Westpoint	Pag. 25 - 26
Cunei Legno Kumapan	Pag. 25 - 26
Cutanplast Dental	Pag. 6 - 8
Cutanplast Emostatico	Pag. 6 - 8
De Trey Zinc	Pag. 35 - 39
Deflussori	Pag. 9 - 14
Deionizzatore Ric.Filtri X Waterclean 2	Pag. 49 - 54
Dentifricio Opalescence	Pag. 55 - 59
Detartrine Z	Pag. 55 - 59
DF-58 Ultraspeed	Pag. 86
Dia - Dry Safe Box	Pag. 14 - 24
Diga Hygenic	Pag. 62 - 73
Diga In Lattice Biodam	Pag. 62 - 73
Diga Latex Free Isodam	Pag. 62 - 73
Diga Nic Tone	Pag. 62 - 73
Disposa-Shield Cm10x15,5 - 1000 Strappi	Pag. 62 - 73
Dt Light Post Italy Box	Pag. 74 - 81
Durelon	Pag. 35 - 39
Eburos Collutorio Con Cloexidina 0,12%	Pag. 55 - 59
Eburos Collutorio Con Cloexidina 0,20%	Pag. 55 - 59
Ecocain Spray	Pag. 6 - 8
Eco-Jet Spray	Pag. 49 - 54
Edta 17% Ogna	Pag. 74 - 81
Elite Hd+	Pag. 14 - 24
Elite Hd+ Maxi Putty Soft	Pag. 14 - 24

INDICE

PRODOTTO

PAGINE

Elite Hd+ Putty Soft	Pag. 14 - 24
Ena Bond Adesivo Mono 5ML	Pag. 27 - 28
Ena White	Pag. 55 - 59
Ena-Bond Catalizzatore 5ML	Pag. 27 - 28
Enabond Se Bonding 5ML + Primer 5ML	Pag. 27 - 28
Enamel Plus Hfo/Hri	Pag. 29 - 33
Enamel Plus Hri Bio Function	Pag. 29 - 33
Enamel Plus Hri Flow	Pag. 29 - 33
Endo N2 Italia	Pag. 35 - 39
Endoidrox Clinico	Pag. 74 - 81
Endomethasone N	Pag. 74 - 81
Endowave Hybrid Concept	Pag. 74 - 81
Estremita Per Anelli Westpoint	Pag. 25 - 26
Etching Gel 37% Kumapan	Pag. 25 - 26
Etching Gel-S 37% Kumapan	Pag. 25 - 26
Etichettatrice Mark 4	Pag. 49 - 54
Etichettatrice Printex Medical	Pag. 49 - 54
Etichette Mark 3 e Mark 4	Pag. 49 - 54
Expasyl Exact - Caps	Pag. 14 - 24
Expertmatic Lux E20 L	Pag. 87 - 100
Experttorque Lux E680 L	Pag. 87 - 100
Express Putty	Pag. 14 - 24
FD322	Pag. 49 - 54
Fibra Ottica Laser	Pag. 87 - 100
Files Kumapan	Pag. 74 - 81
Film Ai Fosfori	Pag. 86
Filo Retrattore Septofil N	Pag. 14 - 24
Filo Retrattore Ultrapak	Pag. 14 - 24
Filtek Bulk Fill Flowable Res	Pag. 29 - 33
Filtek Supreme Flowable	Pag. 29 - 33
Filtek Supreme Xte	Pag. 29 - 33
Fit Checker Advanced	Pag. 14 - 24
Flexacryl	Pag. 40 - 41
Flexitime Correct Flow	Pag. 14 - 24
Flexitime Dynamix Putty	Pag. 14 - 24
Flexitime Easy Putty	Pag. 14 - 24
Flexitime Flow	Pag. 14 - 24
Forbice Iris Acciaio Inox	Pag. 81 - 84
Forbici Iris	Pag. 81 - 84
Fresa Tungsteno Transmetal	Pag. 42 - 49
Frese Dr Stone	Pag. 42 - 49
Frese Intensiv	Pag. 42 - 49
Fuji I Kit Intro	Pag. 35 - 39
Fuji Plus Full Set A3	Pag. 35 - 39
Fujicem 2 Sl	Pag. 35 - 39
Futurabond M+	Pag. 27 - 28
G-Aenial	Pag. 29 - 33
Garze Sterilux Es	Pag. 62 - 73
Garze Topper 8	Pag. 62 - 73
Gates Kumapan	Pag. 74 - 81
Gc Fujirock Ep	Pag. 14 - 24
Gc Fujirock Ep - Linea Premium	Pag. 14 - 24
Gel Etchant 37,5% Economy Pack	Pag. 25 - 26
Ghiaccio Busta Tnt Medical Ice Kumapan	Pag. 62 - 73
Ghiaccio Istantaneo Tnt Monoart	Pag. 62 - 73
Gluma Desensitizer	Pag. 9 - 14
Gommini Ra Identoflex	Pag. 42 - 49
Gracey Curette	Pag. 81 - 84
Grembiule Pararaggi Kumapan	Pag. 86
Guaina Con Inseritore Omnisleeve	Pag. 9 - 14
Guaine Con Elastici Di Fissaggio	Pag. 9 - 14
Guaine Universali Omnitex U	Pag. 9 - 14
Guanti	Pag. 62 - 73
Guanti Chirurgici Sterili	Pag. 62 - 73
Gum Denture Spazzolino Protesi	Pag. 55 - 59
Gutta-Condensor	Pag. 74 - 81
Harvard Liquido	Pag. 35 - 39
Harvard Polvere	Pag. 35 - 39
Hawe - Cleanpolish	Pag. 55 - 59
Hilaser	Pag. 86
Hoffmann's Liquido	Pag. 35 - 39
Hoffmann's Polvere	Pag. 35 - 39
Hydrock Barattolo	Pag. 14 - 24
Hydrocolor 5	Pag. 14 - 24
Hydrogum Five	Pag. 14 - 24
Hydrogum LL	Pag. 14 - 24
Hydrol Piccolo	Pag. 74 - 81
Hydrorise	Pag. 14 - 24
Hydrorise Putty	Pag. 14 - 24
Ibond Universal Refill Flacone	Pag. 27 - 28
ID212 Durr	Pag. 49 - 54
ID212 Forte Durr	Pag. 49 - 54
ID220 Durr	Pag. 49 - 54
Igienizzanti e Disinfettanti Mani	Pag. 49 - 54
Immediata Kit	Pag. 40 - 41
Impregum Garant L Duosoft	Pag. 14 - 24
Impregum Penta	Pag. 14 - 24

PRODOTTO

PAGINE

Ims Container Cassette	Pag. 81 - 84
Indurent Gel Zhermack	Pag. 14 - 24
Integratore Chimico Browne 3100	Pag. 49 - 54
Intraoral Tip Gialli Small Kumapan	Pag. 14 - 24
Involucri Antilucente Lastre/Film Fosfori	Pag. 86
Ion - Corone Provvisorie	Pag. 40 - 41
Ips Empress Cad For Cerec/Inlab Multi/ C14l	Pag. 60 - 61
Irm Kit	Pag. 35 - 39
Jet Kit Liquido / Polvere	Pag. 40 - 41
Jet Repair Liquido / Polvere	Pag. 40 - 41
Kavo Spray Lubrificante	Pag. 49 - 54
Ketac Cem	Pag. 35 - 39
Kit Bioseal	Pag. 74 - 81
Kit Controllo Sterilizzazione Autoclave	Pag. 49 - 54
Kit Diga Dentale	Pag. 81 - 84
Kit Interprossimale Stripping Akos	Pag. 87 - 100
Kit Manipolo Newtron	Pag. 87 - 100
Kit Matrici Sezionali Westpoint	Pag. 25 - 26
Kit Perio Evo Advanced Acciaio Inox	Pag. 81 - 84
Kit Phoenix Evo Colour Titanio	Pag. 81 - 84
Kit Prima Visita Coricama	Pag. 81 - 84
Kit Venus Diamond One	Pag. 29 - 33
Kit Venus Pearl One Refill	Pag. 29 - 33
Kromopan - Busta	Pag. 14 - 24
Kromoprint Azzurro Kumapan	Pag. 14 - 24
Lame Bisturi Coricama	Pag. 9 - 14
Lame Bisturi Inline	Pag. 9 - 14
Lampada Sbiancante Flåsh + Kit Sbiancamento	Pag. 87 - 100
Largo Kumapan	Pag. 74 - 81
Lastrine Ai Fosfori Cs 7200	Pag. 86
Lastrine Ai Fosfori Cs 7600	Pag. 86
Lh Gel Mani Antisettico Pronto All'uso - 500ML	Pag. 49 - 54
Lidocaina 5% Gel Gengivale	Pag. 6 - 8
Life Regular Standard Pack	Pag. 35 - 39
Ligosan	Pag. 9 - 14
Liquido Multisteril Cd	Pag. 49 - 54
Lubrificante Quattrocara Spray Plus	Pag. 49 - 54
Manipoli Ablatori Woodpecker	Pag. 87 - 100
Manipolo Ca Expertmatic 1:5 E25l Lux	Pag. 87 - 100
Manipolo Implantologia Akos	Pag. 87 - 100
Mantelline In Rotolo Kumapan	Pag. 62 - 73
Mantellina in rotolo Monoart PG30	Pag. 62 - 73
Mascherine Chirurgiche	Pag. 62 - 73
Mascherine FFP2	Pag. 62 - 73
Mascherine Monoart Protection 3	Pag. 62 - 73
Mascherine Monoart Protection 4	Pag. 62 - 73
Matrici Nastro Inox	Pag. 25 - 26
Matrici Nastro Trasparente	Pag. 25 - 26
Matrici Palodent	Pag. 25 - 26
Matrici Sezionali Westpoint	Pag. 25 - 26
Matrix V3 Ring Matrici 50Pz	Pag. 25 - 26
Maxcem Elite Refill	Pag. 35 - 39
MD520	Pag. 49 - 54
Mepivacaina Pierrel	Pag. 6 - 8
Microapplicatori Kumapan	Pag. 25 - 26
Micromotore Eco 350	Pag. 87 - 100
Mixing Tip Dynamix Gialli	Pag. 14 - 24
Mixing Tip Elite Gialli	Pag. 14 - 24
Mixing Tip Kumapan	Pag. 14 - 24
Mixing Tips Dynamix	Pag. 14 - 24
Moldano	Pag. 14 - 24
Montatura Al Titanio Per Eyemag Smart	Pag. 87 - 100
Multilink Automix	Pag. 35 - 39
Multilink Primer A+B	Pag. 35 - 39
N5 - Sodio Ipcloclorito 5%	Pag. 74 - 81
Neocolloid Normal Set	Pag. 14 - 24
New Cold Spray Kumapan	Pag. 6 - 8
Niclur 5	Pag. 74 - 81
Normoprint Kumapan	Pag. 14 - 24
OBF Separatore Labiale Con Aspiratore	Pag. 62 - 73
Occlufast Rock	Pag. 14 - 24
Olio Spray Universale Per Manipoli	Pag. 87 - 100
One-Q-Bond CGT	Pag. 27 - 28
Opalescence Boost 40%	Pag. 55 - 59
Opalescence Go 6% Mint - Patient Kit	Pag. 55 - 59
Opalescence PF 10%	Pag. 55 - 59
Opalescence PF 16%	Pag. 55 - 59
Optibond FL Adhesive / Primer	Pag. 27 - 28
Optibond FL Kit	Pag. 27 - 28
Optibond Universal Bottle Refill	Pag. 27 - 28
Opticore N3	Pag. 35 - 39
Optocain	Pag. 6 - 8
Optosil Comfort Putty	Pag. 14 - 24
OptraDam Plus	Pag. 71
OptraGate	Pag. 71
OptraGloss	Pag. 71

INDICE

PRODOTTO

PAGINE

Oralsan Collutorio	Pag. 55 - 59
Oralsan Collutorio Professional	Pag. 55 - 59
Oranwash	Pag. 14 - 24
Orotol Plus	Pag. 49 - 54
Orthoprint Busta	Pag. 14 - 24
Panavia V5 Intro Kit	Pag. 35 - 39
Pellicole Endorali Eco 30	Pag. 86
Pentamix III - 230 V	Pag. 87 - 100
Periocid Impla	Pag. 9 - 14
Periotomo (Manico + 4 Lame)	Pag. 81 - 84
Permlastic	Pag. 14 - 24
Phototray Lc	Pag. 60 - 61
Piezosurgery Touch	Pag. 87 - 100
Pinza Di Posizionamento per Anelli e cunei elastici	Pag. 62 - 73
Pinza Ossivora Micro Friedman	Pag. 81 - 84
Pinza Per Corone Universale	Pag. 81 - 84
Pinza Per Corone Wynman	Pag. 81 - 84
Plastor	Pag. 35 - 39
Plurafill Flow+ Composite	Pag. 29 - 33
Plurafill+ Composite	Pag. 29 - 33
Pola Office Plus Kit	Pag. 55 - 59
Polveri Per Proflassi Air-Flow Ems	Pag. 55 - 59
Polveri Per Proflassi Mectron	Pag. 55 - 59
Polveri Per Proflassi Prophypearls Kavo	Pag. 55 - 59
Porta Aghi Castroviejo	Pag. 81 - 84
Porta Aghi Crile-Wood	Pag. 81 - 84
Porta Rulli Di Cotone	Pag. 81 - 84
Portaimpronte Acciaio	Pag. 14 - 24
Portaprotesi Orthobox Kumapan	Pag. 60 - 61
Prophy Box Prophyflex 4	Pag. 87 - 100
Protaper Gold Finish Sterili	Pag. 74 - 81
Protemp 4 Garant	Pag. 40 - 41
Protezioni Igieniche Cs7200	Pag. 86
Protezioni Igieniche Cs7600	Pag. 86
Puli-Jet Classic Cattani	Pag. 49 - 54
Puli-Jet Plus Cattani	Pag. 49 - 54
Pulp Canal Sealer Ewt	Pag. 35 - 39
Pulp Canal Sealer Std	Pag. 35 - 39
Pulsoximetro	Pag. 87 - 100
Puntali di miscelazione - Mixing Tip Kumapan	Pag. 14 - 24
Punte di Carta	Pag. 74 - 81
Punte di Guttaperca	Pag. 74 - 81
Racestyptine	Pag. 14 - 24
Radix Fiber Post Trial Kit 0.8	Pag. 74 - 81
Ray Glass Conical - Cylinder Kumapan	Pag. 74 - 81
Readysteel	Pag. 74 - 81
Rebase II Kit - Fast Light Pink	Pag. 40 - 41
Rebilda Dc	Pag. 35 - 39
Reggisalviette Monouso Napkin Holder	Pag. 62 - 73
Relyx Unicem 2 Automix	Pag. 35 - 39
Relyx Unicem Aplicap	Pag. 35 - 39
Retraction Paste	Pag. 24
Ricambi Siringa Bifix Se	Pag. 35 - 39
Rinn Centratore Xcp Centratore Kit-Evolution 2003	Pag. 86
Root Zx Mini - Rilevatore Apicale	Pag. 87 - 100
Rosol Clinico	Pag. 55 - 59
Rulli Salivari Kumapan	Pag. 62 - 73
S-21 Disinfettante Superfici Disinfekta	Pag. 49 - 54
Salviette Plastificate Kumapan	Pag. 62 - 73
Sani-Tip Ricambi	Pag. 62 - 73
Sanyair - Sistema Di Sanificazione Superfici	Pag. 87 - 100
Scandonest	Pag. 6 - 8
Scollaperiosteo Prichard Doppio	Pag. 81 - 84
Scotchbond Universal Adhesive Flacone	Pag. 27 - 28
Scotchbond Universal Plus Adhesive	Pag. 27 - 28
Sekusept Classic Disinfettante Polvere	Pag. 49 - 54
Septanest	Pag. 6 - 8
Septofil N	Pag. 14 - 24
Set PP Siringhe Automix	Pag. 35 - 39
Sicuraseal	Pag. 74 - 81
Siringa Intraligamentare	Pag. 81 - 84
Sistemi ingrandenti Zeiss	Pag. 87 - 100
Sistemi Illuminazione Compatibili Zeiss	Pag. 87 - 100
Sodio Cloruro 0,9%	Pag. 9 - 14
Sof-Lex Pop-On	Pag. 42 - 49
Sofreliner Tough M Kit	Pag. 40 - 41
Soluzione Fisiologica	Pag. 9 - 14
Spazzolini	Pag. 55 - 59
Spazzolini A Coppetta Per Proflassi Kumapan	Pag. 55 - 59
Specchietti Orali Kumapan	Pag. 81 - 84
Speedcem Plus	Pag. 35 - 39
Spingipasta Kumapan	Pag. 74 - 81
Splintline	Pag. 40 - 41
Splintline Liquido	Pag. 40 - 41
Sporigerm Fazzoletti	Pag. 49 - 54
Sporigerm Ferri	Pag. 49 - 54
Sporigerm Mani	Pag. 49 - 54

PRODOTTO

PAGINE

Sporigerm Spray	Pag. 49 - 54
Starlight Pro	Pag. 87 - 100
Starlight Uno	Pag. 87 - 100
Stomidros Calcio Idrossido	Pag. 35 - 39
Stomilex Calcio Ossido	Pag. 74 - 81
Strisce Horico	Pag. 42 - 49
Strisce Sof-Lex	Pag. 42 - 49
Strumentario Coricama	Pag. 81 - 84
Strumentario Kumapan	Pag. 81 - 84
Strumentario Canalare Kumapan	Pag. 74 - 81
Superacetic 10	Pag. 49 - 54
Superseal Cement Kit	Pag. 74 - 81
Suture Ethicon	Pag. 9 - 14
Suture Smi	Pag. 9 - 14
T-11 Disinfettante Per Strumenti Disinfekta	Pag. 49 - 54
T-31 Paracetikum Plus Disinfekta	Pag. 49 - 54
Tappeti Decontaminanti	Pag. 62 - 73
Tazza Silicone Per Alginato E Gesso	Pag. 14 - 24
Teli Azzurri Tnt Assorbenti/Impermeabile	Pag. 9 - 14
Teli Sterili Azzurri Kumapan	Pag. 62 - 73
Telio Cs	Pag. 35 - 39
Temp Bond	Pag. 35 - 39
Tempo	Pag. 40 - 41
Tenatex Cera Morbida Rossa	Pag. 60 - 61
Termometro A Infrarossi	Pag. 87 - 100
Tetric Evoceram Refill	Pag. 29 - 33
Tetric Evoflow Refill	Pag. 29 - 33
Thermafil Per Wave One Gold	Pag. 74 - 81
Thermo Gp Otturatori	Pag. 74 - 81
Tork Asciugamani	Pag. 62 - 73
Tovaglioli 3 Veli Kumapan	Pag. 62 - 73
Towel Up	Pag. 62 - 73
Transbond Xt	Pag. 27 - 28
Tray Monouso In Pla Bio/Compostabile	Pag. 62 - 73
Tray Paper Kumapan	Pag. 62 - 73
Trollfoil	Pag. 14 - 24
Tropicalgin	Pag. 14 - 24
Tubulicid	Pag. 25 - 26
Tubulitec	Pag. 25 - 26
Tubuliclean E.D.T.A 10%	Pag. 74 - 81
Turbina Akos	Pag. 87 - 100
Turbina Smart Torque S619L	Pag. 87 - 100
Tuta Bianca Monouso	Pag. 62 - 73
Ufi Gel Sc	Pag. 60 - 61
Valigetta Alluminio Per Sistemi Ingrandenti Zeiss	Pag. 87 - 100
Valo Cordless Kit - Lampada A Led	Pag. 87 - 100
Vapor Line Integratore	Pag. 49 - 54
Variolink Esthetic Dc	Pag. 35 - 39
Variolink Esthetic Lc	Pag. 35 - 39
Vassoi Monouso Zigrinati Kumapan	Pag. 62 - 73
Venus Diamond Flow	Pag. 29 - 33
Venus Diamond One Siringa	Pag. 29 - 33
Venus Diamond Refill	Pag. 29 - 33
Venus Flow Siringa	Pag. 29 - 33
Venus Pearl One Siringa	Pag. 29 - 33
Venus Pearl Siringa Refill	Pag. 29 - 33
Vestige	Pag. 14 - 24
Vestige 5:1 Impla	Pag. 14 - 24
Vestige 5:1 Putty Admix	Pag. 14 - 24
Vestige 5:1 Tray Material	Pag. 14 - 24
Vestige Putty Soft	Pag. 14 - 24
Visiere Facciali Protettive	Pag. 62 - 73
Xantalgin Busta	Pag. 14 - 24
Xantopren	Pag. 14 - 24
Xantopren Comfort Cd	Pag. 14 - 24
Xantopren M Mucosa	Pag. 14 - 24
Xylonor 2%	Pag. 6 - 8
Zefirol Quick	Pag. 49 - 54
Zeta 1 Ultra	Pag. 49 - 54
Zeta 2 Sporex	Pag. 49 - 54
Zeta 3 Soft	Pag. 49 - 54
Zeta 3 Wipes Pop-Up	Pag. 49 - 54
Zeta 3 Wipes Total	Pag. 49 - 54
Zeta 7 Solution	Pag. 49 - 54
Zeta 7 Spray	Pag. 49 - 54
Zetaplus	Pag. 14 - 24
Zonalin Liquido/Polvere	Pag. 38 - 42

01



AGHI SEPTOJECT SEPTODONT

Aghi per anestesia caratterizzati da un alto livello qualitativo. La tripla bisellatura della punta e la siliconatura dell'ago, li rendono assolutamente atraumatici per i tessuti. Confezione: 100 pezzi

Cod. 7056015 - 0,3x12 mm (30G)
Cod. 7056017 - 0,4x35 mm (27G)
Cod. 7056032 - 0,3x16 mm (30G)
Cod. 7056033 - 0,4x25 mm (27G)

~~15,73€~~
Sconto 40%
9,50 €
cad.

03



AGHI INIOS INDICATOR DENTSPLY

Aghi anestesia con attacco in plastica Confezione: 100 pezzi sfusi
Cod. 2736350 - 0,4x38mm Blu (27G)
Cod. 2736351 - 0,3x21mm Bianco (30G)

~~19,79€~~
Sconto 25%
14,90 €
cad.

04

AGHI KUMAPAN KUMAPAN

Aghi per uso odontoiatrico, sterili, monouso, prodotti in acciaio inossidabile e cromo. Confezione: 100 pezzi



Aghi per uso odontoiatrico, sterili, monouso, prodotti in acciaio inossidabile e cromo. Confezione: 100 pezzi

Cod. 7000570 - 27G Long 0,40x36 mm
Cod. 7000571 - 27G Short 0,40x25 mm
Cod. 7000572 - 30G Short 0,30x21 mm
Cod. 7000573 - 30G Xshort 0,30x16 mm
Cod. 7000574 - 30G Xxshort 0,30x12 mm

~~11,12€~~
Sconto 47%
5,90 €
per 3 CONF. cad.

Sconto 38%
6,90 €
per 1 CONF.

02

CUTANPLAST MASCIA BRUNELLI

Spugna di gelatina di origine suina sterile, completamente riassorbibile e con un alto effetto emostatico. Confezione: 24 pezzi



Spugna di gelatina di origine suina sterile, completamente riassorbibile e con un alto effetto emostatico. Confezione: 24 pezzi
Cod. 35540000

~~14,10€~~
Sconto 33%
9,50 €
per 3 CONF. cad.

Sconto 30%
9,90 €
per 1 CONF.

05



CUTANPLAST DENTAL OGNA

Gelatina sterile di origine suina, per emostasi dopo estrazione, totalmente riassorbibile (10x10x10 mm). Confezione: 24 pezzi.
Cod. 7050430

~~19,79€~~
Sconto 40%
11,90 €
cad.

06



AGHI DIREZIONALI PER MORDENZANTE CURVI FALCON

Aghi azzurri direzionali per gel in metallo curvi per siringa da 3,5 g. Aghi direzionali per mordenzante di ottima qualità prodotti in Italia nel rispetto delle direttive CE. Confezione: 100 pezzi
Cod. 40164000

~~44,02€~~
SUPER OFFERTA
-55%
19,90 €
cad.

07



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

LIDOCAINA 5% GEL GENGIVALE OGNA

Anestetico in crema idrosolubile per uso topico.
Confezione: tubetto 30 gr.
Cod. 7050820

08



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

ECOCAIN SPRAY MOLTENI

L'anestetico locale con eccellente indice terapeutico in grado di garantire un'anestesia rapida e efficace.
Confezione: flacone 100 ml.
Cod. 38114000

09



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

OPTOCAIN MOLTENI

Anestetico iniettabile a base di Mepivacaina Cloridrato.
Confezione: 50 tubofiale da 1,8 ml cad
Cod. 6190150 - 3% senza vasocostrittore
Cod. 6190151 - 2% con adrenalina 1:100.000
Cod. 6190152 - 2% con adrenalina 1:80.000

10



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

CITOCARTIN MOLTENI

Anestetico iniettabile a base di Articaina Cloridrato con adrenalina.
Confezione: 50 tubofiale da 1,8 ml cad
Cod. 6190101 - GIALLO 40mg/ml con adrenalina 1:100.000
Cod. 6190100 - VERDE 40mg/ml con adrenalina 1:200.000

11



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

ARTICAINA PIERREL

Anestetico iniettabile a base di Articaina al 4%.
Confezione: 100 tubofiale da 1,8 ml cad
Cod. 20525001 - con adrenalina 1:100.000
Cod. 20525002 - con adrenalina 1:200.000

12



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

MEPIVACAINA PIERREL

Anestetico iniettabile a base di Mepivacaina Cloridrato.
Confezione: 100 tubofiale da 1,8 ml cad.
Cod. 20548001 - 2% con adrenalina 1:100.000
Cod. 20548005 - 3% senza vasocostrittore

13



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

SEPTANEST SEPTODONT

Anestetico iniettabile a base di Articaina al 4%
Confezione: 50 tubofiale da 1,7 ml
Cod. 7051281 - con adrenalina 1:100.000
Cod. 7051280 - con adrenalina 1:200.000

14



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

SCANDONEST SEPTODONT

Anestetico iniettabile a base di Mepivacaina.
Confezione: 50 tubofiale da 1,8 ml
Cod. 7051251 - 2% con adrenalina 1:100.000
Cod. 7051250 - 3% senza vasocostrittore

15



NEW

CRYOPULP SPRAY SEPTODONT

Spray freddo fino a -40° adatto per un rapido congelamento di pellet di schiuma o cotone, per il test di vitalità dei denti e il raffreddamento di piastre e materiali da impronta/fusione. Aromatizzato alla menta.
Confezione: flacone Spray da 200 ml. **Cod. 41370000**

~~29,94€~~
OFFERTA
26,50 €
cad.

16



**VISUALIZZA
L'OFFERTA
SUL NOSTRO
SITO WEB**

XYLONOR SPECIAL 2% SEPTODONT

Anestetico a base di lidocaina 2% con adrenalina 1:80.000
Confezione: 50 tubofiale da 1,8 ml.
Cod. 7051382

17



**3
Pz.**

SOLO

7,45 € cad.
A FLACONE

NEW COLD SPRAY KUMAPAN

Spray ipotermizzante per test di vitalità. Delicata profumazione all'arancia.
Confezione: 3 flaconi da 200 ml cad.
Cod. 7000225

~~35,55€~~
-37%

**SUPER
OFFERTA**

22,35 €
cad.

Dispotech® presenta in **esclusiva** per il mercato italiano dentale

CUTANPLAST FAST è un prodotto in gelatina di origine animale che, grazie alla sua particolare struttura, è in grado, utilizzato a secco, di assorbire velocemente una grande quantità di liquidi. Grazie a questa proprietà, **CUTANPLAST FAST**, è in grado di controllare ed arrestare la maggior parte delle emorragie, arteriose e venose, difficilmente gestibili con i tradizionali metodi di emostasi.

CUTANPLAST FAST è un prodotto **PRONTO ALL'USO**, con una **RAPIDITA'** di assorbimento superiore alla media e una **STABILITA'** e una **ADERENZA** nell'utilizzo mai visti prima.

CUTANPLAST
Fast



Guarda il video scannerizzando il QR



18

SODIO CLORURO
1 Lt.
SIMIT

SODIO CLORURO 0,9% - N/AIC
Cod. 39822000



IVA 22%

~~2,99 €~~
SUPER OFFERTA
per **10** CONF. **2,50 €** cad.

2,99 € cad.
per 1 CONF.

18B

SODIO CLORURO
500 ml.
SIMIT

SODIO CLORURO 0,9% - N/AIC
Cod. 39821000

~~4,43 €~~
SUPER OFFERTA
per **15** CONF. **2,10 €** cad.

2,90 € cad.
per 1 CONF.

19

SOLUZIONE FISIOLGICA
BAXTER

SODIO CLORURO 0,9%



IVA 10%

VISUALIZZA L'OFFERTA SUL NOSTRO SITO WEB

Cod. 38794000 - Sacca da 1 Lt.
Cod. 38796000 - Sacca da 500 ml.
Cod. 38795000 - Sacca da 250 ml.

19B



IVA 10%

VISUALIZZA L'OFFERTA SUL NOSTRO SITO WEB

Bottiglia di vetro da 250 ml.
Cod. 38369000

20

LIGOSAN
KULZER

Antibiotico locale in gel per la cura delle periodontiti. Ligosan contiene doxiciclina al 14%. (140 mg/g). Indicato nel trattamento della periodontite cronica ed aggressiva negli adulti, con profondità delle tasche >5 mm, **in aggiunta al trattamento non chirurgico convenzionale della periodontite.**

Confezione: 2 Cartucce cilindro di gel periodontale preriempite da 260 mg con stantuffo in lpde
Cod. 38581000

VISUALIZZA L'OFFERTA SUL NOSTRO SITO WEB









Cod. 38582000 applicatore

ACQUISTA 2 LIGOSAN
RICEVI IN OMAGGIO 1 APPLICATORE
(del valore di 191,95€)

SUTURE ETHICON



Sutura non assorbibile, intrecciata, in fibra proteica naturale. Affidabile dal punto di vista della biocompatibilità e della non capillarità.




SUTURA IN SETA - AGO CILINDRICO										
CODICE ORDINE	SUTURA	CALIBRO	LUNGHEZZA AGO	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 36 PZ.		SUTURA SINGOLA		TIPO DI AGO	
					SCONTO	OFFERTA CAD.	SCONTO	OFFERTA CAD.		
28818001	K870H	5-0	17	€ 5,28	-41%	€ 3,10	-28%	€ 3,80	RB-1 1/2 CERCHIO 	
28818002	K871H	4-0	17	€ 5,28	-41%	€ 3,10	-28%	€ 3,80		
28818003	K872H	3-0	17	€ 5,28	-41%	€ 3,10	-28%	€ 3,80		
28818004	K873H	2-0	17	€ 5,28	-41%	€ 3,10	-28%	€ 3,80		
28817001	7342H	4-0	22	€ 5,28	-41%	€ 2,95	-28%	€ 3,80	SH-1 1/2 CERCHIO 	
28817002	7343H	3-0	22	€ 5,28	-41%	€ 2,95	-28%	€ 3,80		
28817003	7344H	2-0	22	€ 5,28	-41%	€ 2,95	-28%	€ 3,80		
28816002	K832H	3-0	26	€ 5,08	-45%	€ 2,80	-31%	€ 3,50	SH 1/2 CERCHIO 	
28816003	K833H	4-0	26	€ 5,08	-45%	€ 2,80	-31%	€ 3,50		
SUTURA IN SETA - AGO PUNTA TAGLIENTE - TAPERCUT										
28819001	K951H	5-0	17,4	€ 6,29	-39%	€ 3,85	-25%	€ 4,70	V-5 1/2 CERCHIO 	
28819002	K952H	4-0	17,4	€ 6,29	-39%	€ 3,85	-25%	€ 4,70		
28819003	K953H	3-0	17,4	€ 6,29	-39%	€ 3,85	-25%	€ 4,70		
28819004	K954H	2-0	17,4	€ 6,29	-39%	€ 3,85	-25%	€ 4,70		
					CONFEZIONE DA 12 PZ.					
28833000	K963G	3-0	26	€ 5,99	-34%	€ 3,95	-27%	€ 4,40	V7 1/2 CERCHIO 	
SUTURA IN SETA - AGO DORSO TAGLIENTE										
					CONFEZIONE DA 36 PZ.					
28835000	P683H	3-0	19	€ 5,48	-42%	€ 3,19	-29%	€ 3,88	FS-2 3/8 CERCHIO 	
28823000	683H	4-0	19	€ 5,79	-46%	€ 3,10	-29%	€ 4,10		
28822000	632H	3-0	22	€ 5,48	-36%	€ 3,50	-29%	€ 3,90	X-2 1/2 CERCHIO 	
28824000	737H	2-0	22	€ 5,48	-36%	€ 3,50	-28%	€ 3,90		
Copolimero costituito da 90% di glicolide e 10% di lattide, trattato per il rapido assorbimento. Sutura intrecciata, assorbibile, rivestita, con rapida perdita di resistenza tensile (14 giorni). Sui piani superficiali i punti cadono spontaneamente.										
SUTURA VICRYL - AGO CILINDRICO										
28807000	V303H	5-0	17,4	€ 9,03	-40%	€ 5,40	-28%	€ 6,50	RB-1 1/2 CERCHIO 	
41183000	V304H	4-0	17,4	€ 8,64	-52%	€ 4,29	-	-		
28848000	V305H	3-0	17,4	€ 8,73	-32%	€ 5,90	-29%	€ 6,20		
28840000	V311H	3-0	21,8	€ 8,73	-40%	€ 5,20	-29%	€ 6,20	SH-1 1/2 CERCHIO 	
SUTURA VICRYL - AGO DORSO TAGLIENTE										
28809000	V384H	6-0	13	€ 12,69	-39%	€ 7,75	-30%	€ 8,90	C-3 3/8 CERCHIO 	
28841000	V385H	5-0	13	€ 12,08	-42%	€ 7,05	-30%	€ 8,50		
28842000	V397H	4-0	19	€ 9,85	-37%	€ 6,25	-27%	€ 7,15	FS-2 3/8 CERCHIO 	
28843000	V398H	3-0	19	€ 9,44	-38%	€ 5,90	-29%	€ 6,70		
SUTURA VICRYL - AGO PUNTA TAGLIENTE - TAPERCUT										
28838000	V272H	3-0	17	€ 10,66	-39%	€ 6,50	-31%	€ 7,40	V-5 1/2 CERCHIO 	
28837000	V994H	4-0	17	€ 11,06	-38%	€ 6,90	-29%	€ 7,80		
SUTURA VICRYL PLUS - AGO CILINDRICO										
41104000	VCP303H	5-0	17	€ 10,33	-29%	€ 7,30	-	-	RB-1 1/2 CERCHIO 	
28812000	VCP311H	3-0	21,8	€ 10,66	-41%	€ 6,31	-31%	7,40		
SUTURA VICRYL RAPIDE - AGO DORSO TAGLIENTE CON PUNTA DI PRECISIONE										
41396000	V4930H	5-0	13	€ 20,34	-39%	€ 12,50	-	-	P-3 3/8 CERCHIO 	


SMI: Suture chirurgiche di qualità superiore

SMI AG fu fondata nel 1987 – prima azienda Belga a produrre suture chirurgiche - cresciuta molto rapidamente fino a diventare oggi un fornitore di suture chirurgiche di caratura mondiale.


L'azienda è situata a San Vith, nelle immediate vicinanze dell' intersezione dei confini tra Belgio, Germania e Lussemburgo.

SUTURA IN SETA - AGO CILINDRICO						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39727003*	5-0	16	€ 56,64	-45%	€ 30,90	HR16 1/2 CERCHIO 
39726002*	4-0	20	€ 55,83	-45%	€ 30,90	HR20 1/2 CERCHIO 


SUTURA IN SETA - AGO PUNTA TAGLIANTE - TAPERCUT						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39725001	3-0	18	€ 62,93	-46%	€ 33,90	HRT18 1/2 CERCHIO 
39885001	2-0	27	€ 62,93	-46%	€ 33,90	HRT27 1/2 CERCHIO 
39862002	4-0	18	€ 62,93	-46%	€ 33,90	DRT18 3/8 CERCHIO 

SUTURA IN SETA - AGO DORSO TAGLIANTE						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39728002	3-0	19	€ 60,93	-46%	€ 32,90	DS19 3/8 CERCHIO 
39728001	4-0	19	€ 60,93	-46%	€ 32,90	

SUTURA SUPRAMID - AGO PUNTA TAGLIANTE - TAPERCUT						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39734001	4-0	18	€ 87,29	-45%	€ 47,90	HRT18 1/2 CERCHIO 

SUTURA VICRYL - AGO DORSO TAGLIANTE						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39733000	4-0	19	€ 148,19	-45%	€ 81,50	DS19 3/8 CERCHIO 

SUTURA POLYESTER - AGO DORSO TAGLIANTE						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39887003*	5-0	16	€ 71,05	-44%	€ 39,90	DS16 3/8 CERCHIO 

SUTURA DACLON - AGO CILINDRICO						
Codice ordine	Calibro	Lunghezza ago	PREZZO LISTINO	CONFEZIONE DA 12 PZ.		TIPO DI AGO
				SCONTO	PREZZO OFFERTA	
39888004*	5-0	20	€ 52,58	-45%	€ 28,90	HR20 1/2 CERCHIO 
39888005*	6-0	20	€ 52,58	-45%	€ 28,90	

* ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

BIOTECK®



BIO-GEN® Granuli

Granuli in flacone a rimodellamento osteoclastico totale. Rimodellamento in 4/6 mesi per la spongiosa e 8/10 mesi per la corticale.

Cod. 36172000	BGS-05s Granuli spongiosi	1 flacone	0.5g≈1cc	0.25-1mm	€ 75,00	€ 60,00
Cod. 39004000	BGS-09s Granuli spongiosi	1 flacone	0.5g≈1cc	1-2mm	€ 75,00	€ 60,00
Cod. 1484000	BGS-11s Granuli spongiosi	1 flacone	1g≈2cc	1-2mm	€ 125,00	€ 100,00
Cod. 36171000	BGC-05s Granuli corticali	1 flacone	0.5g≈1cc	0.25-1mm	€ 75,00	€ 60,00
Cod. su richiesta	BGM-10s Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0.25g=0.5cc	0.25-1mm	€ 63,00	€ 50,00
Cod. 36173000	BGM-05s Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0.5g≈1cc	0.25-1mm	€ 75,00	€ 60,00
Cod. su richiesta	BGM-100s Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	1g≈2cc	0.25-1mm	€ 125,00	€ 100,00



BIO-GEN® Granuli in gel

Granuli in siringa pronti all'uso. Miscela costituita da granuli cortico spongiosi a rimodellamento totale in 4/6 mesi.

Cod. 37489000	BGM-GEL05n Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 0.5ml	0.5-1mm	€ 75,00	€ 60,00
Cod. 36831000	BGM-GEL1n Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 1ml	0.5-1mm	€ 125,00	€ 100,00



BIO-GEN® Putty

Pasta modellabile composta da microgranuli dispersi in collagene a rimodellamento totale in 4/6 mesi. Particolarmente indicato nei siti post estrattivi.

Cod. 36178000	BGP-01s Pasta ossea liofilizzata	1 pz	0.5cc	€ 91,00	€ 70,00
---------------	----------------------------------	------	-------	--------------------	---------



BIOCOLLAGEN® Membrana in Collagene

Membrana di collagene riassorbibile a protezione degli innesti. Effettivo tempo barriera 4/6 settimane.

Cod. 36177000	BCG-01s Membrana in Collagene	1 pz	25x25x0.2 mm	€ 75,00	€ 60,00
Cod. 37746000	BCG-02s Membrana in Collagene	1 pz	15x20x0.2 mm	€ 66,00	€ 53,00



MEMBRANA IN PERICARDIO

Cod. 36843000
HRT-001 Membrana Pericardio
1 membrana 30 x 25 x 0,2 mm
~~€ 160,00~~ € 136,00

Cod. 36845000
HRT-003 Membrana Pericardio
2 membrane 15 x 20 x 0,2 mm
~~€ 160,00~~ € 136,00

Cod. 40487000
HRT-005 Membrana Pericardio
2 membrane 20 x 20 x 0,2 mm
~~€ 170,00~~ € 144,50



Membrana in trazione con filo di sutura



Bioactiva®
Innovations and Biotechnologies for health

NOVITÀ



Ozosan® gel

Ozono stabilizzato
in gel ad uso
odontoiatrico



Per le promozioni in corso,
contattare il vostro fornitore di fiducia.

23



Sconto **31%**

~~7,12€~~
4,90 €
cad.

**BISTURI MONOUSO
INLINE**

Bisturi monouso sterili con impugnatura in plastica e custodia proteggi lama. Confezionati singolarmente. Confezione: 10 pezzi

1835054	N. 10
1835055	N. 11
1835056	N. 12
1835057	N. 12B
1835058	N. 15
1835059	N. 15C

25



Sconto **35%**

~~19,26€~~
12,50 €
cad.

**LAME BISTURI
INLINE**

Lame per bisturi - Sterili
Confezione: 100 pezzi

1835381	N. 11
1835382	N. 12
1835383	N. 12B
1835384	N. 15
1835385	N. 15C

27



Sconto **35%**

~~33,80€~~
22,50 €
cad.

LAME BISTURI **Made in Italy**

Lame bisturi sterili in acciaio inox
Confezione: 100 pezzi

Z19100	N. 11
Z19200	N. 12
Z19300	N. 15
41340000	N. 15C

29



Sconto **29%**

~~102,00€~~
72,70 €
cad.

**GLUMA DESENSITIZER
KULZER**

Desensibilizzante a base di metacrilato e glutaraldeide, indicato per il trattamento della dentina ipersensibile.
Confezione: flacone 5 ml
Cod. 4741203

24

**DEFLUSSORI
OMNIA**

I sistemi di irrigazione si presentano completi di perforatore, roller o clamp per il controllo del flusso, raccorderia e pompa peristaltica integrata e rubinetto scambiatore. Confezione: 10 pezzi

OFFERTA

6934217	DEFLUSSORE PER ATR 1/2Y - 10pz	27%	50,90 €
6934215	per SUNI/SATELEC - 10pz	26%	62,90 €
6934213	per DE GIORGI - 10pz	26%	62,90 €
6931524	per SURGIC II /SURGIC XT NSK - 10pz	29%	60,10 €
38375000	per W&H/NOBEL - 10pz	29%	60,10 €
6931520	per HERSEL BIEN AIR - 10pz	29%	60,10 €

26

DEFLUSSORI

**SUPER
OFFERTA**

39679000	per ELCOMED/IMPLANTMED W&H - 6pz	30%	61,50 €
1312000	per ATR 1 via - 10pz	28%	42,90 €
1312001	per ATR 2 vie - 10pz	25%	42,90 €
6512170	per NOUVAG 1 via - 10pz	SOLO	45,90 €

28

**RIANIMATORE ASIBOX
(senza bombola)
PVS**

**SUPER
OFFERTA**

87,90 €
cad.



Contiene:

- 1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione PRM301
- 2 ASIMASK maschere oronasali
- 1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
- 1 pinza tirilingua in policarbonato
- 3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Dimensioni 500 x 360 x 120 mm.
Cod. 7020510

29

30



Sconto **29%**

~~102,00€~~
72,70 €
cad.

Sconto **36%**

~~85,60€~~
54,90 €

**PERIODIC IMPLA KIT MONOPAZIENTE
SIMITPHARMA**

Soluzione filmogena adesiva per uso odontoiatrico.

- Confezione:
- 1 Flacone Polvere: 562,5 mg,
 - 1 Flacone Liquido: 5,0 ml di soluzione alcolica con resine acriliche,
 - 2 Siringhe sterili,
 - 2 Aghi erogatori a punta smussa.
- Cod. 39642000

SUTURA IN SETA SILKAM®

- Sutura in seta naturale non assorbibile intrecciata
- Il rivestimento inerte in cera e silicone garantisce ottima compatibilità tissutale, riducendo la capillarità

confezione 12 pz



Codice	Filo	Calibro	Ago	Prezzo OFFERTA
1307003	45 cm	3/0	3/8 - 19 mm	<p>€ 42,90 a confezione</p>
1307002	45 cm	4/0	3/8 - 19 mm	
1307001	45 cm	4/0	3/8 - 16 mm	
1800281	75 cm	2/0	1/2 - 17 mm	
1307109	75 cm	3/0	1/2 - 17 mm	

SUTURA IN PGLA NOVOSYN®

- Sutura in PGLA assorbibile intrecciata
- Estremamente flessibile e privo di reazioni infiammatorie

confezione 12 pz



Codice	Filo	Calibro	Ago	Prezzo OFFERTA
41400000	70 cm	4/0	3/8 - 16 mm	€ 61,90
41401000	45 cm	5/0	3/8 - 12 mm	€ 61,90
41402000	45 cm	6/0	3/8 - 12 mm	€ 61,90
41399000	70 cm	4/0	1/2 - 17 mm	€ 64,90

CAMICI CHIRURGICI STERILI ANGIODYN®

- SMS 43g (3 strati di polipropilene idrorepellenti e traspiranti)
- Taglia L 126x155 cm / Taglia XL 131x160 cm
- Polsini in cotone
- Girocollo con allaccio in velcro



15 pz

a partire da
€ 5,49
a camice

Codice	Descrizione	Prezzo OFFERTA
40834000	CAMICE ANGIODYN TAGLIA L	€ 82,35 - € 5,49 a camice

B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano
Tel. 02 662181 | Fax 02 66218.357 | www.aesculap-dental.com

IT'S TIME FOR ATRAUMATIC SULCULAR OPENING

EFFICACE E ATRAUMATICO

- ▶ Expasyl™ genera una pressione 37 volte inferiore a quella del filo (143 VS 5.396 kPa).
- ▶ L'attacco epiteliale è preservato (l'integrità dell'attacco epiteliale non è garantita oltre i 2.400 kPa). Il rischio di recessione gengivale e quello di riassorbimento osseo sono ridotti.
- ▶ Totalmente atraumatico per il paziente.

IN CAPSULE MONODOSE

Nuovo confezionamento creato per garantire la massima igiene contro possibili contaminazioni crociate

NEW!
EXPASYL™
EXACT™

CONFEZIONE DA 20 CAPSULE
Cod. 41030000

~~131,00€~~
114,00 €
cad.



UNA DOSE
UN PAZIENTE

31



~~44,60€~~ **Sconto 49%**
22,90 €
cad.

PERMLASTIC KERR

Materiale da impronta a base di polisolfuro.
Confezione: 1 tubetto base da 100 g + 1 catalizzatore da 130 gr.
+ cartoncino d'impasto
Cod. 5503404 - LIGHT Body
Cod. 5503405 - REGULAR Body

32



~~24,90€~~ **OFFERTA**
20,25 €
cad.

HYDROCK 5 KG. BARATTOLO KERR

Gesso duro extra rapido tipo III per il montaggio di modelli in articolatore.
Confezione: Barattolo da 5 Kg
Cod. 37050002 - GIALLO
Cod. 37050001 - BIANCO

33



~~72,57€~~ **Sconto 31%**
49,90 €
cad.

FIT CHECKER ADVANCED GC

Silicone VPES bianco per il controllo della precisione di lavori su metallo e in protesi mobile.
Confezione: 55 g. base + 50 g. catalyst + 3 g. retarder + mixing pad
Cod. 37674000

34



~~11,00€~~ **Sconto 59%**
per 4 PEZZI **4,50 €**
cad.

KROMOPAN LASCOD

Alginato con indicatore cromatico di fase. Per impronte di precisione, inalterabile fino a 100 ore, non genera polvere.
Confezione: 1 busta da 450 g
Cod. 5730020

Sconto 50%
5,50 € cad.
per 1 PEZZO

35

NORMOPRINT KUMAPAN



~~8,24€~~ **Sconto 53%**
per 3 PEZZI **3,90 €**
cad.

Sconto 33%
5,50 € cad.
per 1 PEZZO

NORMOPRINT ARANCIONE

Alginato a presa normale, per la rilevazione di impronte di precisione per protesi fissa e mobile, privo di cadmio e piombo, esente da polvere. Tempo di presa 2 minuti, ottima compatibilità con tutti i tipi di gessi. Il prodotto si presenta di colore arancio, con un gradevole gusto di tutti frutti, al fine di rendere più piacevole la presa d'impronta per il paziente.

Confezione: 1 busta da 450 g.
Cod. 7000711

35B

KROMOPRINT KUMAPAN



~~9,06€~~ **Sconto 57%**
per 3 PEZZI **3,90 €**
cad.

Sconto 39%
5,50 € cad.
per 1 PEZZO

KROMOPRINT AZZURRO

Alginato a presa normale di tipo cromatico, indicato per tutte le impronte di precisione in protesi fissa e mobile, privo di cadmio e piombo, esente da polvere. Tempo di presa 2 minuti, ottima compatibilità con tutti i tipi di gessi. Grazie alle tre fasi cromatiche risulta di facile utilizzo. Di colore azzurro tenue per una semplice lettura dei dettagli, con un sapore di vaniglia e menta che garantisce una presa d'impronta più piacevole per il paziente.

Confezione: 1 busta da 450 g.
Cod. 7000721

36



~~46,49€~~ Sconto **32%**
31,50 € cad.

FUJIROCK EP GOLDEN BROWN - 5 Kg GC

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza. Confezione: fusto da 5 Kg.
Cod. 4235187

37



~~38,11€~~ Sconto **24%**
28,90 € cad.

FUJIROCK EP PREMIUM - 4 Kg GC

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti impianto-protetici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale. Confezione: fusto da 4 Kg.
Cod. 39318001 - POLAR WHITE
Cod. 39318004 - PASTEL YELLOW

Zhermack
Dental

GET TO THE
NEXT LEVEL

MX-300

MX-300 è un **miscelatore automatico** per **alginati** che migliora significativamente la qualità del miscelato rispetto alla miscelazione manuale, contribuendo a standardizzare il processo e a ottenere risultati consistenti e riproducibili.

Acquista **MX-300** e riceverai **12 buste** di alginato in **OMAGGIO** a scelta tra **Hydrogum 5**, 453 g Cod. 9903600 oppure **Orthoprint**, 500 g Cod. 9901705



Promo 38

PREZZO OFFERTA
€ 869,00*
~~Listino € 963,00*~~



39



~~11,95€~~

Sconto
31%

8,30 €
cad.

ORTHOPRINT
ZHERMACK

Alginato dust free extra rapido.
Confezione: busta da 500 g
Cod. 9901705

40



~~11,95€~~

9,95 €
cad.

TROPICALGIN
ZHERMACK

Alginato dust free cromatico a presa rapida.
Confezione: 1 busta da 453 g
Cod. 9903000

41



~~14,60€~~

Sconto
25%

10,90 €
cad.

NEOCOLLOID
ZHERMACK

Alginato a presa normale, iniettabile, per impronte di precisione in protesi fissa, non genera polvere. Di colore arancio, aroma clorofilla.
Confezione: 1 busta da 500 g
Cod. 9901703

42



~~13,60€~~

Sconto
20%

10,90 €
cad.

HYDROCOLOR 5
ZHERMACK

Alginato cromatico ad elevata stabilità dimensionale.
Confezione: 1 busta da 453 g
Cod. 30057000

43



~~13,60€~~

Sconto
35%

8,90 €
cad.

HYDROGUM 5
ZHERMACK

Alginato con elevata stabilità dimensionale a presa rapida. Indicato per corone e ponti provvisori, protesi mobile e scheletrica, modelli studio e antagonisti in protesi fissa e rimovibile.
Confezione: 1 busta da 453 g
Cod. 9903600

44



~~13,60€~~

Sconto
32%

8,10 €
cad.

HYDROGUM
ZHERMACK

Alginato tissotropico a presa rapida, colore verde aromatizzato alla menta, non genera polvere. Stabilità: 100 ore dall'impronta.
Confezione: 1 busta da 500 g
Cod. 9901701

45



~~45,95€~~

Sconto
38%

28,50 €
cad.

OCCLUFAST ROCK
ZHERMACK

Polivinilsilossano tissotropico di colore lilla, con elevata durezza finale 95 shore A ed eccezionale stabilità.
Confezione: 2x50 ml
Cod. 9901309

46



~~84,95€~~

Sconto
29%

59,90 €
cad.

HYDRORISE PUTTY
ZHERMACK

Confezione: 2 barattoli (Base + Catalyst) da 300 ml
Cod. 21078001 - PUTTY NORMAL
Cod. 21078002 - PUTTY FAST

47



Sconto

27%

~~51,60€~~

37,90 €
cad.

HYDRORISE ZHERMACK

Nuova gamma di materiale da impronta a base di siliconi A iperidrofili adatta per qualsiasi tecnica di impronta e per tutte le situazioni cliniche.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad + 12 puntali di miscelazione gialli.

Cod. 20744001 - HYDRORISE LIGHT NORMAL SETTING

Cod. 20744002 - HYDRORISE LIGHT FAST SETTING

48



Sconto

37%

~~61,60€~~

38,90 €
cad.

ELITE HD+ PUTTY SOFT ZHERMACK

Massa base a indurimento rapido. Consistenza soft, particolarmente elastica, indicata nel caso di sottosquadri accentuati.

Confezione: 250 ml base + 250 ml catalizzatore

Cod. 9901310 - FAST Colore sabbia

Cod. 9901311 - NORMAL Colore arancio

49



Sconto

32%

~~33,00€~~

22,50 €
cad.

ZETAPLUS ZHERMACK

Polimero silico-organico per le tecniche della doppia impronta e doppia miscelazione, massa base.

Confezione: 1 barattolo da 900 ml (1,5 kg) + misurino

Cod. 9900400

50

ELITE HD+ ZHERMACK

Sconto

36%

~~45,95€~~

29,30 €
cad.



LIGHT BODY

Ribasante a indurimento rapido e bassa viscosità; fluido idrocompatibile per la tecnica della doppia impronta.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad + 12 puntali

Cod. 9901313 - FAST Colore verde mela

Cod. 9901314 - NORMAL Colore turchese

REGULAR BODY

Ribasante a indurimento normale, media viscosità; fluido idrocompatibile per impronta monofase e per la tecnica della doppia impronta.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad + 12 puntali

Cod. 9901316

SUPER LIGHT BODY FAST SET

Ribasante a indurimento rapido a bassa viscosità; super fluido idrocompatibile per la tecnica della doppia impronta. Colore violetto.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad + 12 puntali

Cod. 9901312

51



Sconto

29%

~~14,00€~~

9,90 €
cad.

ORANWASH L/VL ZHERMACK

Silicone fluido aromatizzato all'arancia. Tempi di lavorazione e di presa rapidi. Colore arancio.

Confezione: 1 tubo da 140 ml

Cod. 9900512 - L

Cod. 9900510 - VL

52



Sconto

45%

~~17,95€~~

9,90 €
cad.

INDURENT GEL ZHERMACK

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.

Confezione: 1 tubo da 60 ml

Cod. 9900704

53



Sconto

26%

~~132,65€~~

98,50 €
cad.

ELITE HD+ MAXI PUTTY ZHERMACK

SILICONE PER ADDIZIONE AD ALTA VISCOSITÀ

Da oltre 25 anni, Elite HD+ vanta un ampio ventaglio di soluzioni per la presa d'impronta che rendono questa linea particolarmente versatile e adatta ad ogni esigenza clinica.

Confezione: 2 x 380 ml cartucce (Base + Catalyst) + accessori

Cod. 9901519 - ELITE HD+ MAXI PUTTY SOFT FAST SET

Cod. 9901521 - ELITE HD+ MAXI PUTTY SOFT NORMAL SET

54



~~48,00€~~ **Sconto 34%**
31,99€ cad.

OPTOSIL COMFORT PUTTY KULZER

Silicone per condensazione, con ottime proprietà di idrofilia e stabilità dimensionale, per miscelazione manuale. Indicato per tecnica doppia impronta e doppia miscelazione.
Confezione: barattolo da 900 ml
Cod. 4741600

55



~~116,95€~~ **Sconto 39%**
71,90€ cad.

FLEXITIME EASY PUTTY KULZER

Materiale per la realizzazione di manufatti protesici.
Confezione: 2x300 ml (300 ml. di base + 300 ml. di catalizzatore)
Cod. 4740605

56

FLEXITIME FLOW KULZER



~~68,95€~~ **Sconto 38%**
42,90€ cad.

Flexitime® è un nuovo materiale a bassa viscosità del sistema Flexitime®, il materiale VPS per impronte di Kulzer. La nuova consistenza è in grado di soddisfare le preferenze individuali e la tecnica d'impronta utilizzata dal professionista, sempre nel rispetto delle proprietà fisiche oggi richieste ai VPS.

Confezione: 2x50 ml + 12 puntali miscelatori
Cod. 27327001 - LIGHT FLOW
Cod. 27327002 - MEDIUM FLOW

58



~~203,60€~~ **Sconto 42%**
118,90€ cad.

FLEXITIME DYNAMIX PUTTY KULZER

Materiale da impronta ad alta viscosità impastabile mediante miscelazione automatica 5:1. I materiali Putty sono spesso preferiti per la diffusa tecnica di presa della doppia impronta (putty/wash).
Confezione: 2x380 ml
Cod. 4740706

57



~~68,95€~~ **Sconto 38%**
42,90€ cad.

FLEXITIME CORRECT FLOW KULZER

Materiale da ribasatura universale altamente elastico e resistente alle lacerazioni. Confezione: 2 cartucce da 50 ml. cad. **Cod. 4740650**

59



L BLUE

~~32,95€~~ **Sconto 34%**
21,90€ cad.



VL PLUS

XANTOPREN KULZER

Silicone polimerizzante - 2ª impronta. Confezione: 1 tubo da 140 g
Cod. 4742148 - L BLUE
Cod. 4742156 - VL PLUS

60



Cod. 4742190 - LIGHT

~~49,60€~~ **Sconto 20%**
39,75€ cad.

XANTOPREN COMFORT CD KULZER

Ribasante con catalizzatore silico polietere ad alta bagnabilità.
Confezione:
2 cartucce da 50 ml. cad.
+ 12 puntali gialli



Cod. 4742191 - MEDIUM

61



~~34,60€~~ **Sconto 29%**
24,50€ cad.

XANTOPREN M MUCOSA KULZER

Silicone per impronte in bocche edentule, a viscosità media, tissotropico.
Confezione: 1 tubo da 140 ml.
Cod. 4742147

62



**ALGINOPLAST
KULZER**

Alginato a presa rapida con consistenza densa insapore, non genera polvere.
Confezione: 1 busta da 500 g
Cod. 4740200

~~16,60€~~ **Sconto 40%**
9,90 €
cad.

63



**XANTALGIN
KULZER**

Idrocolloide irreversibile (alginato), fast setting, non polveroso, di tipo pudding (cremoso). Leggermente aromatizzato alla menta.
Confezione: 1 busta da 500 g
Cod. 4742051

~~17,00€~~ **Sconto 42%**
9,90 €
cad.

64



**MOLDANO
KULZER**

Gesso universale di Classe III per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli. Colore azzurro.
Confezione: 1 sacco da 4,5 kg.
Cod. 4744601

~~16,75€~~ **Sconto 23%**
12,90 €
cad.

65



**DIA DENTAL ALGINATE DRY SAFE BOX
TRAYART**

Alginato dust free ad elevata stabilità dimensionale e tempo di presa rapido (Fast Setting). Aroma tutti frutti. Colore rosa.
Confezione: 4 buste da 453g. + set di misurini
Cod. 40240000

~~47,23€~~ **Sconto 28%**
34,00 €
cad.

66



**VESTIGE PUTTY SOFT
TRAYART**

Silicone per addizione a consistenza putty per la presa d'impronta in protesi fissa. Scansionabile.
Confezione: 2 barattoli da 300 ml. (base+catalyst)
Cod. 39865001 - FAST
Cod. 39865002 - NORMAL

~~45,85€~~ **Sconto 37%**
29,00 €
cad.

68

**VESTIGE 5:1
TRAYART**



PUTTY Admix
Confezione: 2x380ml + ACCESSORI
Cod. 13952000

~~212,74€~~ **Sconto 45%**
118,00 €
cad.

67

**VESTIGE
LIGHT/MEDIUM
TRAYART**

Vinilpolisilossani per la presa d'impronta di precisione.
Confezione: 2x cartuccia da 50 ml + 12 puntali di miscelazione

~~36,06€~~ **Sconto 25%**
26,90 €
cad.



Cod. 39864000
LIGHT FAST



Cod. 39870001
LIGHT NORMAL



Cod. 39870002
MEDIUM

70



IMPLA
Confezione: 2x380ml + ACCESSORI
Cod. 10622000

~~246,74€~~ **Sconto 48%**
128,00 €
cad.

Affidabilità, tecnologia, innovazione:

sono questi i punti di forza che accomunano i marchi Dentsply Sirona e Zhermack. Insieme per offrirti qualità e risultati clinici eccezionali.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta!

L'odontoiatra ha bisogno di un materiale da impronta che soddisfi le sue aspettative in ogni caso clinico, che abbia una idrocompatibilità ottimale, una resistenza allo strappo eccezionale e un posizionamento molto preciso. Il materiale da impronta **Aquasil Ultra+** offre tutto questo.

Le sue caratteristiche di idrocompatibilità e di resistenza allo strappo rappresentano lo stato dell'arte nell'ambito dei materiali da impronta e garantiscono prestazioni eccezionali, ottimizzando i risultati clinici su tutte le superfici. L'efficacia della prestazione del nuovo materiale Aquasil Ultra+ viene misurata proprio dove è più importante per gli odontoiatri, ovvero a livello intraorale.

Senza compromessi.

- Eccellenza clinica anche nelle condizioni più impegnative
- Idrocompatibilità e resistenza allo strappo ottimizzati, per una precisione senza precedenti.
- Differenti tempi di lavoro e sistemi di estrusione per offrire i migliori risultati clinici.

1 Aquasil Ultra+ Putty manuale (a scelta)

2 barattoli da 450 ml

1 Aquasil Ultra+ ribasanti

(a scelta tra LV e XLV)
4 cartucce da 50 ml



+ IN OMAGGIO




5 buste di alginato
Hydrogum 5 Extra Fast Set

PREZZO DI LISTINO:
321,30€

24%
SCONTO

PREZZO PROMOZIONALE:
244,14€



Hydrogum 5 è un alginato ad elevate prestazioni, scansionabile, con 5µm di riproduzione del dettaglio e 5 giorni di stabilità dimensionale.

Grazie all'ottima precisione e alla stabilità dimensionale eccellente, in grado di colare l'impronta fino a 5 giorni dopo la sua rilevazione, Hydrogum 5 è un valido aiuto per ottenere impronte accurate e affidabili.

Inoltre, è possibile scansionare Hydrogum 5 senza l'utilizzo di polveri apposite, mentre disinfettarlo non ha conseguenze sulle dimensioni dell'impronta.

71



~~271,82€~~

Sconto
37%

169,90 €
cad.

IMPREGUM PENTA RICAMBIO 3M ESPE

Elastomero a base di polietere per impronte di precisione (tecnica monofase).
Confezione: 2 cartucce da 300 ml. cad. di pasta base + 2 da 60 ml. cad. di catalizzatore. **Cod. 3300151**

72



~~142,95€~~

Sconto
20%

114,90 €
cad.

IMPREGUM GARANT L DUOSOFT 3M ESPE

Materiali per impronta di precisione a base di polietere per l'applicazione della tecnica simultanea; per miscelazione e dosaggio automatici con il dispenser Garant 3M ESPE.
Confezione: 4 cartucce da 50 ml. cad. **Cod. 3301252**

73



~~147,18€~~

Sconto
20%

118,90 €
cad.

AQUASIL ULTRA+ PUTTY DENTSPLY

Materiale da impronta a viscosità molto alta caratterizzato da un'eccellente flessibilità per una facile rimozione da sottosquadri. È indicato come materiale per prima impronta nella tecnica putty/wash e come materiale da supporto per la tecnica della doppia miscelazione.
Confezione: 2 barattoli da 450 ml.
Cod. 40714001 - SOFT PUTTY FAST SET

74



~~142,95€~~

Sconto
31%

98,70 €
cad.

EXPRESS PUTTY 3M ESPE

Materiale per impronta di precisione in polivinilsilossano (silicone A) per la presa d'impronta con la tecnica bifasica o con la tecnica Putty-Wash simultanea.
Indicazioni: Impronte di corone, ponti, inlay, onlay.
Confezione: 2 barattoli putty da 305 ml / 550 g cad.
Cod. 8611001 - PUTTY STANDARD. A indurimento normale.

75



FILO RETRATTORE SEPTOFIL N SEPTODONT



Nuovo Dispenser BobbinInside™ contenente 254 cm

Fili non impregnati, in cotone 100% intrecciato, di forma cilindrica, che permettono un agevole posizionamento nel solco gengivale. Eccellente resilienza, elasticità e assorbimento

Cod. Z11100 - 0000/NERO-BLU SUPER-FINE 0,50 mm
Cod. 41463000 - 000/NERO EXTRA-FINE 0,70 mm
Cod. 41464000 - 00/MARRONE ULTRA-FINE 0,82 mm
Cod. 41465000 - 0/VIOLA FINE 0,99 mm
Cod. Z11000 - 1/AZZURRO MEDIO 1,20 mm
Cod. 41543000 - 2/VERDE GROSSO 1,35 mm

~~29,15€~~

OFFERTA

26,50 €
cad.

76

FILO RETRATTORE ULTRAPAK ULTRADENT



Fili non impregnati di forma cilindrica con alta capacità di assorbimento. Lo speciale intreccio dei fili esercita una pressione elastica sul tessuto gengivale marginale, ampliando il solco dento-gengivale in modo ottimale.

a partire da

9,90 €
cad.

Codice	Variante	Offerta
8900103	000 nero	10,90 € cad.
8900110	00 giallo	9,90 € cad.
8900105	0 viola	9,90 € cad.
8900113	1 blu	9,90 € cad.
8900107	2 verde	9,90 € cad.
8900108	3 rosso	9,90 € cad.

77

MIXING TIPS 1:1 KUMAPAN

Confezione: 50 pezzi

-58%

~~25,76€~~
10,80 €
cad.

**SUPER
OFFERTA**

Cod. 7001260 - SMALL colore giallo



Puntali trasparenti con spire gialle, lunghezza 5 cm
Cannule di miscelazione tradizionali per siliconi addizione, polivinilsiloxani.
Compatibili con: Detail Light NExt, Detail Fluid NExt, Detail Mono NExt, Axia Core Dual Precision, Express, Provil, Aquasil, Elite HD+, Opticore, Elite Soft Relining, Detail Charmaflex.

Cod. 7001261 - MEDIUM colore rosa



Puntali trasparenti con spire rosa, lunghezza 6,5 cm.
Cannule di miscelazione tradizionale di siliconi

Cod. 7001262 - LARGE colore verde



Puntali trasparenti con spire verdi lunghezza 7 cm.
Cannule di miscelazione tradizionale di siliconi

81

INTRAORAL TIPS KUMAPAN

Confezione: 100 pezzi
Cod. 7001263 - SMALL colore giallo

-64%

~~24,62€~~
8,90 €
cad.

**SUPER
OFFERTA**



78



MIXING TIPS DYNAMIX GIALLI KULZER

Confezione: 50 pezzi
Cod. 4740695

~~70,95€~~

OFFERTA

58,90 €
cad.

79



MIXING TIPS DYNAMIX ZHERMACK

Puntali di miscelazione dinamico-statici.
Confezione: 50 pz.
Cod. 22762000

~~40,00€~~

OFFERTA

31,90 €
cad.

80



MIXING TIPS GIALLI 1:1/2:1 ZHERMACK

Puntali di miscelazione per Elite HD+ - cannula 5 cm
Colore: giallo
Confezione: 48 pezzi
Cod. 9901001

~~35,95€~~

OFFERTA

28,90 €
cad.

82



MIXING TIPS VERDI 1:1/2:1 ZHERMACK

Puntali di miscelazione per Colorbite - cannula 7 cm
Colore: verde
Confezione: 48 pezzi
Cod. 9901601

~~35,95€~~

OFFERTA

28,90 €
cad.

83



~~38,95€~~ **OFFERTA**
33,00 € cad.

ASTAL SOLUZIONE
OGNA

Soluzione astringente a base di Solfato Ferrico al 20% per retrazioni gengivali prima della presa d'impronta e per arrestare piccole emorragie. Non contiene Epinefrina.
Cod. 7051850

84



~~35,42€~~ **Sconto 36%**
22,50 € cad.

RACESTYPTINE SOLUZIONE
SEPTODONT

Soluzione per retrazione gengivale a base di cloruro di alluminio. Confezione: 13 ml + 1 tappo applicatore
Cod. 7051161

85



~~21,00€~~ **Sconto 34%**
13,90 € cad.

CARTA PER ARTICOLAZIONE
BAUSH

Carta articolare che offre un rilievo preciso della distribuzione delle forze masticatorie. Confezione: 300 fogli di carta articolare.
Cod. 1881200 - 200 µm BLU
Cod. 1881201 - 200 µm ROSSA

86



~~27,30€~~ **Sconto 20%**
21,90 € cad.

TROLLFOIL
TROLLHATTEPLAST

Carta d'articolazione ad alta precisione, marca su entrambe i lati, montata su un supporto plastico che evita l'uso delle pinzette.
Confezione: 100 pezzi
Cod. 32788003 - 8 µm BLU
Cod. 32788004 - 8 µm ROSSA

87



a partire da
21,90 € cad.

Perforata con margine.
Confezione: 6 libretti da 24 fogli cad.

CARTA PER ARTICOLAZIONE
AGIS

Codice	Variante	Offerta
1150030	30 µm BLU, EXTRA SOTTILE	21,90 € cad.
1150031	180 µm BLU, MEDIA	21,90 € cad.
1150032	230 µm COLORE BLU, SPESSA	24,90 € cad.
1150033	130 µm ROSSA, SOTTILE	21,90 € cad.

89

PORTAIMPRONTE
IN ACCIAIO

a partire da
2,50 € cad.

Portaimpronte in acciaio.
Confezione: 1 pezzo

FORATI CON BORDINO

Codice	Var.	1 Pezzo	4 Pezzi
39152008	L1	€ 6,60	€ 5,40
7001225*	L2	€ 4,90	€ 3,50
7001230*	L2D	€ 4,90	€ 3,50
7001231*	L2S	€ 4,90	€ 3,50
39152007	L3	€ 6,60	€ 5,40
39152002	L4	€ 6,60	€ 5,40
7001232*	L4D	€ 4,90	€ 3,50
7001233*	L4S	€ 4,90	€ 3,50
39152005	L6	€ 6,60	€ 5,40
7001234*	L6D	€ 4,90	€ 3,50
7001235*	L6S	€ 4,90	€ 3,50
7001218*	U1	€ 4,90	€ 3,50
7001219*	U2	€ 4,90	€ 3,50
39152006	U3	€ 6,60	€ 5,40
39152001	U4	€ 6,60	€ 5,40
7001222*	U5	€ 4,90	€ 3,50
39152004	U6	€ 6,60	€ 5,40

FORATI SENZA BORDINO

Codice	Var.	1 Pezzo	4 Pezzi
38674009	L1	€ 3,95	€ 2,95
38674002	L2	€ 3,95	€ 2,95
7001213*	L2D	€ 3,50	€ 2,50
38674013	L2S	€ 3,95	€ 2,95
38674003	L3	€ 3,95	€ 2,95
38674004	L4	€ 3,95	€ 2,95
38674012	L4D	€ 3,95	€ 2,95
38674011	L4S	€ 3,95	€ 2,95
38674005	L5	€ 3,95	€ 2,95
7001216*	L6D	€ 3,50	€ 2,50
7001217*	L6S	€ 3,50	€ 2,50
38674014	U1	€ 3,95	€ 2,95
38674001	U2	€ 3,95	€ 2,95
38674006	U3	€ 3,95	€ 2,95
38674007	U4	€ 3,95	€ 2,95
38674008	U5	€ 3,95	€ 2,95
38674010	U6	€ 3,95	€ 2,95

*Portaimpronte KUMAPAN fino ad esaurimento scorte.

88

TAZZA MISCELAZIONE
ASA

Tazza silicone per alginato e gesso - verde



OFFERTA
ø140mm
Cod. 1250105
Sconto 39%
2,80 € cad.

ø120mm
Cod. 1250106
Sconto 24%
2,50 € cad.

90



~~17,05€~~
OFFERTA
per 2 CONF. **13,90 €** cad.

Offerta
14,90 € cad.
per 1 CONF.

ETCHING GEL 37% KUMAPAN

Acido ortofosforico al 37% in gel, di colore blu, garantisce un'ottima individuazione nella zona operatoria; tissotropico, facilmente utilizzabile anche nei settori superiori del cavo orale.
Confezione: 1 siringa da 12 g + 12 applicatori Kumapan. **Cod. 7002000**

91



~~24,97€~~
Sconto 44%
per 2 CONF. **13,90 €** cad.

Sconto 42%
14,50 € cad.
per 1 CONF.

ETCHING GEL S-37% KUMAPAN

Acido ortofosforico al 37% in gel, di colore blu, tissotropico.
Confezione: 3 siringhe da 3,5 g + 25 aghi direzionali metallo dritti
Cod. 7002003

92



~~80,00€~~
Sconto 46%
42,90 € cad.

GEL ETCHANT 37,5% ECONOMY PACK KERR

Acido fosforico al 37,5% studiato per la mordenzatura di smalto e dentina.
Confezione: 1 siringa Jumbo da 30 g + 2 siringhe intraorali vuote da 3 g + accessori
Cod. 24658000

93



~~30,35€~~
Sconto 29%
21,50 € cad.

AXIA ETCH JUMBO PACK PRECISION

Acido ortofosforico al 37% di colore blu. La sua tissotropicità permette un preciso posizionamento.
Confezione: 1 siringa da 12 g + 20 mixing tip
Cod. 7202004

94



~~27,60€~~
Sconto 47%
14,50 € cad.

TUBULITEC DENTAL THERAPEUTICS

Confezione: 1 flacone da 10 ml

PRIMER:
resina idrofila per il trattamento delle superfici preparate.
Cod. 2530500

LINER:
cavity liner per la protezione della dentina esposta.
Cod. 2530501

95



~~32,60€~~
Sconto 54%
14,90 € cad.

TUBULICID DENTAL THERAPEUTICS

Detergente della dentina prima delle otturazioni.
Confezione: 1 flacone da 100 g
Cod. 2530100 - BLU senza fluoro.
Cod. 2530101 - ROSSO con fluoro.

96



~~14,14€~~
Sconto 30%
9,90 € cad.

CUNEI IN LEGNO D'ACERO KUMAPAN

Risultano ottimali per l'allargamento degli spazi interdentali. La parte lavorante del cuneo presenta una forma anatomica che semplifica la fase di inserimento nelle zone interdentali. Confezione: 100 pezzi

COLORE	Bianco	Giallo
CODICE	7001176	7001178

97



~~11,46€~~
Sconto 31%
per 4 CONF. **7,90 €** cad.

MICROAPPLICATORI KUMAPAN

Applicatore monouso con fibre di nylon in grado di applicare qualsiasi liquido o gel. Applicazione topica su denti e su mucosa.
Confezione: 100 pezzi
Cod. 7002040 - BLU regular
Cod. 7002041 - VERDI fine

Offerta
9,90 € cad.
per 1 CONF.

98



AUTOMATRIX RICAMBIO DENTSPLY

Matrici in acciaio inox, coniche con sistema di serraggio Automate.
Confezione: ricambio 72 matrici

~~62,73€~~
Sconto 33%
41,90 €
cad.

- Cod. 2731101 Medium Thin
- Cod. 2731102 Narrow Regular
- Cod. 2731103 Medium Regular
- Cod. 2731104 Wide Regular

99



54,90 €
cad.

MATRICI PALODENT DENTSPLY

Matrici sezionali in acciaio inox sterilizzabile. Le matrici sezionali sono disponibili in 3 misure adatte per l'uso con tutti i materiali di conservativa per i posteriori. Confezione: 50 pezzi
Cod. 2731146 - Standard
Cod. 2731147 - Mini

100

MATRICI SEZIONALI WESTPOINT



MATRICI HARD

13949001	Small
13949003	Medium
13949005	Large
13949007	Small c/estensione
13949009	Medium c/estensione
13949011	Large /estensione

MATRICI SOFT

13949002	Small
13949004	Medium
13949008	Small c/estensione
13949010	Medium c/estensione
13949012	Large c/estensione

Spessore 0,035 mm. Disponibili in 3 altezze: small - medium - large con forma normale o con estensione, in acciaio inox. Confezione: 50 pezzi

~~28,75€~~
Sconto 25%
21,60 €
cad.

101



KIT MATRICI SEZIONALI WESTPOINT

Sistema di matrici sezionali in acciaio inox. Composto da matrici sezionali bombate ed anelli di ritenzione.

Matrici sezionali bombate in acciaio inox ideali per realizzare punti di contatto precisi e anatomicamente corretti nei settori posteriori. Disponibili in tre altezze Small, Medium e Large; normali o con estensione per preparazioni cervicali estese. Applicabili su superfici mesiali e distali.

Confezione:
1 anello Standard; 1 anello Delta;
20 small; 30 medium; 20 large;
10 small con estensione;
10 medium con estensione;
10 large con estensione
Cod. 13930000

Cunei elastici 10 pz.

14001001	Blu
13935001	Blu
13935002	Bianche/Tras.
13935003	Verdi

RICEVI IN SCONTO MERCE
1 CF. DI ESTREMITÀ PER ANELLI
+ 1 CF. DI CUNEI ELASTICI DA 10 PZ
A scelta - secondo disponibilità
(valore totale sconto merce 17,36€)

102

MATRICI A NASTRO WESTPOINT

ACCIAIO INOX

7250700	5 mm xfine
7250701	6 mm xfine
7250702	7 mm xfine
7250703	5 mm fine
7250704	6 mm fine
7250705	7 mm fine

Confezione: dispenser da 3 m.

POLIESTERE TRASPARENTE

7250600	6 mm
7250601	8 mm
7250602	10 mm

Confezione: dispenser da 15 m.



In **acciaio inox** per un perfetto adattamento al dente e punti di contatto ottimali.
In **poliesteri trasparente** indicate per restauri con compositi fotopolimerizzabili.

~~19,18€~~
Sconto 33%
12,90 €
cad.

103

ESTREMITÀ PER ANELLI WESTPOINT

Estremità utilizzabili con gli anelli	Cilindriche	Triangolari Verdi	Triangolari Blu
	Codice 13935002	Codice 13935003	Codice 13935001
Codice su richiesta			
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Delta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Realizzate in silicone. Facilitano la stabilità della matrice lontano dal punto di contatto anche in caso di cavità molto estese. Confezione: 40 pz.

- POSSIBILITÀ DI ORDINARE L'ANELLO DI FISSAGGIO PIÙ IDONEO -

~~10,30€~~
Sconto 27%
7,50 €
cad.



104

V3 MATRIX 50 pz. MICERIUM



24443005	3,5 mm
24443002	4,5 mm
24443001	5,5 mm
24443003	6,5 mm
24443004	7,5 mm

Matrici anatomiche di forma verticale con creste marginali per ridurre i tempi di rifinitura. Si bruniscono perfettamente. Alette con foro consentono, con l'apposita pinzetta, posizionamento e rimozione senza problemi. Confezione: 50 matrici

ACQUISTA 4 CONF. DI V3 MATRIX A SCELTA RICEVI IN OMAGGIO 1 CF. DI V3 MATRIX (valore 77,89€)

5 CONF. A SOLI 311,56 €

105



~~203,95€~~ Sconto **22%**
159,60 € cad.

OPTIBOND FL KIT KERR

Adesivo riempito al 48% con vetro di silice, garantisce un'adesione strutturale. Confezione: Primer da 8 ml + Adhesive da 8 ml + Gel Etchant da 3 g + accessori.
Cod. 5503063

106



~~95,000€~~ Sconto **52%**
45,90 € cad.

OPTIBOND FL KERR

Adesivo riempito al 48% con vetro di silice, garantisce un'adesione strutturale, non si miscela ed è sufficiente un'unica fotopolimerizzazione. Confezione: 1 flacone da 8ml.

Cod. 5503064 - PRIMER
Cod. 5503062 - ADHESIVE

107

iBOND UNIVERSAL REFILL KULZER

~~102,00€~~ Sconto **31%**
69,90 € cad.



iBOND Universal è l'adesivo universale fotopolimerizzabile per l'odontoiatria restaurativa, per qualsiasi tecnica di incollaggio e per tutte le indicazioni. Manifesta la sua "universalità" grazie alla compatibilità con tutti i materiali dentali e offre un'affidabile forza adesiva su tutte le tipologie di restauro.

iBOND Universal - molti benefici in un solo flacone:

- Successo immediato dell'adesione
- Esclusivo controllo dell'umidità
- Per tutte le tecniche di adesione
- Applicazione facile e precisa

Confezione: flacone da 4 ml
Cod. 38848000

108

PRIMER + BONDING IN UN'UNICA SOLUZIONE

~~122,31€~~ **67,50 €** cad. **SUPER OFFERTA**
-45%



ONE Q BOND CGT PRECISION

Adesivo smalto-dentinale monocomponente nano-caricato con vetro colloidale per incrementare la forza coesiva dello strato adesivo rinforzandolo. Può essere adottato singolarmente nelle tradizionali applicazioni ricostruttive o congiuntamente con altri elementi del sistema.

Confezione: 2 falconi da 5 ml
Cod. 7200912

109



~~96,63€~~ **OFFERTA**
86,90 € cad.

ADHESE UNIVERSAL SYSTEM VIVAPEN IVOCLAR-VIVADENT

Adesivo universale monocomponente, fotopolimerizzabile. Il prodotto è compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura.
Confezione: 1 VivaPen da 2 ml
Cod. 38763000

110



~~108,95€~~ **OFFERTA**
101,50 € cad.

ADHESE UNIVERSAL REFILL BOTTLE IVOCLAR-VIVADENT

Adesivo universale monocomponente, fotopolimerizzabile, indicato nelle procedure restaurative dirette e indirette. Il prodotto è compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura: self-etch, mordenzatura selettiva dello smalto, total-etch. Confezione: 1 flacone da 5 ml
Cod. 38698000

111



Sconto

45%

~~221,47€~~

121,10 €
cad.

TRANSBOND XT SYRINGE KIT 3M ESPE

Adesivo fotopolimerizzabile.
Confezione: 2 siringhe da 4gr cad., 1 flacone di Primer da 6ml,
1 supporto per pennellini e 60 pennellini
Cod. 38098000

112



Sconto

43%

~~87,66€~~

49,90 €
cad.

OPTIBOND UNIVERSAL BOTTLE REFILL KERR

Adesivo universale monocomponente, fotopolimerizzabile compatibile con tutte le procedure di mordenzatura: self-etch, selective-etch e total-etch per restauri sia diretti che indiretti. Non necessita di alcun primer per ceramica o metallo né agenti di silanizzazione. Confezione: Flacone da 5 ml.
Cod. 40530000

113



OFFERTA

~~120,95€~~

97,90 €
cad.

SCOTCHBOND UNIVERSAL ADHESIVE 3M ESPE

Adesivo universale indicato per tutte le applicazioni tecniche.
Confezione: flacone da 5 ml
Cod. 35414000 - RICAMBIO

114



OFFERTA


~~109,42€~~

99,90 €
cad.

SCOTCHBOND UNIVERSAL PLUS 3M ESPE

Adesivo universale monocomponente radiopaco all-in-one per tutte le procedure di bonding e cementazioni dirette e indirette. Funge da primer universale per tutti i materiali, compresa la ceramica vetrosa, e potenzia ulteriormente l'eccellente forza di adesione del cemento, ad es. all'ossido di zirconio. Inoltre è il primo adesivo universale radiopaco di 3M.
Confezione: Flacone da 5 ml. Cod. 40925000

115



OFFERTA

~~114,50€~~

106,20 €
cad.

FUTURABOND M+ VOCO

Adesivo universale monocomponente fotopolimerizzabile
Confezione: flacone da 5 ml. + accessori
Cod. 38187000

116



Sconto

41%

~~128,25€~~

76,50 €
cad.

ENA BOND SE KIT MICERIUM

Adesivo fotopolimerizzabile costituito da primer e bonding fotopolimerizzabile con composizione speciale in soluzione acquosa. Alti valori di adesione: 24 MPa su dentina, 17 MPa su smalto, 20 MPa su smalto mordenzato.
Confezione: flacone Primer e Bonding da 5 ml cad.
Cod. 39183000

117



Sconto

36%

~~128,60€~~

82,90 €
cad.

ENA BOND RICAMBIO ADESIVO MICERIUM

Adesivo fotopolimerizzabile a base di etanolo per uso universale con caratteristiche uniche: fluorescente come il dente naturale, valori di adesione superiori a 30 Mpa. Confezione: flacone da 5 ml
Cod. 6159025

118



Sconto

28%


~~136,60€~~

98,90 €
cad.

ENA BOND RICAMBIO CATALIZZATORE MICERIUM

Catalizzatore che consente utilizzo con compositi duali.
Confezione: flacone da 5 ml
Cod. 6159026

ONE FOR THE BASICS


NEW
FREE
of BPA related
monomers

Venus Diamond / Venus Pearl ONE Shade.

La soluzione monocromatica per i casi di tutti i giorni.

Scegli sempre la tonalità giusta: grazie alle eccellenti proprietà cromatiche di ONE il restauro diventa invisibile integrandosi perfettamente con la dentizione circostante.

Maneggevolezza eccellente: scolpibile e modellabile in ogni situazione, mantiene sempre le forme definite per un restauro eccellente in sintonia con la scelta della tua consistenza preferita.

Restauri di lunga durata: eccezionale resistenza per contrastare chipping e fratture, con oltre 10 anni, di comprovata esperienza clinica.



Provatele voi stessi - con il nostro Kit Venus Diamond/Venus Pearl ONE Shade

Testatelo subito con il kit lancio

Prezzo Lancio

Promo 119

89,90 €


Cod. 40748000

2 Siringhe **ONE Shade** nella consistenza che preferisci
(più rigida Diamond da 4g o più plastica Pearl da 3g).
+ 1 flacone di adesivo **iBond Universal** da 4ml.

Prezzo Lancio

Promo 120

119,90 €


Cod. 40749000


KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

121



NEW

OFFERTA

45,90 €
cad.

VENUS PEARL ONE SIRINGA KULZER

Il composito universale per i restauri di tutti i giorni offre una nuova soluzione monocromatica all'interno della gamma Venus che soddisfa la maggior parte di casi quotidiani. Confezione: 1 siringa da 3 g.
Cod. 40746000

122



NEW

OFFERTA

62,50 €
cad.

VENUS DIAMOND ONE SIRINGA KULZER

Il composito universale per i restauri di tutti i giorni offre una nuova soluzione monocromatica all'interno della gamma Venus che soddisfa la maggior parte di casi quotidiani. Confezione: 1 siringa da 4 g.
Cod. 40747000

123



OFFERTA

~~27,95 €~~
23,90 €
cad.

VENUS FLOW KULZER

Composito microibrido fotopolimerizzabile radiopaco flowable.
Confezione: 1 siringa da 1,8 g

4747155	A1
4747156	A2
4747157	A2.5
4747158	A3
4747159	A3.5
4747160	A4
4747168	BLW

124



Sconto 24%

~~34,00 €~~
25,90 €
cad.

VENUS DIAMOND FLOW KULZER

Composito fluido nanoibrido con innovativa formula Diamond.
Confezione: 1 siringa da 1,8 g

28801001	A1	28801005	A4
28801002	A2	28801010	BASE
28801003	A3	28801011	HKA2,5
28801004	A3.5	28801012	HKA5

125



Sconto 24%

~~59,60 €~~
45,10 €
cad.

VENUS PEARL REFILL KULZER

Composito fotopolimerizzabile nanoibrido universale.
Confezione: 1 siringa da 3 g

35867001	A1	35867007	B2
35867002	A2	35867010	C2
35867003	A3	35867011	C3
35867004	A3.5	35867022	CL
35867005	A4	35867012	D3
		35867013	HKA2,5
		35867014	HKA5
		35867016	OMC
		35867017	ODC

126



Sconto 27%

~~77,95 €~~
56,90 €
cad.

VENUS DIAMOND REFILL KULZER

Composito fotopolimerizzabile nanoibrido a bassa contrazione universale.
Confezione: 1 siringa da 4 g

22204002	A2	22204020	CL
22204004	A3	22204003	HKA2,5
22204005	A3.5	22204007	HKA5
22204006	A4	22204021	AM

127



Sconto 22%

~~63,95 €~~
49,90 €
cad.

G-AENIAL ANTERIOR GC

Composito fotopolimerizzabile radiopaco.
Confezione: ricambio siringa anteriore 2,7 ml

32784002	A1	32784005	A3,5
32784003	A2	32784013	AO3
32784004	A3	32784014	AO4
		32784007	B2
		32784008	B3

128



Sconto 22%

~~63,95 €~~
49,90 €
cad.

G-AENIAL POSTERIOR GC

Composito fotopolimerizzabile radiopaco.
Confezione: ricambio siringa posteriore 2,7 ml

32785002	P-A2
32785003	P-A3
32785004	P-A3,5

PLURAFILL+

COMPOSITO NANO-IBRIDO FOTOPOLIMERIZZABILE

~~36,57€~~
OFFERTA
29,90 €
cad.



- Radiopacità: 300% Al
- Resistenza alla compressione: 320 MPa
- Durezza Vickers: 670 MPa

Composito nano-ibrido fotopolimerizzabile per restauri anteriori e posteriori. Eccellente combinazione di stabilità, lucidabilità e facilità di lavorazione. Confezione: Siringa da 4 g


pluradent

PLURAFILL FLOW+

COMPOSITO NANO-IBRIDO FOTOPOLIMERIZZABILE FLUIDO

~~26,27€~~
OFFERTA
24,50 €
cad.



Eccellente per:

- Restauri minimamente invasivi
- Micropreparazioni
- Minicavità
- Sigillatura di fessure allargate
- Riparazione e incollaggio di rivestimenti in composito e ceramica
- Stabilizzazione di denti allentati

Composito nano-ibrido fotopolimerizzabile, fluido per la terapia restaurativa e la cementazione di restauri in ceramica e composito. Bagnabilità ottimale, ideale per le lavorazioni in cavità piccole e piatte. Radiopacità 180% Al

Confezione: **2 siringhe** da 2 g cad., 5 cannule per applicazione.

131



NEW

~~68,51€~~ **OFFERTA**
a partire da: **54,90€** cad.

FILTEK BULK FILL FLOWABLE RESTORATIVE
3M ESPE

40860001	A1
40860002	A2
40860003	A3
40860004	U

Il composito fluido bulk con un innovativo design della siringa per eliminare virtualmente le bolle. Eccellente come base per i materiali bulk o come liner a basso stress. La siringa fornisce un migliore accesso grazie a una cannula pieghevole. Versatile per molteplici tecniche, compreso lo stampaggio ad iniezione. Confezione: 2 siringhe da 2 g cad.+ 20 aghi direzionali

133



NEW

~~69,86€~~ **Sconto 34%**
a partire da: **45,90€** cad.

FILTEK SUPREME FLOWABLE
3M ESPE

40859001	A1
40859002	A2
40859003	A3
40859004	A3,5
40859005	A4
40859007	B2
40859012	OA3

Nuova siringa ergonomica per nano composito fluido universale, fotopolimerizzabile, radiopaco dall'eccellente lucidabilità. la nuova siringa riduce le bolle e lo spreco di materiale. Confezione: 2 siringhe da 2 g cad. + 20 aghi applicatori

134



~~163,60€~~ **Sconto 33%**
109,90€ cad.

CORE-X FLOW REFILL PACK
DENTSPLY

Composito duale altamente riempito (69,1%) dalla consistenza simile a quella della dentina. Alta resistenza alla flessione. Confezione: 4 siringhe automix A2 da 4,75 gr. cad., 20 puntali miscelatori e 20 terminali intraorali. Cod. 22322000

136



~~59,60€~~ **Sconto 40%**
35,90€ cad.

TETRIC EVOCERAM
IVOCLAR-VIVADENT

Composito nanoibrido radiopaco per restauri anteriori e posteriori. Utilizza nello stesso composito 3 tipi di nano-particelle: riempitivi, pigmenti e modificatori reologici. Indicato per tutti i tipi di restauro. Confezione: 1 siringa da 3 g

9071610	A1	9071615	B2	9071620	D3
9071611	A2	9071616	B3	9071632	DA2
9071612	A3	9071625	BXL	9071621	DA3,5
9071613	A3,5	9071618	C2	9071624	T
9071614	A4	9071619	C3		

132

FILTEK SUPREME XTE
3M ESPE



~~69,95€~~ **Sconto 43%**
a partire da: **36,70€** cad.

Composito universale per restauri diretti nei settori anteriori e posteriori. Confezione: 1 siringa da 3 g cad.

29377008	A1B	29377010	A3B		
29377001	A1D	29377003	A3D	29377018	C1B
29377025	A1E	29377027	A3E	29377019	C2B
29377009	A2B	29377012	A4B	29377020	C3B
29377002	A2D	29377004	A4D	29377006	C4D
29377026	A2E	29377015	B2B	29377021	D2B
29377011	A3,5B	29377029	B2E	29377030	D2E

135



8 shades

Nuovo composito universale

~~62,83€~~ **OFFERTA**
54,79€ cad.

FILTEK UNIVERSAL RESTORATIVE
3M ESPE

40501002	A2
40501003	A3
40501004	A3,5
40501005	A4
40501010	PO

Nano composito universale monomassa per restauri estetici diretti da I a V classe, ricostruzione di monconi, splintaggi e restauri indiretti compresi inlay, onlay e faccette. Solo 8 colori ottimizzati per la maggior parte dei casi clinici. Il colore Pink Opaquer (PO) è indicato per mascherare la struttura dentale pigmentata, metallo e amalgama. Confezione: 1 siringa da 4 gr.

137



~~37,60€~~ **Sconto 39%**
22,90€ cad.

TETRIC EVOFLOW
IVOCLAR-VIVADENT

Composito fluido nano-ottimizzato presenta un'ottima fluidità, arrivando anche nelle zone difficilmente accessibili rendendolo idoneo come primo strato sotto i compositi con viscosità normale. Confezione: 1 siringa da 2 g

9070726	A1
9070727	A2
9070728	A3
9070729	A3,5
9070733	A3,5D
9070731	A4
9070730	B3
9070732	T
9070734	XL

138



ADMIRA FUSION
VOCO

Materiale universale da restauro che collega l'innovativo ORMOCER con la tecnologia nano-ibrida. Confezione: 1 siringa da 3 gr.

38839001	A1	38839012	D3
38839002	A2	38839006	GA3,5
38839003	A3	38839018	Incisal
38839004	A3,5	38839015	OA3
38839005	A4	38839016	OA3,5

~~79,00€~~
Sconto 32%
53,90 €
cad.

139



ADMIRA FUSION X-TRA UNIVERSAL
VOCO

Materiale da restauro in ceramica, a bassa contrazione e stress, inerte e di colore stabile, sia per anteriori che posteriori, ottima manipolazione e lucidabilità, alta durezza superficiale, compatibile con gli adesivi convenzionali. Materiale ORMOCER® per otturazioni nano-ibrido universale. Confezione: 1 siringa da 3 gr. **Cod. 38859000**

~~79,00€~~
OFFERTA
66,90 €
cad.

140



ENAMEL PLUS HRI
MICERIUM

Composito microibrido, radiopaco fotopolimerizzabile indicato per ricostruzioni estetiche dirette ed indirette. Confezione: 1 siringa da 5 g

6150812	UD1
6150813	UD2
6150814	UD3
6150815	UD35
6150816	UD4
6150817	UD5
6150818	UD6

~~101,60€~~
Sconto 25%
76,50 €
cad.

141



ENAMEL PLUS HRI FLOW
MICERIUM

L'UNICO SENZA BOLLE ALTAMENTE FLUORESCENTE
Ideale come sottofondo nei posteriori per restauri diretti e indiretti e negli anteriori nelle V classi. Confezione: 1 siringa da 2 g

~~34,00€~~
Sconto 36%
per 3 CONF. **21,90 €**
cad.
Sconto 32%
23,00 € cad.
per 1 CONF.

22838004	UD2
22838005	UD3
22838006	UD3,5
22838007	UD4

142



ENAMEL PLUS HFO
MICERIUM

Confezione: 1 siringa da 5 g

6150730	UD1
6150731	UD2
6150732	UD3
6150733	UD35
6150734	UD4
6150735	UD5
6150736	UD6

~~91,60€~~
Sconto 26%
67,90 €
cad.

143



ENAMEL PLUS HFO
SMALTO
MICERIUM

Sistema per restauro posteriore che presenta una scarsa retrazione di presa. Composito estetico fotopolimerizzabile microibrido radiopaco. Il classico «HFO» è indicato per restauri estetici diretti ed indiretti. Confezione: 1 siringa da 5 g

22721001	GE1
22721002	GE2
22721003	GE3

~~91,90€~~
Sconto 26%
67,90 €
cad.

144

ENAMEL PLUS HRI
BIO FUNCTION
MICERIUM



Enamel Plus HRI Bio Function, è il nuovo rivoluzionario composito per settori posteriori totalmente biocompatibile con caratteristiche fisiche uniche essendo un composito con una abrasione vicina a quella dello smalto naturale e con caratteristiche meccaniche e funzionali identiche a quelle dell'oro. Confezione: 1 siringa da 5 g

40058001	BF1
40058002	BF2
40058003	BF3

~~106,80€~~
Sconto 35%
69,90 €
cad.

145



AGHI CURVI PER COMPOSITI FLOW
FALCON

Aghetti monouso indicati per l'applicazione direttamente nel cavo orale di compositi fluidi "flow" 20G - 0,9 mm. Micropuntali base plastica nera + ago metallico curvato a 30°, attacco Luer. Confezione da 100 pz. **Cod. 40165000**

SUPER OFFERTA
16,90 €
cad.

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™ Solution

PART OF A

Dental
Solution



Sei pronto per una nuova esperienza in endodonzia?



SAGOMATURA



DETERSIONE



OTTURAZIONE

Dentsply
Sirona

ProTaper Ultimate è la soluzione completa che combina tutti i vantaggi degli strumenti ProTaper con le ultime innovazioni tecnologiche nel campo della metallurgia, integrando nella linea la disinfezione e l'otturazione canalare completamente dedicata.



Offerta Lancio

3 blister da 5 strumenti cad.
con sequenza completa
ProTaper Ultimate a 180€

IN OMAGGIO

60 coni di guttaperca F1-F3
per ProTaper Ultimate

180 punte di carta F1-F3
per ProTaper Ultimate



146



~~31,97€~~ **Sconto 47%**
16,90 € cad.

**TEMP BOND
KERR**

Cemento autopolimerizzabile a base di ossido di zinco.
Confezione: 50 g base + 15 g catalizzatore + 1 cartoncino da impasto
Cod. 5504635 - NE Senza eugenolo.
Cod. 5504637 - con eugenolo.

147



~~93,00€~~ **Sconto 43%**
52,90 € cad.

**PULP CANAL SEALER KIT STD
KERR**

Cemento radiopaco a base di ossido di zinco-eugenolo per otturazioni canalari. Tempo di lavorazione 20-40 minuti dopo la miscelazione.
Confezione: 1 polvere da 10,5 g + 1 liquido da 4 ml + accessori.
Cod. 5504071 - STD

148



~~129,00€~~ **Sconto 57%**
54,90 € cad.

**MAXCEM ELITE REFILL
KERR**

Cemento resinoso autoadesivo, automordenzante fotopolimerizzabile.
Confezione: 2 siringhe da 5 g
Cod. 20354002 - B Bianco opaco
Cod. 20354003 - C Chiaro
Cod. 20354004 - G Giallo

149



~~93,00€~~ **Sconto 43%**
52,90 € cad.

**PULP CANAL SEALER KIT EWT
KERR**

Cemento radiopaco a base di ossido di zinco-eugenolo per otturazioni canalari. Tempo di lavorazione 6-8 ore dopo la miscelazione.
Confezione: 1 polvere da 10,5 g + 1 liquido da 4 ml + accessori.
Cod. 5504070 - EWT

150



~~162,60€~~ **Sconto 31%**
112,50 € cad.

**PANAVIA V5 INTRO KIT
KURARAY**

Cemento adesivo a polimerizzazione duale
Confezione: 1 siringa (2,4 ml), 1 Tooth Primer (2 ml), 1 Clearfil™ Ceramic Primer Plus (2 ml), 10 puntali di miscelazione, 50 pennellini applicatori (fine silver), 1 piatto per la miscelazione
Cod. 38945001 - A2
Cod. 38945002 - Clear

151



~~24,60€~~ **Sconto 43%**
13,90 € cad.

**LIFE STANDARD PACK
KERR**

Cemento a base di idrossido di calcio radiopaco per sottofondi.
Confezione: 1 base da 12 g + 1 catalizzatore da 12 g + 1 blocco per impasto.
Cod. 5502801

152



SUPER OFFERTA

LIQUIDO da 40 ml
Cod. 4881201

Offerta

11,90 € cad.

POLVERE da 28 g
Cod. 4881202

Offerta

12,90 € cad.

**ZONALIN
KEMDENT**

Cemento a base di ossido di zinco eugenolo, antisettico e antibatterico.

153



~~216,00€~~ **OFFERTA**
186,50 € cad.

**FUJICEM 2 SL
GC**

Cemento a base vetroionomero resinosa, autopolimerizzante; a rilascio di fluoro.
Confezione: 2 cartucce automix da 13,3 g cad.
Cod. 38964000

154



~~88,95€~~ **OFFERTA**
73,90 € cad.

KETAC CEM POLVERE+LIQUIDO
3M ESPE

Cemento radiopaco vetroionomero per il fissaggio di inlay, ponti e corone.
Confezione 1 Polvere 33 gr. + 1 Liquido 12ml.
Cod. 3302838

155



~~116,62€~~ **SUPER OFFERTA**
-31%
79,90 € cad.

OPTICORE N3
OPTIMA

Composito ibrido fluido a polimerizzazione duale altamente radiopaco nano riempito.
Confezione: ricambio siringa posterior 2,7 ml
Cod. 22247001

156

KETAC CEM RICAMBI
3M ESPE



OFFERTA
POLVERE da 33 gr.
Cod. 3302832
Sconto 23%
53,00 € cad.

LIQUIDO da 12 ml.
Cod. 3302833
Sconto 21%
18,90 € cad.

157



~~18,95€~~ **Sconto 42%**
10,99 € cad.

CAVIT
3M ESPE

Cemento a base di ossido di zinco
Confezione: 1 vasetto da 28 g
Cod. 8613601 CAVIT-G Per la chiusura temporanea di preparazioni inlays.
Cod. 3303604 CAVIT-W Per otturazioni di breve durata.

158



OFFERTA
POLVERE 60 gr. Regular
Cod. 3304000
Sconto 31%
43,90 € cad.

DURELON
3M ESPE

Cemento policarbonossilato, per il fissaggio di ponti e corone.

LIQUIDO 40 ml. Universal
Cod. 3304001
Sconto 23%
49,00 € cad.

159



~~321,00€~~ **Sconto 40%**
192,00 € cad.

RELYX UNICEM APLICAP
3M ESPE

Cemento composito radiopaco, autoadesivo, universale e duale, biocompatibile
Confezione: 50 capsule

Cod. 8610942
A3 Opaco
Cod. 8610943
A2 Universale

160



OFFERTA
LIQUIDO da 39 ml.
Cod. 2730601
33,80 € cad.

DE TREY ZINC
DENTSPLY

Cemento a base di fosfato di zinco per il fissaggio di ponti, corone e inlay.

POLVERE da 90 gr.
Cod. 2730600
55,50 € cad.

161



~~134,42€~~ **Sconto 41%**
79,90 € cad.

RELYX UNICEM 2 AUTOMIX
3M ESPE

Cemento composito autoadesivo, universale, auto-fotopolimerizzabile.
Confezione: 1 siringa da 8,5 g + accessori

Cod. 32757001
A2 Universale
Cod. 32757002
A3 Opaco
Cod. 32757003
Traslucente

162



~~117,23€~~ **Sconto 32%**
79,90 € cad.

FUJI I KIT INTRO
GC

Cemento vetroionomero radiopaco, per il fissaggio di inlays, ponti, corone e bande ortodontiche.
Confezione: polvere giallo chiaro da 35 g e liquido 20 ml.
Cod. 4230240

163



~~133,60€~~ **Sconto 28%**
96,50 € cad.

FUJI PLUS FULL SET A3
GC

Cemento a base vetroionomero-resinosa, autoindurente, radiopaco, per il fissaggio di tutti i manufatti protesici (inlays, onlays, ponti e corone), bande e brackets ortodontici. Confezione: polvere gialla A3 da 15 g, liquido da 7 ml e condizionatore da 6,5 ml
Cod. 4233051

164

CEMENT-ONE
PRECISION

~~114,19€~~ **Sconto 48%**
59,90 € cad.



Cemento definitivo universale automordenzante duale.
Indicazioni: fissaggio definitivo di ponti e corone in metallo, ceramica integrale, composito, inlays e onlays.
Confezione: 1 siringa Automix da 5 ml + 10 cannule di miscelazione + 10 beccucci intraorali standard + 10 beccucci fini
Cod. 7203604

165



~~62,60€~~ **Sconto 29%**
44,60 € cad.

STOMIDROS
STOMYGEN

Calcio idrossido 40X, biocompatibile ad attività batteriostatica.
Confezione: 30 fiale polvere da 200 mg cad + 1 liquido da 10 ml + accessori
Cod. 8360050

167

ENDO N2
GHIMAS

~~54,60€~~ **Sconto 34%**
35,90 € cad.



Cemento canalare definitivo radiopaco a base di ossido di zinco-eugenolo.
Confezione: 1 polvere da 10 g + 1 liquido da 4 ml
Cod. 39243000

166



~~62,60€~~ **Sconto 23%**
48,50 € cad.

IRM CEMENT KIT BASE
DENTSPLY

Cemento a base di ossido di zinco-eugenolo rinforzato con resina, per otturazioni provvisorie a lunga durata.
Confezione: 1 polvere colore avorio 40 gr. + 1 flacone liquido 15 ml.
Cod. 2731900

168



~~21,95€~~ **Sconto 20%**
17,50 € cad.

PLASTOR
GHIMAS

Cemento a base di ossido di zinco-eugenolo per otturazioni provvisorie.
Confezione: 6 barrette
Cod. 4240140 - BIANCO
Cod. 4240141 - AVORIO

169



Sconto

26%

~~208,95€~~

149,90 €
cad.

REBILDA DC VOCO

Sistema flowable, a doppia polimerizzazione, per la cementazione di perni e la ricostruzione di monconi. Confezione: cartuccia 50 gr. + accessori

Cod. 9107301 - Dentina

Cod. 9107302 - Blu

Cod. 9107303 - Bianco

170



OFFERTA

~~82,60€~~

65,90 €
cad.


BIFIX SE VOCO

Cemento composito autoadesivo a doppia polimerizzazione.

Confezione: QuickMix siringa 5 gr. + accessori

Cod. 2302002 - Universale

171



LIQUIDO da 40 ml
Cod. 4500001 - presa rapida

~~26,95€~~ Sconto 43%

15,40 € cad.

POLVERE da 100 g
Cod. 38272001 - presa rapida n.3

~~42,00€~~ Sconto 41%

24,90 € cad.

HOFFMAN CEMENT HOFFMAN'S

Cemento di fosfato di zinco ISO 9917-1:2003. Fissaggio definitivo di corone, ponti e inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali.

172



LIQUIDO da 40 ml
Cod. 4760050 presa rapida
Cod. 4760207 presa normale

~~20,95€~~ Sconto 48%

10,90 € cad.

POLVERE da 100 g
Cod. 4760202 presa rapida 3
Cod. 4760206 presa normale N3


~~34,00€~~ Sconto 41%

19,90 € cad.

HARVARD CEMENT HARVARD

Cemento all'ossifosfato di zinco. Cementazione permanente di restauri e sottofondo.

173



Sconto

34%

~~15,00€~~

9,90 €
cad.

COLTOSOL F VASETTO COLTENE

Cemento autoindurente a base di ossisolfato di zinco per otturazioni provvisorie. Con fluoro.
Cod. 2201150 - VASETTO da 38 gr.

174



Sconto

29%

~~219,60€~~

155,90 €
cad.

BIODENTINE 15 Capsule + 15 Dosi di soluzione SEPTODONT

Materiale bioattivo e biocompatibile in polvere a base di silicato tricalcico sintetico, primo vero sostituto della dentina.

Confezione: 15 capsule da 0,7 g cad di polvere bianca + 15 monodosi di soluzione acquosa di cloruro di calcio

Cod. 36035000

175



Sconto

36%

~~36,60€~~

16,90 €

COLTOSOL F SIRINGA COLTENE

Cemento autoindurente a base di ossisolfato di zinco per otturazioni provvisorie. Con fluoro.
Cod. 2201151 - SIRINGA da 8 gr.

176



OFFERTA

47,50 €
cad.

TELIO CS REFILL IVOCLEAR-VIVADENT

Materiali monocomponenti fotoindurenti per la realizzazione di restauri provvisori di Classe I e II senza l'ulteriore impiego di un cemento provvisorio.

Confezione: 3 siringhe da 2,5 g

Cod. 33642001 - INLAY UNIVERSALE

Cod. 33644002 - ONLAY UNIVERSALE

177



~~47,95€~~ **OFFERTA**
42,90 €
cad.

VARIOLINK ESTHETIC LC
IVOCLAR-VIVADENT

Cemento composito fotopolimerizzabile e ad indurimento duale, per la cementazione definitiva di restauri in ceramica e in composito nei quali è richiesta un'elevata resa estetica.
Confezione: siringa da 2 gr. + 5 puntali

38773002	LIGHT
38773001	LIGHT+
38773003	NEUTRAL
38773004	WARM
38773005	WARM+

178



~~107,60€~~ **OFFERTA**
89,50 €
cad.

VARIOLINK ESTHETIC DC
IVOCLAR-VIVADENT

Cemento composito fotopolimerizzabile e ad indurimento duale, per la cementazione definitiva di restauri in ceramica e in composito nei quali è richiesta un'elevata resa estetica.
Confezione: siringa da 5 gr. + 10 puntali

38782001	LIGHT
38782002	LIGHT+
38782003	NEUTRAL
38782004	WARM
38782005	WARM+

179



~~189,60€~~ **OFFERTA**
163,90 €
cad.

MULTILINK AUTOMIX REFILL
IVOCLAR-VIVADENT

Cemento composito autoindurente universale, per restauri indiretti, corone, ponti, inlay, onlay e perni endodontici. Si utilizza in combinazione con Multilink Primer A+B, condizionatore autoindurente e automordenzante.
Confezione: siringa automix da 9 gr. + 15 puntali

22819004	BIANCO
22819002	GIALLO
22819003	OPACO
22819001	TRASP.

180



~~88,60€~~ **OFFERTA**
75,90 €
cad.

MULTILINK PRIMER A+B
IVOCLAR-VIVADENT

Primer A+B per cemento Multilink Automix. Condizionatore di superficie auto-indurente ed auto-mordenzante.
Confezione: 2 flaconi da 3 gr. cad.
Cod. 9073831

181



~~123,60€~~ **Sconto 22%**
96,90 €
cad.

SPEEDCEM PLUS
IVOCLAR-VIVADENT

Cemento composito autoadesivo, automordenzante, autoindurente con l'opzione di fotoindurimento, radiopaco; per restauri in ossido di zirconio, metallo-ceramica e abutment implantari.
Confezione: 1 siringa automix da 9 gr. + accessori
Cod. 39494001 - GIALLO
Cod. 39494002 - OPACO
Cod. 39494003 - TRASPARENTE.

182



~~136,34€~~ **Sconto 30%**
95,90 €
cad.

SET PP SIRINGHE
SDI

Cemento monocomponente a base resinosa, autoadesivo, automordenzante, auto-fotopolimerizzabile; a rilascio di fluoro, radiopaco, per cementazioni adesive di perni, ponti, corone, inlays, onlays, in metallo, ceramica e composito. Confezione: 2 siringhe automix da 7 g cad.
Cod. 32889001 - Colore A2
Cod. 32889002 - Colore AO3

183

La nuova alternativa all'amalgama

ivoclar vivadent

Cention® Forte

Materiale da otturazione bioattivo polvere-liquido*

NEW



*Rilascio bioattivo di ioni di fluoro, calcio e idrossido



OFFERTA
79,90 €
cad.

CENTION FORTE STARTER KIT
IVOCLAR-VIVADENT

Cention Forte è un materiale autopolimerizzante **privo di mercurio**, con fotopolimerizzazione opzionale, adatto per restauri di classe I e II. Ha il colore dentale e possiede un'elevata resistenza alla flessione.
Confezione: 20 capsule da 0,3 g (A2) + Primer flacone da 3 g
Cod. 41425000

184

CORONE PROVVISORIE

3M ESPE

Corone in policarbonato per anteriori e premolari.

Confezione: 5 pezzi

CENTRALI DX

CORONA	100	101	10	11	12	13	14
CODICE	8611120	8611121	8611122	8611123	8611124	8611125	8611126

CENTRALI SX

CORONA	103	102	19	18	17	16	15
CODICE	8611127	8611128	8611129	8611130	8611131	8611132	8611133

LATERALI DX

CORONA	2	20	21	22	23	24
CODICE	8611134	8611135	8611136	8611137	8611138	8611139

LATERALI SX

CORONA	200	29	28	27	26	25
CODICE	8611140	8611141	8611142	8611143	8611144	8611145

CANINI DX

CORONA	300	301	30	31	32	33	34
CODICE	8611146	8611147	8611148	8611149	8611150	8611151	8611152

CANINI SX

CORONA	303	302	39	38	37	36	35
CODICE	8611153	8611154	8611155	8611156	8611157	8611158	8611159

PREMOLARI SMALL

CORONA	50	51	52	53	54
CODICE	8611160	8611161	8611162	8611163	8611164

PREMOLARI BIG

CORONA	44	43	42	41	40
CODICE	8611165	8611166	8611167	8611168	8611169

ANTERIORI SHORT

CORONA	65	66	67	68	69
CODICE	8611170	8611171	8611172	8611173	8611174

ANTERIORI LONG

CORONA	64	63	62	61	60
CODICE	8611175	8611176	8611177	8611178	8611179

10,90 €
cad.



185



Sconto

35%

~~195,85 €~~

129,90 €
cad.

SOFRELINER TOUGH M Kit TOKUYAMA

Resina morbida per ribasature dirette e indirette. Indicata in caso di problemi legati a mucosa sottile, creste affilate e sottosquadri severi.

Confezione: cartuccia da 54 g. (27 g. base + 27 g. catalizzatore)

+ Primer Touch 10 mL + 10 puntali TDII XS + accessori

Cod. 3320070

186



Sconto

33%

~~140,60 €~~

94,50 €
cad.

REBASE II KIT - FAST LIGHT PINK TOKUYAMA

Resina autopolimerizzante "dura" per ribasature dirette permanenti e per l'estensione dei bordi di protesi mobili, completamente insapore e inodore, non sviluppa calore, è stabile per 4/5 anni. Colore rosa chiaro.

Confezione: polvere da 80 g, liquido da 50 ml, adesivo 15 ml,

Resin Hardener-II 48 g. Cod. 3320029

187



**FLEXACRYL
LANG**

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT.
Confezione: polvere 120 g + liquido 120 ml
Cod. 5680105 - HARD
Cod. 5680106 - SOFT

~~104,60€~~ **Sconto 27%**
76,50 € cad.

188



**JET REPAIR
LANG**

Resina metacrilica autopolimerizzante.

Codice	Variante	Offerta
5680518	liquido da 120 ml	22,90 € cad.
5680441	polvere da 200 g - ROSA	41,50 € cad.

a partire da
22,90 € cad.

189



**TEMPO CONFEZIONE PROFESSIONAL
LANG**

Resina acrilica extra soft autopolimerizzante per ribasature provvisorie dirette e condizionamento di tessuti e impronte funzionali.
Confezione: polvere 120 g + liquido 120 ml
Cod. 5681100

~~90,90€~~ **Sconto 24%**
68,50 € cad.

190



**IMMEDIATE KIT
LANG**

Resina acrilica morbida per ribasature temporanee dirette e indirette (durata 6-8 mesi).
Confezione: polvere 120 g + liquido 120 ml
Cod. 5680350

OFFERTA
102,90 € cad.

191

**JET KIT LIQUIDO
LANG**



Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.

LIQUIDO da 120 ml
Cod. 5680401

~~37,95€~~ **Sconto 28%**
27,50 € cad.

LIQUIDO da 250 ml
Cod. 5680402

~~62,51€~~ **Sconto 20%**
49,80 € cad.

193



**SPLINTLINE
LANG**

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette.

~~42,60€~~ **Sconto 27%**
31,00 € cad.

POLVERE da 60 gr
Cod. 5682118 - 45/A2
Cod. 5682119 - 62/A3
Cod. 5682120 - 65/D3
Cod. 5682122 - 81/A35

LIQUIDO da 120 ml
Cod. 5681000 - liquido

192

**JET KIT POLVERE
LANG**



POLVERE da 120 gr
Cod. 5680406 - 35/A1
Cod. 5680407 - 45/A2
Cod. 5680408 - 62/A3
Cod. 5680409 - 65/D3
Cod. 5680413 - 81/A35
Cod. 5680405 - I

~~56,60€~~ **Sconto 26%**
41,70 € cad.

194



**PROTEMP 4 GARANT
3M ESPE**

Resina composita bicomponente autopolimerizzante, con sistema di miscelazione, per provvisori diretti e indiretti. Può essere utilizzato in abbinamento ai compositi estetici. Non richiede lucidatura.
Confezione: 1 cartuccia da 50 ml (67 g) e 15 puntali miscelatori x-small azzurri
Cod. 20569002 - A2
Cod. 20569003 - A3

~~110,60€~~ **Sconto 41%**
64,90 € cad.

FRESE DIAMANTATE DR STONE

LE FRESE CON DIAMANTATURA A DOPPIO STRATO DOCTOR STONE DURANO CIRCA IL 70% IN PIÙ DELLE COMUNI FRESE A SINGOLO STRATO MANTENENDO COSTANTE LA CAPACITÀ DI TAGLIO.



Gli altri vantaggi:

- Qualità eccellente
- Prodotte secondo gli standard EN ISO 9001 e EN ISO 13485, garanzia della più alta affidabilità
- Prodotte in Germania
- Colori di codifica dell'anello sulla fresa secondo codici ISO

- XF = extra fine [504]
- F = fine [514]
- C = grossa [534]
- XC = extra grossa [544]
- M = media [524]

Lunghezza gambo= 314
 • d= Diametro in 1/10 mm
 • KL= Lunghezza in mm parte diamantata.
 Velocità 30.000 - 300.000 giri/min.

LE FRESE DOCTOR STONE SONO IN CONFEZIONI DA 5 PEZZI.

Fresa 001							
	d	010	012	014	016	018	021
	KL	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1
		22207003	22207005	22207007	22207009	22207011	22207149
		22207004	22207006	22207008	22207010	22207012	22207150

Fresa 108		
	d	008
	KL	3
		22207017

Fresa 010					
	d	012	014	016	018
	KL	1,5	1,5	1,5	1,6
		22207013	22207014	22207015	22207016

Fresa 109			
	d	010	012
	KL	4	4
		22207019	22207021
		22207020	-

Fresa 110		
	d	010
	KL	6
		22207022

Fresa 111			
	d	012	014
	KL	8	8
		22207028	22207030

Fresa 131		
	d	016
	KL	11
		22207033

16,90 € cad. **x1 CONF.**
 CONFEZIONE DA 5 FRESE

12,90 € cad. **x5 CONF.**
 CONFEZIONE DA 5 FRESE

ACQUISTA 10 CONFEZIONI DI FRESE A SCELTA A SOLI 11,90 € CAD.

-  XF = extra fine [504]
-  F = fine [514]
-  C = grossa [534]

-  XC = extra grossa [544]
-  M = media [524]



Superficie doppio strato

Fresa 140





d	010	012
KL	6,5	6,5
	22207034	22207037

Fresa 141





d	012	014
KL	8,5	8,5
	22207041	22207043

Fresa 161





d	010	012
KL	6	6
	-	22207047
	22207046	-

Fresa 165




d	014
KL	8
	22207049
	22207050

Fresa 166






d	014	016	018
KL	10	10	10
	22207052	-	22207056

Fresa 167




d	018
KL	11,5
	22207057

Fresa 172




d	016
KL	8
	-
	22207058

Fresa 173






d	012	014	016
KL	10	10	10
	-	-	22207064
	22207061	22207063	22207065

Fresa 197





d	012	014
KL	6	6
	22207067	22207070
	22207068	-

Fresa 198






d	016	018	021
KL	8	8	8
	22207071	-	-
	-	-	-
	22207072	22207075	22207152
	22207073	-	-

Fresa 199







d	010	012	014	016
KL	10	10	10	10
	22207076	-	22207081	22207083
	22207078	-	-	-
	22207077	22207080	22207082	22207084

Fresa 220




d	014
KL	10
	22207085

Fresa 237





d	008	010
KL	2,5	2,5
	22207086	-
	-	22207088

Fresa 238




d	012
KL	3
	22207089
	22207090

Fresa 239




d	012
KL	5,5
	22207091

-  XF = extra fine [504]
-  F = fine [514]
-  C = grossa [534]
-  XC = extra grossa [544]
-  M = media [524]



Fresa 249

				
d	010	012	014	016
KL	8	8	8	8
	-	-	22207101	-
	22207095	22207100	-	22207109
	-	22207098	-	22207107

Fresa 250

			
d	012	014	016
KL	10	10	10
	22207113	22207115	-
	22207114	-	-
	-	22207116	22207117

Fresa 257

			
d	016	018	023
KL	4	4	5
	-	22207121	22207154
	22207120	22207123	22207156
	22207119	22207122	22207155

Fresa 269

	
d	016
KL	8
	22207125

Fresa 277

	
d	018
KL	4.5
	22207126

Fresa 289

		
d	014	018
KL	8	8
	-	-
	22207132	22207135
	22207131	22207134

Fresa 290

		
d	012	014
KL	10	10
	22207136	22207137

Fresa 298

		
d	012	016
KL	8	8
	22207141	-
	-	22207144

Fresa 299

			
d	014	016	018
KL	10	10	10
	22207146	22207147	22207148

Fresa 540

	
d	009
KL	3.9
	22207158

16,90 € cad. **x1 CONF.**
CONFEZIONE DA 5 FRESE

12,90 € cad. **x5 CONF.**
CONFEZIONE DA 5 FRESE

ACQUISTA
10 CONFEZIONI DI FRESE A SCELTA
A SOLI 11,90 € CAD.

FRESE DIAMANTATE INTESIV

SUPER OFFERTA

GRUPPO 1	Confezione da 3 frese	15⁹⁰ € cad.
GRUPPO 2	Confezione da 3 frese	24⁶⁰ € cad.
GRUPPO 2S	Confezione da 3 frese	26⁸⁰ € cad.
GRUPPO 3	Confezione da 3 frese	30⁴⁰ € cad.
GRUPPO 4	Confezione da 1 fresa	14⁶⁰ € cad.



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001528	199	1
5001040	200S	1
5001041	200N	1
5001001	200	1
5001039	201S	1
5001042	201N	1
40252001	201	2
5001254	400S	2
5001296	400N	2
5001253	400	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001047	411	1
5001306	305S	2
5001241	305	2




CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001005	212S	1
40252002	211	2
40252003	212	2
5001024	214	2
5001017	204	2
5001297	244	2




CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001222	206	2
5001291	208	2
5001299	228	2
5001300	313	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001306	305S	2
5001241	305	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001017	204	2
5001297	244	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001301	106	2
5001302	109	2
5001211	113	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001009	300	1



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001250	315S	2
5001307	307	2
5000063	315SC	2S
5001521	315	3



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001298	114S	2
5001212	114	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001301	106	2
5001302	109	2
5001211	113	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001026	218	1
5001007	219	1
5001045	219N	1
5001292	220	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001520	305L	3



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001249	314S	2
5001248	314	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001213	116	2
5001303	116N	2
5001214	117	2
5001215	117N	2
5001702	113N	4



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001008	224	1
5001228	225	2
5001227	223	2
5001304	226	2
5001305	227	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001240	303S	2
5001239	303	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001218	124	2
5001316	125	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001205	D5	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001013	316S	1
5001012	316N	1



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001219	124L	2
5001217	123	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001709	241	4



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001515	182	3



5001540	191	3
---------	-----	---



5001505	101	3
5001507	102L	3




CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001242	306	2
5001313	366	2
5001256	406	2
5001314	466	2



5001714	308S	2
5001243	308	2
5001315	388	2
5001257	408	2



5001245	310	2
5001258	410	2



5001726	410L	3
---------	------	---



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001209	112	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001701	111	4



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001221	205	2



5001290	205L	2
5001311	285L	2
5001262	95	2



5001312	311S	2
5001246	311	2



5001524	505L	3
5001501	D21	3



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001232	254	2
5001317	253	2
5001233	255A	2
5001234	255	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001235	256	2
5001318	257S	2
5001236	257	2
5001237	258	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001271	8223	2
5001273	8510	2
5001294	8514	2
5001275	8614	2
5001268	8113R	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001025	216	1
5001720	217	1
5001003	202	1
5001255	402	2
5001319	416	2



5001223	215S	2
---------	------	---



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001207	D8	2
5001202	D16	2
5001308	D17	2



5001203	D18	2
40251000	235	3



5001309	233	2
5001206	D6	2
5001230	236	2
5001721	237	3



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001269	8117	2
5001263	8425	2
5001266	8525	2
5001267	8526	2
5001264	01480	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001265	2080	2



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001722	245	3



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001000	D1	1



5001310	117A	2
5001216	117S	2
5001210	113	2



5001200	D11	2
5001204	D2	2
5001201	D14C	2



5001502	D3	3
5001533	D34	3
5001503	D4	3



5001208	D9	2
---------	----	---



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001706	19	4
5001704	18	4
5001707	19A	4
5001705	18L	4



CODICE ORDINE	FRESA	GRUPPO
5001224	221	2
5001293	222	2

KaVo DIAGNOcam™ 2170 e **NUOVO** DIAGNOcam™ Vision Full HD



Scarica gratuitamente
il NUOVO Software KaVo DIAGNOcam™

Il nuovo aggiornamento software include funzionalità aggiuntive che semplificano l'utilizzo di KaVo DIAGNOcam e della nuova KaVo DIAGNOcam Vision Full HD.

DIAGNOCAM VISION FULL HD

PREZZO OFFERTA

5.350 €

**CONTATTACI E SCOPRI IL PREZZO
A TE DEDICATO PER OFFERTA CON
DIAGNOCAM VISION FULL HD
+
2 TIPS VISION FULL HD
ADDIZIONALI**

**DIAGNOCAM 2170 + 4 PUNTE LARGE INCLUSE
CONTATTACI PER OFFERTA A TE DEDICATA**

197

GOMMINI RA IDENTOFLEX



5010701 5010704 5010705

GOMMINI PER COMPOSITI
Brillantatura per compositi (BIANCHI). 2° passaggio. Confezione: 12 pezzi

GOMMINI PER COMPOSITI

Prelucidatura per compositi (GIALLI). 1° passaggio. Confezione: 12 pezzi



5010708 5010711 5010710 5010712 5010709 5010715

Sconto

~~35,60€~~

25%

26,80 €
cad.

200



Sconto

~~35,54€~~

42%

20,50 €
cad.

SOF-LEX STRIPS STRISCE BI-ABRASIVE PER RIFINITURA.

Cod. 8610522 - 1954N - Più strette per un accesso alle aree più difficili, grana grossa e media. Confezione: 100 pezzi

Cod. 8610521 - 1954 - Larghezza 4 mm, grana grossa e media. Confezione: 150 pezzi

Cod. 8610523 - 1956 - Larghezza 4 mm, grana fine e super-fine. Confezione: 120 pezzi

198



5010150 5010151 5010152

GOMMINI PER COMPOSITI DIA-BLU
Gommini silicici diamantati per lucidatura finale dei compositi di nuova generazione (BLU). Confezione: 6 pezzi

Offerta

30,00 €
cad.

199

GOMMINI RA IDENTOFLEX

PER AMALGAMA E METALLI

Codice	Colore	Var.
5010600	marroni	B13
5010602	marroni	B6
5010603	marroni	B7
5010604	marroni	B8
5010605	marroni	B9
5010607	neri	D13
5010611	neri	D8
5010612	neri	D9

Confezione: 12 pezzi

Codice	Colore	Var.
5010614	verdi	G13
5010619	verdi	G9



Sconto

~~35,60€~~

25%

26,80 €
cad.

202



a partire da

5,90 €
cad.

STRISCE ABRASIVE HORICO

Strisce metalliche abrasive disponibili con 1 lato abrasivo o con entrambi i lati abrasivi. Confezione: 12 pezzi

Codice	Variante	Offerta
4750050	4 mm - 1 LATO	5,90 € cad.
4750051	6 mm - 1 LATO	6,90 € cad.
4750052	4 mm - 2 LATI	6,90 € cad.
4750053	6 mm - 2 LATI	8,90 € cad.

201

SOF-LEX POP ON 3M ESPE

(attacco 3M). Confezione: 85 pezzi

a partire da

30,90 €
cad.

TIPO DI GRANA	COLORE	ø 9,5 mm	ø 12,7 mm
GROSSA	NERO	1981C - 8610530	1982C - 8610535
MEDIA	BLU SCURO	1981M - 8610531	1982M - 8610536
FINE	BLU	1981F - 8610532	1982F - 8610537
SUPERFINE	AZZURRO	1981SF - 8610533	1982SF - 8610538

TIPO DI GRANA	COLORE	ø 9,5 mm	ø 12,7 mm
GROSSA	ARANCIONE SCURO	2381C - 8610540	2382C - 8610545
MEDIA	ARANCIONE	2381M - 8610541	2382M - 8610546
FINE	ARANCIONE CHIARO	2381F - 8610542	2382F - 8610547
SUPERFINE	GIALLO	2381SF - 8610543	2382SF - 8610548

203



FRESA TRANSMETAL PER CORONE E0153 MAILLEFER

Fresa cilindrica per separazione di corone metalliche in carburo di tungsteno. Attacco: FG per turbina. Confezione: 5 frese
Cod. 6006800 - Ø 012 - 19 mm
Cod. 6006801 - Ø 012 - 25 mm

29,90 €
cad.

204

S-21 / Flacone 1 Lt. DISINFEKTA

DISINFETTANTE SUPERFICI



Disinfettante spray pronto all'uso, ad azione rapida, per piccole superfici. Indicato per tutti i materiali non sensibili all'alcool presenti nello studio medico, come piani di lavoro, manipoli, riuniti, maniglie, seggiolini, ecc. Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida. A base di ammonio quaternario, propanolo, etanolo completamente privo di fenoli e aldeidi.

Flacone da 1 L + erogatore
Cod. 7007005

~~18,07€~~ **Sconto 31%**
12,50 €
cad.

206



FD322 DURR

DISINFETTANTE SUPERFICI

Soluzione priva di aldeidi pronta all'uso a base di alcoli e composti di ammonio quaternari, ad ampio spettro d'azione, per una rapida disinfezione e pulizia di superfici dei dispositivi medici (poltrone, poggiastrumenti, manipoli, contrangoli, portapellicole, maniglie delle lampade etc.). Tempo di azione 1 minuto. Confezione: 1 flacone da 2,5 litri pronto all'uso
Cod. 8270032

~~54,00€~~ **Sconto 36%**
34,50 €
cad.

205

S-21 / Tanica 5 Lt.



51,90 €
cad.

Tanica 5 L - Cod. 7007006

**ACQUISTA 1 S21 tanica da 5 Lt. RICEVI IN OMAGGIO
1 CARAFFA STEIROS Cod. 33172000 (del valore di 23,59€)**

207



ID212 FORTE DURR

Soluzione concentrata priva di aldeidi a base di composti dell'ammonio quaternario (10-15%) e guanidina diacetato, per la disinfezione di strumentario e strumenti rotanti. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: HIV, HBV HCV e adenovirus. Diluizioni: dal 2% al 4% (durata della soluzione: 7 giorni). Utilizzabile anche in ultrasuoni. Confezione: 1 flacone da 2,5 litri
Cod. 8270072

~~72,60€~~ **Sconto 39%**
44,50 €
cad.

208



ID212 DURR

Soluzione concentrata, priva di aldeidi a base di sali d'ammonio quaternari (5-10%) per la disinfezione di strumentario e strumenti rotanti. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: attivo su HIV, HBV e HCV. Diluizioni: dal 2% al 4%. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Confezione: 1 flacone da 2,5 litri
Cod. 8270070

~~70,95€~~ **Sconto 42%**
41,20 €
cad.

209



ID220 DURR

Soluzione alcalina pronta all'uso a base alcolica per la pulizia e la disinfezione degli strumenti rotanti. Battericida, fungicida, tubercolicida, virucida attivo su HIV e HBV. Contiene anticorrosivo. Utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. Confezione: 1 flacone da 2,5 litri
Cod. 8270071

~~47,60€~~ **Sconto 39%**
28,90 €
cad.

210



OROTOL PLUS DURR

Soluzione concentrata liquida, da diluire al 2%, priva di aldeidi, a base di composti di ammonio quaternario, per la detersione e disinfezione degli impianti di aspirazione chirurgica. Confezione: 1 flacone da 2,5 litri
Cod. 8270110

~~63,00€~~ **Sconto 40%**
37,90 €
cad.

211



MD520 DURR

DISINFETTANTE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeide e ammonio quaternari per disinfezione di impronta. Utilizzabile con tutti i materiali compresi alginati e polieteri. Confezione: 1 flacone da 2,5 litri pronto all'uso
Cod. 8270090

~~49,95€~~ **Sconto 34%**
32,90 €
cad.

212



2,39 €
cad.

**IGIENIZZANTE MANI - 200 ml
IDROALCOLICO con GLICEROLO**

La soluzione idroalcolica Rigeneramed può essere applicata sulla cute delle mani esplicando un'azione igienizzante.

Cod. 4075600 - Alcool ETILICO 80%

213



13,50 €
cad.

**ZETA 6 DRYGEL - 1 lt
ZHERMACK**

Gel mani detergente e igienizzante a base alcolica con una percentuale di alcol superiore al 60%.

Cod. 28868000

214



8,90 €
cad.

**LH GEL MANI 500 ml
LH AMEDICS**

Antisettico pronto all'uso - per uso esterno Alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute, a rapida evaporazione. Non richiede risciacquo. Confezione: flacone da 500 ml.

Cod. 40842000

215

**SUPERACETIC 10
OGNA**

OFFERTA

64,50 €
cad.



Soluzione sterilizzante a freddo a base di acido peracetico. L'azione sterilizzante avviene in 10 minuti contro virus (compresi HCV, HBV, HIV), spore, funghi e batteri. I tensioattivi anionici, presenti nella formulazione, dissolvono e rimuovono dagli strumenti sangue, muco e ogni residuo organico. Attivo dopo 15/20 minuti è efficace per tutta la giornata. Altamente biodegradabile. Smbaltibile attraverso la rete idrica.

Confezione: barattolo da 1 kg.
Cod. 7056006

216

**T-31
PARACETIKUM PLUS
DISINFEKTA**

~~61,61 €~~ **Sconto 35%**
per 2 CONF. **39,90 €**
cad.



Sconto 28%
44,50 € cad.

per 1 CONF.



**ACQUISTA 1 T-31 PARACETIKUM PLUS
RICEVI IN OMAGGIO 1 CARAFFA STEIROS**
Cod. 33172000 (del valore di 23,59€ cad.)

Sterilizzante a freddo in polvere, ad azione rapida, garantisce un'azione sporicida, tubercolicida, virucida (HIV, HVC, HBV), fungicida e battericida in 10 min. di contatto. Una volta diluito il prodotto è attivo per 24 ore. Dispositivo medico, classe IIA, CE 0546.

Confezione: 1 flacone di polvere da 1 Kg
Cod. 7007003

217



~~55,95 €~~ **Sconto 42%**
32,50 €
cad.

**SEKUSEPT CLASSIC POLVERE
HENKEL**

Prodotto concentrato in polvere, a base di ossigeno attivo, da diluire in acqua per la disinfezione e la pulizia dello strumentario chirurgico. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Confezione: barattolo da 2 kg.
Cod. 4570100

218

**ZETA 2 SPOREX
ZHERMACK**

~~62,95 €~~ **Sconto 31%**
43,50 €
cad.



Soluzione concentrata per la detersione, la disinfezione e la sterilizzazione chimica a freddo degli strumenti che non possono essere sterilizzati in autoclave. Attivo su virus (compresi HIV, HBV, HCV) batteri, funghi, bacilli tubercolari e spore. Diluire al 2%. La soluzione preparata rimane attiva per 24 ore. Confezione: flacone di polvere da 900 g
Cod. 21077000

219

T-11 STRUMENTARIO
DISINFEKTA



Disinfettante detergente liquido concentrato, indicato per tutto lo strumentario. Con una concentrazione che varia dallo 0,5% al 2% si ottiene un'azione battericida, fungicida, virucida. Una volta diluito rimane attivo per 7 giorni. Biodegradabile, smaltibile nella rete idrica. Confezione: 1 flacone da 1 L.

Cod. 7007000

~~20,50€~~

Sconto
32%

13,90 €
cad.

220



ZETA 1 ULTRA
ZHERMACK

Soluzione concentrata senza aldeidi per la detersione e la disinfezione dello strumentario chirurgico e rotante. Attivo su virus (compresi HIV, HBV, HCV) batteri, funghi e bacilli tubercolari. Diluizione 1%. La soluzione una volta preparata rimane attiva per 7 giorni. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Confezione: 1 flacone da 1 l. Cod. 20693000

~~25,60€~~

Sconto
29%

18,10 €
cad.

221



ZETA 7 SOLUTION SPRAY
ZHERMACK

Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tuberculocida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV). Profumazione al limone. Confezione: 1 flacone da 750 ml. Cod. 20743000

~~20,15€~~

Sconto
49%

10,20 €
cad.

222



ZEFIROL QUICK
MOLTENI

Disinfettante spray per superfici ideale per la disinfezione rapida ed efficace di strumentario, apparecchiature biomedicali e poltrone nello studio odontoiatrico. Attivo contro i virus HCV.

Confezione: 1 flacone da 1 litro, con nebulizzatore - Cod. 6190810

OFFERTA

23,50 €
cad.

RICAMBIO
flacone da 1 litro
Cod. 6190805

21,50 € cad.

223



ZETA 7 SOLUTION
ZHERMACK

Disinfettante concentrato liquido ad ampio spettro senza aldeidi, contenente fenossietanolo e dimetil ammonio cloruro. Per la disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuri. Battericida, fungicida, tuberculocida e virucida. Diluizione 1% (per 100 litri di soluzione). Confezione: 1 flacone da 1 litro. Cod. 22879000

~~43,95€~~

Sconto
22%

34,50 €
cad.

224



ZETA 3 SOFT
ZHERMACK

Disinfettante privo di aldeidi, pronto all'uso, a spettro di azione biocida per la rapida disinfezione e pulizia di superfici e di dispositivi medici (manipolo, ripiani, poltrone, contrangoli, maniglie lampade, lavabi dei riuniti). Attivo su virus (compresi HIV, HCV, HBV) batteri, funghi, bacilli tubercolari.

Confezione: 1 flacone da 750 ml

Cod. 20742000

~~17,95€~~

Sconto
42%

10,50 €
cad.

225



SPORIGERM SPRAY
IDS

Disinfettante detergente ad azione tuberculocida, battericida, fungicida, virucida, pronto all'uso, si nebulizza direttamente sulla superficie da trattare ed evapora rapidamente. Confezione: Flacone da 750 ml

Cod. 13742000

~~23,35€~~

Sconto
57%

9,99 €
cad.

226



**ZETA 3
WIPES TOTAL
ZHERMACK**

Salviette disinfettanti senza aldeidi, ad ampio spettro di azione biocida, indicate per la disinfezione di tutte le superfici non sensibili all'alcool presenti nello studio medico. A base di ammonio quaternario, privo di fenoli e aldeidi. Battericida, fungicida, tuberculocida e virucida.
Confezione: busta - 120 salviette - **Cod. 38930000**

~~13,60€~~
Sconto 49%
per 2 CONF. **6,90€** cad.

Sconto 38%
8,50€ cad.
per 1 CONF.

227



**ZETA 3
WIPES POP UP
ZHERMACK**

Salviette pronte all'uso impregnate con soluzione disinfettante e detergente a basso contenuto d'alcool. Indicate per la rapida pulizia e disinfezione di tutte le superfici di dispositivi medici (riuniti in pelle naturale o artificiale, superfici in plexiglass, ecc.).
Confezione: salviette - 100 pezzi - **Cod. 37311000**

~~14,60€~~
Sconto 51%
per 2 CONF. **7,10€** cad.

Sconto 39%
8,90€ cad.
per 1 CONF.

228



**SPORIGERM FAZZOLETTI
IDS**

Fazzoletto pronto all'uso disinfettante detergente ad azione tuberculocida, battericida, fungicida, virucida, basta passare il fazzoletto sulla superficie da trattare e lasciare agire per 1 minuto per eliminare HIV, HCV e HBV (5 minuti su TBC). Ha un elevato potere detergente in grado di rimuovere completamente residui organici (sangue, saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo. Può essere utilizzato su ogni tipo di superficie incluse plastiche, gomme e pelle.
Confezione: 12 FLOW PACK da 50pz- **Cod. 39564000**

~~162,26€~~
Sconto 41%
95,90€ cad.

229



**ECO-JET SPRAY
SUPERFICI
MAGNOLIA**

Disinfettante: battericida, fungicida, tuberculocida, virucida. Profumo fiorito fresco; contiene meno del 10% di alcool ed è particolarmente delicato sul rivestimento della poltrona.
Confezione: 1 flacone da 500 ml
Cod. 2308201

~~11,90€~~
OFFERTA
9,90€ cad.

230



**PULI-JET CLASSIC
CATTANI Tanica 5 Lt.
MAGNOLIA**

Liquido concentrato a base di fenolo e fosfati senza aldeidi per la sanificazione, pulizia e manutenzione degli impianti di aspirazione.
Con 1 litro di Puli-Jet Classic si ottengono 20 litri di soluzione al 5%.
Cod. 2300502 - TANICA DA 5 LT

~~43,60€~~
Sconto 44%
24,45€ cad.

231



**PULI-JET PLUS
CATTANI 1 LT.
MAGNOLIA**

Liquido concentrato a base di fenolo e fosfati senza aldeidi per la sanificazione, pulizia e manutenzione degli impianti di aspirazione.
Con 1 litro di Puli-Jet Plus si ottengono 250 litri di sanifi ante allo 0,4% e 125 litri di soluzione disinfettante allo 0,8%.
Cod. 24387000 - FLACONE DA 1 LT

~~52,27€~~
Sconto 37%
32,70€ cad.

232



**ANTISCHIUMOGENO
DISINFETTANTE
MAGNOLIA**

Antischiumogeno disinfettante, in tavolette idrosolubili, pronte all'uso con proprietà detergenti ed antischiumogene; battericida e candidicida.
Confezione: 50 tavolette
Cod. 2300100

~~44,60€~~
Sconto 39%
27,20€ cad.

233



**LIQUIDO MULTISTERIL CD
TECNOGAZ**

Concentrato liquido per la detersione e disinfezione di strumentario, privo di aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario. Specifico per il dispositivo Multisteril Tecno-Gaz è comunque utilizzabile con qualsiasi tipo di vasche ad ultrasuoni. Diluizione: 1% (per 100 litri di soluzione).
Confezione: Flacone da 1 L - **Cod. 39010000**

~~49,95€~~
Sconto 21%
per 6 CONF. **39,50€** cad.

41,90€ cad.
per 1 CONF.

234



SPORIGERM FERRI
IDS

Concentrato disinfettante detergente ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida. Disinfezione e detersione rapida in un solo passaggio. Sicuro per lo strumentario: la nuova formulazione contiene l'antiossidante per proteggere lo strumentario. Può essere usato in vasca ad ultrasuoni. Confezione: Flacone da 1000 ml
Cod. 28789000

~~57,60€~~
Sconto 48%
29,90 €
cad.

235



SPORIGERM MANI
IDS

Sapone antisettico per la disinfezione delle mani con PH della pelle (5,5) ed è arricchito con glicerina per mantenere la pelle morbida rispettandone il manto lipidico anche in caso di lavaggi frequenti. Confezione: Flacone da 1 litro.
Cod. 27560000

~~20,95€~~
Sconto 53%
9,90 €
cad.

236




KIT RESINE
DEMINERALIZZATORI

Confezione: 2 pezzi

Cod. 39063000 - Kit resine MOCOM/ANTHOS
Cod. 33920000 - Kit resine AQUAFILTER EURONDA

OFFERTA
62,00 €
cad.

237



KIT FILTRI DEMINERALIZZATORE
WATERCLEAN
ECOPLUS

Cartucce filtri di ricambio per demineralizzatore acqua autoclave **WATERCLEAN - TECNO GAZ**. Confezione: 2 pezzi
Cod. 7010057

~~195,00€~~
Sconto 24%
149,00 €
cad.

238



ETICETTATRICE MARK4
DE MARCO

Etichettatrice manuale per etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo. Utilizza inchiostro atossico e resistente al vapore. Fornita con rotolo da 600 etichette. **Cod. Z16200**

~~186,76€~~
Sconto 28%
135,00 €
cad.

239



ETICETTATRICE PRINTEX MEDICAL

Strumento ideale per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati. Sicurezza garantita grazie alla possibilità di inserire la data di sterilizzazione, la data di scadenza, il numero di lotto e l'operatore. Doppio supporto adesivo. Fornita con rotolo da 500 etichette e tampone. **Cod. 1009018**

~~135,00€~~
OFFERTA
109,00 €
cad.

240



1.800
ETICHETTE

ETICHETTE PER MARK3 e MARK4
DE MARCO

Etichette con doppio supporto adesivo ed indicatore di processo per Mark 3 e Mark 4. Confezione: **3 rotoli** da 600 etichette cad.
Cod. 34403000

OFFERTA
31,90 €
cad.

241



31.09.12	890	31.09.12	890
31.12.12	130	31.12.12	130

Indicatore di processo di classe 1
(conforme alla normativa EN ISO 11140-1) ad avvenuta sterilizzazione, l'indicatore da rosa diventa di colore marrone.

ETICHETTE PER MARK3 e MARK4

Etichette a 2 linee di stampa con indicatore di processo compatibili con Mark 3 e Mark 4. Confezione: **3 rotoli** da 500 etichette 26x16 mm.
Cod. Z20300

OFFERTA
22,90 €
cad.

242



L'ORIGINALE
VAPOR-LINE

~~138,95 €~~

Sconto
41%

81,59 €
cad.

VAPOR-LINE INTEGRATORE CHIMICO SIMIT

Integratore chimico multiparametrico a barra migrante, da utilizzare in tutti i cicli di sterilizzazione a vapore saturo compresi fra i 121°C e i 134°C. Confezione: 250 indicatori. **Cod. 8701081**

243



~~103,95 €~~

Sconto
33%

65,90 €
cad.

BROWNE 3100 INTEGRATORE CHIMICO DE MARCO

Integratore chimico a barra migrante per il controllo immediato dell'avvenuta sterilizzazione nelle autoclavi a vapore d'acqua. Conforme alla norma UNI EN ISO 11140-1- (Classe 5). Scadenza media: 4 anni dalla data di produzione. Confezione: 250 indicatori. **Cod. 4061900**

244



~~6,60 €~~

Sconto
62%

per 10
PEZZI

2,50 €
cad.

BOWIE E DICK TEST AUTOCLAVI STERLAB

Test fisico che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi. Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di carichi porosi. Il test va eseguito con camera vuota. Si consiglia l'utilizzo almeno una volta al mese. Confezione: 1 pezzo **Cod. 8700802**

CONTROLLO STERILIZZAZIONE AUTOCLAVE

De Marco®

codice Kit: **Cod. 41419000**

- L'attuale situazione sanitaria richiede la massima attenzione alle procedure per l'igiene e la sicurezza. Il controllo della Sterilizzazione in autoclave è tra queste.
- Le Linee Guida sull'attività di sterilizzazione - ISPEL indicano periodicità ben definite.
- Il libro "Le infezioni nello Studio Odontoiatrico" è un prezioso manuale operativo per la prevenzione Covid-19 e indica come sviluppare il protocollo per il monitoraggio dell'autoclave.

PERIODICITÀ TEST AUTOCLAVE

- Vacuum test:** quotidiano
- Helix Test** (corpi cavi): quotidiano
- Bowie&Dick** (corpi porosi): quotidiano (o nel giorno in cui devono essere sterilizzati camici, telini, garze)
- Integratore BROWNE 3100:** in ogni singolo ciclo



N°2
B&D BClean
Conf. 10 pacchi prova



N°1
Helix test BClean
Conf. Dispositivo + 250 indicatori



N°1
BROWNE 3100
Conf. 250 integratori



N°1
Archivio Test

LISTINO € 340 + iva
OFFERTA STUDIO € 255 + iva


In Omaggio



Le infezioni nello studio odontoiatrico

Autori: Viviana Cortesi Ardizzone – Davis Cussotto – Andrea Gianmarco Tuzio - Prefazione di Fabrizio Pregliasco

Tabella Controllo Sterilizzazione – Stesura del Protocollo
(per la Sala Sterilizzazione)



245



EBUIROS COLLUTORIO 0,12% DENTSPLY

COLLUTORIO CON CLOREXIDINA 0,12%
Confezione: Flacone da 1 Lt.
Cod. 3190555

~~17,00€~~ **OFFERTA**
15,50 €
cad.

246



ORALSAN COLLUTORIO

Soluzione idroalcolica a base di Clorexina Digluconato allo 0,2%. Espleta una efficace azione contro la placca batterica.

ORALSAN da 200 mL.
Cod. 37756000

4,90 € cad.

ORALSAN da 1 Lt.
Cod. 32938000

12,50 € cad.

1 ORALSAN da 1 Lt.
+ 1 ORALSAN da 200 mL.

A SOLI
15,90 €

247



EBUIROS COLLUTORIO 0,20% DENTSPLY

COLLUTORIO CON CLOREXIDINA 0,20%
Confezione: Flacone da 1 Lt.
Cod. 2736381

~~17,00€~~ **OFFERTA**
15,50 €
cad.

248



ORALSAN COLLUTORIO PROFESSIONAL

Soluzione idroalcolica a base di Clorexina Digluconato allo 0,2%. Espleta una efficace azione contro la placca batterica.
Cod. 39971000 Confezione: Tanica da 5 Lt.

~~83,60€~~ **Sconto 46%**
44,90 €
cad.

249



ROSOL CLINICO OGNA

Compresse effervescenti al fluoro per sciacqui orali alla poltrona.
Confezione: 450 g
Cod. 7051211 - Menta (Verde)

~~43,00€~~ **Sconto 37%**
26,90 €
cad.

250



ENA WHITE KIT MICERIUM

Gel sbiancante al perossido di idrogeno al 35% indicato per lo sbiancamento professionale, per trattamenti rapidi (30 minuti), addizionato con fluoro e nitrato di potassio.
Confezione kit: 1 siringa automix da 5 g, 1 siringa di Ena Dam da 1,5 g e 5 puntali miscelatori
Cod. 6159021

~~104,00€~~ **Sconto 37%**
65,90 €

251



BLANCONE ULTRA IDS

Trattamento sbiancante intensivo in studio con tecnologia biofotonica ad attivazione luminosa. Studiata per affrontare le situazioni più difficili, come denti con macchie da tetraciclina o denti sottoposti a terapia endodontica.
Cod. 38866000 - Kit trattamento individuale

~~89,60€~~ **Sconto 26%**
65,90 €
cad.

252



OPALESCENCE BOOST KIT PAZIENTE ULTRADENT

Trattamento professionale a base di perossido d'idrogeno al 40% addizionato con nitrato di potassio e fluoro per il trattamento di denti vitali e devitalizzati. (2 applicazioni da 20 minuti).
Confezione: 2 siringhe da 1,2ml cad., OpalDam verde da 1,2ml, Isoblock, 10 puntali e scala colori. Cod. 34109000

~~106,83€~~ **Sconto 25%**
79,90 €

253



~~84,60€~~ **Sconto 45%**
46,90 € cad.

OPALESCENCE PF DOCTOR KIT ULTRADENT

8 siringhe da 1,2ml di Opalescence PF, 2 Fogli Sof.tray, 1 Resina LC Block OUT, 1 Dentifricio Opalescence, 1 Trousse Opalescence + accessori
Cod. 36431002 - PF10% INSAPORE
Cod. 36433002 - PF16% INSAPORE
Cod. 36433003 - PF16% MENTA

254



~~77,95€~~ **Sconto 39%**
47,90 € cad.

OPALESCENCE PF KIT PAZIENTE ULTRADENT

Sbiancamento dentale professionale. Confezione: 8 siringhe da 1,2 ml (1,50 g) di Opalescence PF; 1 scala colori; 1 astuccio per mascherina; 1 dentifricio Opalescence da 28,3 g
Cod. 36435002 - PF10% INSAPORE
Cod. 36436002 - PF16% INSAPORE
Cod. 36436003 - PF16% MENTA

255



~~278,41€~~ **Sconto 35%**
179,90 € cad.

OPALESCENCE PF 16% ECONOREFILL ULTRADENT

Confezione: 40 siringhe da 1,2ml di Opalescence PF 16%
Cod. 36434002

256



~~79,90€~~ **Sconto 46%**
42,90 € cad.

OPALESCENCE GO KIT PAZIENTE ULTRADENT

Sistema sbiancante pronto all'uso che non necessita di impronte o modelli in gesso. Dopo la prima utilizzazione presso lo studio dentistico, il paziente prosegue il trattamento a domicilio.
Confezione: 10 mascherine precaricate arc.superiore + 10 arc.inferiore
Cod. 37752000

257



~~202,90€~~ **Sconto 36%**
129,90 €

OPALESCENCE BOOST INTRO KIT ULTRADENT

Trattamento professionale a base di perossido d'idrogeno al 40% addizionato con nitrato di potassio e fluoro per il trattamento di denti vitali e devitalizzati. (2 applicazioni da 20 minuti).
Confezione: 4 siringhe da 1,2 ml cad., 2 OpalDam verde da 1,2 ml, 2 Isoblock, 20 puntali e scala colori. Cod. 34108000

258



~~499,50€~~ **Sconto 29%**
359,00 € cad.

OPALESCENCE BOOST ECONOREFILL ULTRADENT

Confezione 20 siringhe da 1,2ml
Cod. 34113000

259



POLA OFFICE+ KIT 3 PAZIENTI SDI


Sistema sbiancante ambulatoriale a base di perossido d'idrogeno al 37,5%. Contiene nitrato di potassio per inibire la sensibilità post-operatoria. Ph Neutro. Speciale formula del gel che ne aumenta l'adesione ai denti e l'effetto sbiancante. Può essere utilizzato con e senza lampada al fine di accelerare i tempi di trattamento.

Confezione:
3 siringhe Automix da 2,8 ml.
+ 3 siringhe da 1 g. di barriera gengivale
+ accessori
Cod. 36634000

Prodotto cosmetico riservato agli Odontoiatri ed Igienisti dentali

~~191,79€~~ **Sconto 20%**
153,90 € cad.

Minima durata della seduta.
L'intero trattamento richiede meno di 30 minuti.



*Durata totale confrontata con le documentazioni di prodotti concorrenti.

260



~~108,00€~~

Sconto
26%

x12
pz.

79,80 €
cad.

Pari a **6,65 €** cad.

DENTIFRICIO OPALESCENCE 100 ml
ULTRADENT

La sua unica formulazione massimizza l'assorbimento di Fluoro attraverso lo smalto, rimuove efficacemente la patina superficiale, bassi livelli di abrasione.
Cod. 32320000 - Tubo da 100 ml - 133 gr.

261



~~93,60€~~

Sconto
22%

x24
pz.

69,60 €
cad.

Pari a **2,90 €** cad.

DENTIFRICIO OPALESCENCE 20 ml
ULTRADENT

La sua unica formulazione massimizza l'assorbimento di Fluoro attraverso lo smalto, rimuove efficacemente la patina superficiale, bassi livelli di abrasione.
Cod. 32321000 - Tubo da 20 ml - 28 gr.

262

PROPHY BOX PROPHYFLEX 4
KAVO-KERR

KAVO
Dental Excellence

Lucidatura ad aria per una pulizia confortevole

Con il nuovo PROPHYflex 4 avrete a disposizione uno straordinario dispositivo **all-in-one**. Adatto a tutti i denti, a tutti i pazienti e alla maggior parte della applicazioni, per lavorare a livello sopragengivale e sottogengivale.



INCLUSA
POWER CANNULA
(del valore di € 158,00)

Confezione:

- 1x PROPHYflex 4 con doppio puntale
- 1x PROPHYpearls neutral (80 buste)
- 1x PROPHYpearls Selection (80 buste)
- 1x Kerr OptiView Small Kit (2 pezzi)
- 1x Kerr OptiView Standard Kit (2 pezzi)

Cod. 40286003 - BLU WAVE
(PRONTA CONSEGNA)

~~1440,29€~~
OFFERTA
1286,00 €
cad.



Il sistema Kavo che semplifica la lucidatura ad aria.

Il sistema di pulizia dei denti KaVo trasforma la lucidatura ad aria in divertimento: PROPHYflex 4, il nuovo dispositivo per la lucidatura ergonomico e flessibile in combinazione con PROPHYpearls e polvere PROPHYflex o con PROPHYflex Perio Kit e Perio Powder offre a voi e ai vostri pazienti un motivo per sorridere durante ogni applicazione.

Kerr OptiView™ per la preparazione del paziente.

Grazie al flessibile design 3D, Kerr OptiView consente un'applicazione e una rimozione rapide e comode. La retrazione periorale uniforme offre una visuale non ostruita e libero accesso alla cavità orale. Consente di effettuare le procedure senza doversi interrompere e in maniera efficiente, anche durante i trattamenti più lunghi, ed è comodo per pazienti e professionisti.



263



~~138,95€~~
Sconto **32%**
94,90 € cad.

AIR-FLOW CLASSIC COMFORT
EMS

Polvere a base di **bicarbonato di sodio** per la rimozione del biofilm e forti pigmentazioni. Granulometria 40 µm. Confezione: **4 flaconi** da 300 g cad.

Cod. 3404407 - NEUTRAL
Cod. 3400111 - LEMON
Cod. 3404409 - CHERRY

Cod. 3404411 - MENTA
Cod. 39498000 - TUTTI FRUTTI

264



~~133,66€~~
Sconto **29%**
94,90 € cad.

AIR-FLOW PERIO
EMS

Polvere per profilassi a base di glicina minimamente abrasiva grazie alla grana extra fine, indicata per la rimozione della placca subgingivale è delicata e ha un impatto minimo su tessuti molli, gengiva, aree palatali e superfici dei denti naturali. Granulometria 25 µm. Confezione: **4 flaconi** da 120 g cad. Cod. 3404406

265



~~146,00€~~
Sconto **20%**
116,90 € cad.

AIR-FLOW PLUS
EMS

Polvere per profilassi a base di eritritolo. Ideale per trattamenti sopra e sotto-gengivali mini invasivi in unica fase su tutti i tipi di superficie: smalto, dentina, tessuti molli, restauri, apparecchi ortodontici e superfici implantari. Granulometria 14 µm. Confezione: **4 flaconi** da 120 g cad. Cod. 37659000

266



~~126,60€~~
Sconto **28%**
92,90 € cad.

PROPHYPEARLS
KAVO

Le KaVo PROPHYPEARLS hanno la forma di sfere e quindi un potere pulente ottimale: la morfologia arrotondata offre numerose superfici di contatto in più rispetto alla polvere tradizionale lavorando in modo ancora più efficiente. Sono particolarmente delicate con i denti in quanto prive di spigoli. Granulometria 60-70 µm. Confezione: **4 flaconi** da 250 g cad. Cod. 38906000 - NEUTRO

267



~~144,27€~~
Sconto **20%**
115,90 € cad.

Cod. 5413560 - NEUTRO

PROPHYPEARLS 80x15 gr.
KAVO

Le KaVo PROPHYPEARLS hanno la forma di sfere e quindi un potere pulente ottimale: la morfologia arrotondata offre numerose superfici di contatto in più rispetto alla polvere tradizionale lavorando in modo ancora più efficiente. Sono particolarmente delicate con i denti in quanto prive di spigoli. Granulometria 60-70 µm. Confezione: **80 buste da 15 g** cad. (1200 g)

268



~~175,09€~~
Sconto **26%**
128,90 € cad.

Cod. 41051000 - MENTA

269



OFFERTA
110,00 €

PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH
MECTRON

Polvere per profilassi a base di carbonato di calcio (granulometria compresa tra 45 µm e 75 µm). Grazie alla forma sferica delle sue particelle, rimuove efficacemente ed in maniera mini-invasiva il biofilm batterico sopragengivale. Dona un effetto brillante sui denti senza danneggiare lo smalto. Riduce l'acidità del pH orale e l'effetto aerosol, diminuendo il rischio di intasamento dei dispositivi. Confezione: **4 flaconi** da 250 g cad. Cod. 40671000 - NEUTRO

270



OFFERTA
52,00 € cad.

PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE
MECTRON

Polvere per profilassi a base di Glicina, granulometria intorno ai 25 µm. Rimuove efficacemente il biofilm batterico sopra e sottogengivale. Gusto dolce. Confezione: **2 flaconi** da 160 g cad. Cod. 39445000

271



~~15,00€~~ **Sconto 53%**
7,10 € cad.

CLEAN POLISH - SUPER POLISH KERR

Paste a base di pomice
Pasta rinforzata indicata per pulire in modo semplice ed efficace i denti naturali e i restauri in metallo. Confezione: tubetto da 50 g
Cod. 4703590 - CLEAN POLISH
Cod. 4703591 - SUPER POLISH

272



~~92,95€~~ **Sconto 36%**
59,50 € cad.

CLEANIC PORZIONI SINGOLE KERR

Pasta per profilassi "one step" che garantisce straordinari risultati di pulizia e lucidatura con bassa abrasione dei denti in una procedura monofase. Confezione: 200 porzioni singole da 2gr + n.3 anelli portapasta
Cod. 4703500 - CON FLUORO

273



~~79,60€~~ **Sconto 39%**
48,90 € cad.

CLEANIC REFILL CARTRIDGE KERR

Pasta per profilassi universale dall'azione delicata. Confezione: barattolo da 200gr.
Cod. 4703531 - CON FLUORO
Cod. 4703532 - SENZA FLUORO

274



~~27,60€~~ **Sconto 50%**
13,90 € cad.

CLEANIC CON FLUORO TUBO 100GR KERR

Pasta per profilassi universale dall'azione delicata. Confezione: tubo da 100gr
Cod. 22757000 - MELA VERDE / SENZA MENTOLO
Cod. 4703501 - MENTA

275



~~24,87€~~ **Sconto 36%**
15,90 €

DETARTRINE Z SEPTODONT

Pasta per detartraggio a grana grossa, 1° passaggio. Confezione: 1 vasetto da 45g
Cod. 7050471

276

SPAZZOLINO BUTLER GUM BUTLER

Setole morbide, testina slender.
Cod. 1670060 - SLENDER SOFT



Setole dure. **Cod. 16022001** - ADULTI 305



Setole morbide, testina grande.
Cod. 1670130 - FULL SOFT



~~28,56€~~ **Sconto 33%**
per **12 PEZZI** **19,20 €**

PARI A
1,60 € cad.

Spazzolino classico con setole dalle estremità arrotondate con profilo Dome Trim. Dotato di stimolatore gengivale in gomma. Confezione: 1 pezzo

277

PROPHYBRUSH KUMAPAN

Spazzolini a coppetta per profilassi.

OFFERTA

CONFEZIONE: **60 PEZZI**
Cod. 7000650 IN SETOLA NATURALE.
Cod. 7000652 IN NYLON.

~~40,60€~~ **Sconto 39%**
24,90 € cad.
CONFEZIONE: **60 PEZZI**



CONFEZIONE: **12 PEZZI**
Cod. 7000651 IN SETOLA NATURALE.
Cod. 7000653 IN NYLON.

~~9,70€~~ **Sconto 29%**
6,90 € cad.
CONFEZIONE: **12 PEZZI**

278

GUM DENTURE SPAZZOLINO PROTESI GUM BUTLER

Setole in nylon disposte su entrambi i lati della testina per una più efficace pulizia delle protesi dentarie; manico angolato in duplice materiale per una presa sicura; 5 file, 39 ciuffi. Confezione: 1 pezzo
Cod. 1671020 - 201 PROTESI MOBILI

~~39,24€~~ **OFFERTA**
per **12 PEZZI** **30,00 €**

PARI A
2,50 € cad.

279

**BITE BOX
KUMAPAN**

Contenitori colorati per bite, in polipropilene atossico. Sterilizzabili a freddo e in autoclave fino a 134°C. Confezione: 10 pezzi per ogni singolo colore (a scelta)

7006000	Bianco
7006001	Azzurro
7006002	Fuxia
7006003	Giallo
7006004	Verde



~~6,50€~~ **Sconto 24%**
per 3 CONF. **4,95€** cad.

Sconto 22%
5,10€ cad.
per 1 CONF.

280

**PORTA PROTESI ORTHO BOX
KUMAPAN**

Contenitori colorati per apparecchi ortodontici e protesi, in polipropilene atossico, con chiusura a cerniera. Sterilizzabili a freddo e in autoclave a 134°C. Confezione: 10 pezzi.

7000600	Azzurro	7000605	Arancione
7000601	Fuxia	7000606	Blu
7000602	Bianco	7000607	Giallo fluo
7000603	Verde	7000608	Assortiti
7000604	Rosso		



~~7,11€~~ **Sconto 30%**
per 3 CONF. **4,95€** cad.

Sconto 28%
5,10€ cad.
per 1 CONF.

281



**ALGI CLEANER POLVERE
KUMAPAN**

Detergente in polvere concentrato, indicato per l'eliminazione dei residui di alginato dai portaimpronte. Con 1 Kg di Algi Cleaner è possibile realizzare 12,5 litri di soluzione; inoltre, dopo l'utilizzo, può essere smaltito nella rete idrica. Confezione: barattolo da 1 kg. Cod. 7000700

~~29,15€~~ **OFFERTA**
25,90€ cad.

282



**PHOTOTRAY LC
KUMAPAN**

Cod. 7000754 - ROSA
Cod. 7000755 - TRASPARENTI

Basi in resina fotopolimerizzabili per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio. Confezione: 50 pezzi

~~52,53€~~ **Sconto 28%**
37,90€ cad.

283



**UFI GEL SC RICAMBIO CARTUCCIA
VOCO**

Materiale in cartuccia autopolimerizzante a freddo. A base siliconica addizionata (Tipo A) per ribasature **morbide** dirette e indirette. Biocompatibile. Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + mixing tips. Cod. 9100098

~~106,60€~~ **Sconto 27%**
77,90€ cad.

284



**BONE WAX CERA PER OSSO
ETHICON**

Cera per osso. Confezione: 1 bustina da 2,5 gr. Cod. 3312450

~~16,75€~~ **Sconto 37%**
10,50€ cad.

285



~~33,00€~~ **Sconto 24%**
24,99€ cad.

CERA AZZURRINA MORBIDA ZETA

Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°. Confezione: scatola da 44 bastoncini.
Cod. 9880770

286



~~27,91€~~ **Sconto 29%**
19,90€ cad.

CERADENT ZETA MASTICAZIONE ROSA ZETA

Cera in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm; fusione 60°. **Cod. 9880700**

287



~~14,57€~~ **Sconto 51%**
7,99€ cad.

TENATEX CERA ROSSA KEMDENT

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm. Confezione: 500 g
Cod. 5460200

288

LAVA ULTIMATE PER CEREC 3M ESPE

Blocchetti in vetroceramica per la tecnologia CAD/CAM, indicato per un'ampia gamma di restauri. Confezione: 5 pezzi.

35413004	14L A2 HT	35413010	14L D2 LT
35413005	14L A3 HT	35413023	14L A2 LT
35413006	14L A3,5 LT	35413024	14L A3 LT



OFFERTA
99,00€ cad.

289

ivoclar SUPER OFFERTA OUTLET -50%

IPS EMPRESS CAD per CEREC/INLAB



Blocchetti in vetroceramica rafforzata con leucite per la tecnica CAD/CAM. Oltre alle caratteristiche foto-ottiche, questi blocchetti in ceramica si distinguono per la loro resistenza alla flessione biassiale media di 185 MPa. I restauri IPS Empress CAD entusiasmano per la loro traslucenza naturale e per la convincente estetica. Confezione: 5 pezzi.

IPS EMPRESS CAD for CEREC/inLab Multi/C14L - 5pz

Codice	Variante	OFFERTA
22364001	A1	89,00€ 44,50
22364002	A2	
22364003	A3	
22364004	A3,5	
22364005	B1	

IPS E.MAX CAD per CEREC/INLAB



Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici.

IPS e.max CAD ha uno spettro di indicazioni estremamente vasto nel campo della vetroceramica CAD/CAM. L'elevata resistenza (530 MPa) della vetroceramica al disilicato di litio consente per le corone interamente anatomiche uno spessore a partire da 1 mm e per le faccette sottili da 0,4 mm.

L'assortimento di blocchetti IPS e.max CAD comprende una ponderata gamma di gradazioni di traslucenza e di colori per l'eccellente adattamento alla naturale estetica. A seconda della situazione clinica si ha a disposizione un blocchetto nel colore desiderato per il restauro. Le caratteristiche individuali dei pazienti possono essere completate mediante tecnica di pittura, cut-back oppure di stratificazione. Confezione: 5 pezzi

IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB LT A16 (L) - 5pz

Codice	Variante	OFFERTA
38061001	A2	271,50€ 135,75
38061002	A3	
38061003	A3,5	

IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB LT A16 (S) - 5pz

Codice	Variante	OFFERTA
40179002	A2	271,50€ 135,75
40179003	A3	

Offerte disponibili in numero limitato e fino ad esaurimento scorte.

290



6,50 €
cad.

GUANTI LATTICE MULTIPRO SENSITIVE POWDER FREE ICO GUANTI

Guanto medicale in LATTICE DI GOMMA NATURALE senza polvere
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 35564001 - XS
Cod. 35564002 - S
Cod. 35564003 - M

291



5,90 €
cad.

GUANTI LATTICE 51 LEGGERMENTE TALCATI REFLEXX

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. AQL 1.5.
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 40928001 - L
Cod. 40928002 - M
Cod. 40928003 - S
Cod. 40928005 - XS

292



6,10 €
cad.

GUANTI NITRILE N80 ULTRA SOTTILI POWDER FREE REFLEXX

Guanti in nitrile senza polvere gr. 3.0. Spessore 0,06 mm Monouso ambidestri. 100% Latex Free.
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 40733003 - L
Cod. 40733002 - M
Cod. 40733001 - S
Cod. 40733004 - XL

293



10,90 €
cad.

GUANTI LATTICE ALOECARE POWDER FREE REFLEXX

Guanti in lattice con aloe vera. Il calore e l'umidità della mano riattivano le proprietà benefiche dell'ALOE VERA.
Superficie microruvida. **SENZA POLVERE**
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 22968001 - XS
Cod. 22968002 - S
Cod. 22968003 - M
Cod. 22968004 - L
Cod. 22968005 - XL

294



5,90 €
cad.

GUANTI NITRILE EKO ZERO POWDER FREE GARDENING

Guanti monouso in nitrile senza polvere
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 40905003 - L
Cod. 40905002 - M
Cod. 40905001 - S
Cod. 40905004 - XS

295



5,90 €
cad.

FINO AD ESAURIMENTO

GUANTI NITRILE POWDER FREE

Guanti in nitrile senza polvere
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 40904001 - M
Cod. 40904003 - S

296



4,50 €
cad.

GUANTI VINILE 36 TRASPARENTI REFLEXX

100% Latex Free. Buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti. **SENZA POLVERE**
Confezione: 1 scatola da 100 pezzi

Cod. 39794001 - S
Cod. 39794002 - M
Cod. 39794003 - L

297



19,50 €
cad.

GUANTI CHIRURGICI STERILI TALCATI GARDENING

Guanti chirurgici sterili in puro lattice di gomma naturale finemente talcati. La superficie microruvida assicura una presa ottimale, la forma anatomica garantisce massima sensibilità.
Confezione: 1 scatola da 50 PAIA (100 pezzi)

Cod. 41220000 - 6.5
Cod. 41221000 - 7
Cod. 41223000 - 7.5
Cod. 41224000 - 8

298



CONFEZIONE **25** PZ.
6,75 €
BOX

0,27 €
a MASCHERINA

MASCHERINE FFP2 - 25 pz.

Mascherine FFP2 certificate CE1463, scatola da 25 mascherine ffp2 confezionate singolarmente, istruzioni in italiano. **cod. Z15200**

299



CONFEZIONE **25** PZ.
8,00 €
BOX

0,32 €
a MASCHERINA

MASCHERINE FFP2 NERA - 25 pz.

Mascherine FFP2 nere certificate EN 149:2001-A1:2009. **Cod 41093000**

300

OFFERTA MASCHERINE FFP2 + TERMOMETRO A INFRAROSSI



ACQUISTA
3 CONFEZIONI DI MASCHERINE FFP2
e **1** TERMOMETRO A INFRAROSSI
A SOLI 49,00 €



Codice	Articolo	Q.tà
Z15200	MASCHERINE FFP2 - 25 pz.	3 cf.
40798000	TERMOMETRO A INFRAROSSI	1 pz.

301



CONFEZIONE **50** PZ.
7,50 €
BOX

0,15 €
a MASCHERINA

**MASCHERINE CHIRURGICHE TYPE II-R
EN14683:2019 CE**

Mascherine chirurgiche monouso con stringinaso incorporato. Confezione: 50 pezzi **Cod 40776000**

302



CONFEZIONE **1** PZ.
4,20 €
cad.

**TUTA BIANCA
DPI CAT. III**

Tuta di protezione con cappuccio, zip centrale coperta, maniche a giro, polsino, vita, fondo gamba con elastico. Tessuto 100% polipropilene + film di poliestere 50 gr/m². UNI EN ISO 13688 - UNI EN 14126 Confezionati da 1 pezzo. **Cod 41089000**

303



ACQUISTA **3** CONFEZIONI A:
13,10 €
cad.

20,00 € cad.

**MASCHERINE PROTECTION 3
MONOART - EURONDA**

per 1 CONF.

Mascherina **Protection 3**: tripla protezione da batteri, polveri e aerosol. DM Classe I - EN 14683 standard, tipo II - ASTM F 2100, livello I. Confezione: 50 pezzi

3325089	Azzurro
3325090	Verde

304



ACQUISTA **3** CONFEZIONI A:
16,50 €
cad.

25,00 € cad.

**MASCHERINE PROTECTION 4
MONOART - EURONDA**

per 1 CONF.

Mascherina **Protection 4**: protezione totale anche da residui, umidità e fluidi. DM Classe I - EN 14683 standard tipo IIR - ASTM F 2100 level III. Confezione: 50 pezzi

37275001	Azzurro
37275002	Verde

305



CONFEZIONE 10 PZ.

1,20 €
a CAMICE

**CAMICI TNT
DPI CAT. I - 10 pz.**

Camici monouso in TNT idrorepellenti.
Polsino con elastico. 30Gr.
Cod 41485000 - AZZURRO

306



CONFEZIONE 5 PZ.

1,50 €
a CAMICE

**CAMICI TNT BIANCHI
DPI CAT. I - 5 pz.**

Camici monouso in TNT idrorepellenti bianchi.
Polsino con elastico. 30Gr.
Cod 41486000

307



CONFEZIONE 5 PZ.

1,70 €
a CAMICE

**CAMICI TNT
DPI CAT. I - 5 pz.**

Camici monouso in TNT idrorepellenti.
Polsino con elastico. 30Gr.
Cod 41484000 - VERDE

308



CONFEZIONE 10 PZ.

2,29 €
a CAMICE

**CAMICI VISITATORE
DPI CAT. I - 10pz**

Camice visitatore monouso in TNT 30gr.
colore azzurro, taglia unica. Doppia chiusu-
ra posteriore con lacci, polsini in maglia.
Idrorepellente.
Dispositivo Medico di classe I non sterile.
Cod 40952000

309



CONFEZIONE 20 PZ.

3,90 €
a CAMICE

**CAMICI TNT BIANCHI
DPI CAT. III
UNIEN 14126:2004 - 20 pz.**

Cod 40799000

310



CONFEZIONE 20 PZ.

9,90 €
a CAMICE

FINO A
20 LAVAGGI
A 90°

**CAMICE TNT BIANCHI
DPI CAT. III - LAVABILE
EN 14126:2004 - 20 pz.**

Cod 40801000

311



CONFEZIONE 15 PZ.

5,49 €
a CAMICE

**CAMICI STERILI CAT. I
ANGIODYN SMS - 15 pz.
BBRAUN**

Camice Chirurgico Sterile in SMS Idrorepel-
lente - Taglia L. Imbustati singolarmente,
polsini in maglia, 43 gr., chiusura con velcro
al collo.
Confezionati da 15 pezzi.
Cod 40834000

312



44,90 €
a CAMICE

**CAMICE PROTETTIVO TTR
AUTOCLAVABILE o LAVABILE
MONOART - EURONDA**

Camice protettivo ideale per prevenire la trasmissione di
agenti infettivi e la contaminazione crociata. Realizzato in
microfibra di poliestere antistatica e idrorepellente. Made in
Italy. Riutilizzabile fino a 80 volte e sterilizzabile in autoclave
a 134°C o lavabile a una temperatura compresa tra i 60° e
70°C con detergenti neutri o non ionici. Taglia M.
Cod 40951000

313



6,90 €
cad.

BANDANA COLORATA
100% COTONE ANTIMICROBICO
CONFEZIONI CAPPELLO

Bandana tessuto 100% cotone antimicrobico, tinta unita, con laccetti posteriori. **AUTOCLAVABILE**, con ciclo delicato 130°. Taglia unica. Unisex
Confezione: 1 pezzo

40953001	Verde chirurgico	40953003	Turchese
40953002	Canna da zucchero	40953004	Bianco

314



9,90 €
cad.

BANDANA FANTASIA UNISEX
CONFEZIONI CAPPELLO

Bandana tessuto fantasia regolabile con laccetti posteriori. Taglia unica. Modello unisex. Tutte le fantasie Poliestere 65% - Cotone 35%.
*Fantasia MOLARI 100% cotone. Confezione: 1 pezzo

40954001	Gufetti	40954005	Nastri	40954009	Molari*
40954002	Zampette	40954006	Polipo	40954010	Mim. Grigio
40954003	Happy Teeth	40954007	Farfalle	40954011	Mim. Verde
40954004	Cuori	40954008	Libellule	40954012	Mim. Blu

315



3,99 €
cad.

CUFFIETTE TNT BIANCHE 100 pz.

Codice	Variante	Offerta
40810000	CUFFIETTE TNT BIANCHE - 100pz	3,99 € cad.

316



5,90 €
cad.

COPRISCARPE CPE AZZURRI - 100 pz.

Sovrascarpe monouso realizzati in CPE gofrato, disponibili in taglia unica, con elastico di chiusura alla caviglia e impermeabili. Ideali per pazienti e operatori. Dispositivo Medico di classe I non sterile
Confezione: 100 pezzi. **Cod. 40809000**

317



4,99 €
cad.

CUFFIETTE TNT VERDI 100 pz.

Codice	Variante	Offerta
41163000	CUFFIETTE TNT VERDI - 100pz	4,99 € cad.

318



5,90 €
cad.

COPRISCARPE PE
EASY LINE KUMA AZZURRI - 100 pz.
PERFECTO

Sovrascarpe monouso realizzati in PE, disponibili in taglia unica, con elastico di chiusura alla caviglia. Ideali per pazienti e operatori.
Confezione: 100 pezzi. **Cod. 40157000**

319



CONFEZIONE **8** TAPPETI
99,89 €
a CONF.

SOLO
12,49 €
a TAPPETO

TAPPETI DECONTAMINANTI

Tappeto decontaminante e batteriostatico in poliestere adesivizzato. Misura 115x45 cm. Confezione: **8 tappeti da 30 fogli**.
Cod. 40937000

320



CONFEZIONE **6** PZ.
32,90 €
a CONF.

SEPARATORE LABIALE OBF
TRAYART

Apribocca monouso provvisto di tubo di aspirazione che riduce il rischio di contaminazione crociata negli studi dentistici. Si collega all'aspirazione della poltrona da lavoro. Confezione: 6 pz.
Cod. 40753000

321



Made in Italy

19,90 €
cad.

RIGENERA SHELL
VISIERA FACCIALE PROTETTIVA

Le Rigenera Shell sono visiere protettive rinforzate con barra in acciaio Inox, bottoni in Nylon 6.6, visiera in PET trasparente, elastici in cotone e spugna di poliuretano espanso. Sono confezionate singolarmente e dispongono di una pellicola protettiva sulla visiera che va rimossa prima dell'uso. Le visiere possono essere pulite con un panno antigraffio e un disinfettante a base alcolica. **Cod. 40705500**

322



Made in Italy

9,90 €
cad.

RIGENERA SHELL LIGHT
VISIERA FACCIALE PROTETTIVA

Visiere protettive 300 x 250 mm (L x H) peso 64 gr. con bottoni in Nylon 6.6, visiera in PET trasparente, elastici in cotone e spugna di poliuretano espanso. Sono confezionate singolarmente e dispongono di una pellicola protettiva sulla visiera che va rimossa prima dell'uso. Le visiere possono essere pulite con un panno antigraffio e un disinfettante a base alcolica. **Cod. 4076200**

323



7,90 €
cad.

VISIERA FACCIALE PROTETTIVA
(22x18cm) + MONTATURA

Visiere facciali protettive con montatura ad occhiale inclusa. Spessore: 175 micron. Dimensione schermo 22 x 18 cm. **Cod 4075100**

324



2,90 €
cad.

RICAMBIO VISIERA FACCIALE
(22x18cm) + MONTATURA ESCLUSA

Visiera protettiva in policarbonato per dentista odontoiatra. Montatura esclusa. Spessore: 175 micron. Dimensione schermo 22 x 18 cm. **Cod 4075200**

325



DISPOSA-SHIELD
DENTSPLY

SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE INFEZIONI CROCIATE.

Pellicole realizzate in un sottile e resistente film di polietilene trasparente. Disposa Shield previene la contaminazione proteggendo le impugnature delle lampade, i pannelli di comando, i micromotori, i cavi, i manopoli delle turbine e dell'apparecchiatura di detartrasi, le siringhe aria/acqua.

a partire da
49,90 €
cad.

Codice	Variante	Offerta
2734500	N1 Per manici delle lampade, pannelli di controllo, interruttori e altre superfici che potrebbero essere toccate durante le procedure cliniche cm 4,5x45 - 1000 pezzi	59,90 € cad.
2734502	N3 Per turbine, tubazioni di aspirazione, terminali e manopoli del Cavitrone, e per manicotti dell'aspirasaliva 4,5x45 - 250 strappi	49,90 € cad.
2734503	N4 Per tutti i tipi di poggiatesta e testate dei radiografici Misura cm 23x30 + soffietto cm 14 - 250 strappi	72,50 € cad.

326

L'UNICO PRODOTTO CHE ELIMINA IL VIRUS SARS-COV2 IN 30 SECONDI

Materiale ibrido multi-metallo a base di rame ed altri metalli puri e naturali in grado di **eliminare virus e batteri dalle superfici di contatto** in pochi secondi interrompendo la catena di trasmissione. La pellicola CovidSafe può essere facilmente installata su **tutte le superfici sia in ambienti esterni che interni**. Si consiglia la sostituzione ogni 4 mesi o alla comparsa del segnale di sostituzione.

COVID SAFE OFFICE KIT PRO



52,00 € cad.

Ogni KIT contiene:
n.1 foglio pre-tagliato
n.1 foglio senza pre-tagli
Misura fogli 208x310 mm
Cod. 40974000

COVID SAFE KIT MANIGLIE TUBO g6CM

Tubo termo-retraibile che riduce fino a due volte il suo diametro.



Diametro 19 mm
Cod. 40975000

53,90 € cad.

Diametro 25 mm
Cod. 40976000

72,90 € cad.

Diametro 31 mm
Cod. 40977000

88,90 € cad.

Accessori Optra

Promo 327

OptraGate

Retrattore di labbra
e guance privo di lattice.

Confezione da 80 pezzi

Cod. 9076290 - Assortito
Cod. 9076295 - Junior
Cod. 9076291 - Regular
Cod. 9076292 - Small

Prezzo Offerta € 112,90



Promo 328

OptraDam Plus

Diga in gomma tridimensionale,
anatomica, flessibile.

Confezione da 50 pezzi

Cod. 25066001 - Assortito
Cod. 25066002 - Regular
Cod. 25066003 - Small

Prezzo Offerta € 90,10



Promo 329

OptraGloss


Il sistema universale per
la lucidatura di compositi e ceramiche

Composite Kit Cod. 40949000

Prezzo Offerta € 50,90



330



COPRITESTIERA TNT

Prodotta in T.N.T. da 35 g/mq. in diversi colori resistente e adattabile ad ogni tipo di poggiatesta, grazie ad una fettuccia elastica. Non sterile. Confezione: 100 pezzi

~~14,36€~~ **Sconto 52%**
per 4 CONF. **6,95 €** cad.

Sconto 45%
7,95 € cad.
per 1 CONF.

Cod. 40159001 - AZZURRO
Cod. 40159002 - BIANCO
Cod. 40159003 - VERDE

331



COPRIRIUNITO TNT

In TNT di polipropilene, anallergico e traspirante, grammatura 35 g/mq. Misura universale, adattabile su tutti i modelli di riunito. Confezione: 25 copri seduta + 25 copri schienale

~~36,24€~~ **OFFERTA**
per 4 CONF. **29,90 €** cad.

32,50 € cad.
per 1 CONF.

Cod. 40158001 - AZZURRO
Cod. 40158002 - BIANCO
Cod. 40158003 - VERDE

332

MANTELLINE IN ROTOLO PG30 MONOART/EURONDA



Mantellina proteggi paziente in rolo composta da un velo di carta altamente assorbente accoppiato e gofrato con un velo di polietilene impermeabile.

80 STRAPPI MISURE 61 X 53 CM

COLORE	Azzurro	Verde	Giallo
CODICE	3325125	3325123	3325119
	Blu	Arancione	Lilla
	3325121	3325117	21625000

60 STRAPPI MISURE 81 X 53 CM

COLORE	Azzurro	Verde	Blu	Arancione	Lilla
CODICE	3325126	3325124	3325122	3325118	3326100

~~93,60€~~ **Sconto 43%**
per 6 CONF. **53,40 €**

Pari a **8,90 €** cad.
Sconto 30%
10,90 € cad.
per 1 CONF.

333

MANTELLINE IN ROTOLO KUMAPAN

Mantelline in rolo, 2 strati di ovatta + 1 di polietilene.



80 STRAPPI MISURE 50 X 60 CM

COLORE	Azzurro	Verde	Giallo	Rosa
CODICE	7000230	7000250	7000260*	7000261

60 STRAPPI MISURE 50 X 80 CM

COLORE	Azzurro	Verde	Giallo	Rosa
CODICE	7000231	7000251	7000252*	7000253

*ULTIMI PEZZI DISPONIBILI

~~72,96€~~ **Sconto 47%**
per 6 CONF. **39,00 €** cad.

Pari a **6,50 €** cad.
Sconto 30%
8,50 € cad.
per 1 CONF.

334



REGGI SALVIETTE MONOUSO PREMIUM PLUS

Reggi tovaglioli/salviette igienici monouso in carta, di facile applicazione, misura universale estensibile fino a 60 cm, larghezza 1,5 cm x lunghezza 44 cm. Evita la pulizia delle catenelle, cestinabile assieme alla salvietta. Confezione: 100 pz. Cod. 41173000

~~10,15€~~ **OFFERTA**
8,30 € cad.

335



APRIBOCCA AUTOCLAVABILE LATEX FREE PREMIUM PLUS

Apribocca Mouth Prop per adulti realizzato in silicone resistente agli agenti chimici e autoclavabile. Misura 30x40x30mm. **Latex free** Cod. 41286000

~~16,24€~~ **Sconto 50%**
8,10 € cad.

336



250 Pz.

~~6,18€~~ **Sconto 29%**
per 3 CONF. **4,40€**
DA 250 PZ. cad.

5,20€ cad.
per 1 CONF.

ASPIRASALIVA 250 pz. KUMAPAN

Aspirasaliva monouso, prodotto in PVC atossico. Confezione: 250 pezzi

Cod. 7000451 - TRASPARENTI
Cod. 7000453 - BLU
Cod. 7000456 - VERDI

337



COLORATI ~~74,40€~~ **Sconto 27%**
per 30 CONF. **54,00€**

Pari a 1,70€ cad.

BICCHIERI KUMAPAN

Bicchieri monouso da 200 cc. con bordo arrotondato
Confezione: 1 sacchetto da 100 pezzi

BIANCHI

Sconto 34%
x30 cf. **36,00€**
Pari a 1,20€ cad.

7000465	Blu		
7000466	Celeste		
7000468	Verde Chiaro	7000459	Bianco

338



Sconto 21%
~~2,80€~~
per 3 CONF. **2,20€** cad.

Offerta
2,50€ cad.
per 1 CONF.

ASPIRASALIVA 100 pz. MONOART/EURONDA

Aspirasaliva monouso, prodotto in PVC atossico. Confezione: 100 pezzi

39209001	Trasp.	39209005	Blu		
39209002	Verde	39209006	Rosa	39209009	Grigio
39209003	Giallo	39209007	Lilla	39209010	Vinaccia
39209004	Arancione	39209008	Lime	39209011	Blu Laguna

339



Sconto 32%
~~84,00€~~
per 30 CONF. **57,00€**

Pari a 1,90€ cad.

BICCHIERI MONOART/EURONDA

Bicchieri monouso da 200 cc. in plastica con bordo arrotondato. Disponibili in numerosi colori. Confezione: 1 sacchetto da 100 pezzi

3325320	Lime		
3325325	Lilla	3325083	Rosa
3325080	Verde	3325084	Arancione
3325081	Azzurro	3325085	Rosso
3325082	Giallo	3325086	Blu

340



Sconto 24%
~~10,34€~~
7,90€ cad.

ASPIRASALIVA HYGOFORMIC BIO ORSING

Aspirasaliva a riciclo sagomabile con fermalingua fabbricato nel materiale ecologico **BIO GREEN PE** verde di origine non fossile (canna da zucchero). Confezione: 100 pz in buste di plastica compostabile.
Cod. 41280000

341



OFFERTA
~~4,06€~~
3,40€ cad.

BICCHIERI BIO-CUP.C IN PLA COMPOSTABILI LARIDENT

Bicchieri monouso in PLA compostabile, capacità 180 ml. Confezione da 50 bicchieri, imbustati in sacchetto eco in Mater B.
Cod. 40488000

bio plastic

342



Sconto 22%
~~99,98€~~
78,00€ cad.

Cod. 1340324 - MINI
Cod. 1340325 - STANDARD

SANITIP DENTSPLY

Sanitip terminale monouso per siringa aria/acqua
Confezione: 250 puntali + 250 guaine

343



Sconto 32%
~~56,67€~~
38,50€ cad.

PUNTALI AIR WATER SYRINGE PREMIUM PLUS

Puntali monouso per siringa aria/acqua da utilizzarsi con adattatori compatibili. Confezione: 250 pz.

Cod. 8126002 SHORT 63 mm
Cod. 8126001 LONG 85 mm

344

DIGA BIODAM

SUPER OFFERTA

~~14,72€~~

8,90 €
cad.

-40%

NEW



Cod. 41459000 - MEDIUM BLU
Cod. 41460000 - MEDIUM VERDE
Cod. 41461000 - HEAVY VERDE

A base di lattice di gomma naturale ottimizzato per offrire un'elevata resistenza allo strappo e le giuste proprietà elastomeriche per una resistenza e un allungamento eccezionali. Il lattice a basso contenuto proteico viene utilizzato per ridurre al minimo il rischio di sensibilità. Spessori standard di 0,18 mm (Light), 0,23 mm (Medium) e 0,28 mm (Heavy). Confezione: 36 fogli in fogli 15 x 15 cm (6" x 6").

345

DIGA ISODAM LATEX FREE

SUPER OFFERTA

~~30,35€~~

19,50 €
cad.

-36%

NEW



Alternativa senza lattice fatta di **poliisoprene** elastico e sintetico. È pensato per chi è sensibile al lattice naturale ma non vuole rinunciare ai benefici di una diga di gomma. Confezione: 15 pezzi in fogli 15 x 15 cm (6" x 6").
Cod. 41462000 - MEDIUM AZZURRA

346

Sconto

41%

~~20,00€~~

11,90 €
cad.



DIGA HYGENIC HYGENIC

In puro lattice di gomma, in fogli 15 x 15 cm. Confezione: 36 fogli
Cod. 4630108 - BLU MEDIA

347

Sconto

31%

~~19,60€~~

13,50 €
cad.



DIGA NIC TONE NIC TONE

In puro lattice di gomma, profumata. In fogli 15 x 15 cm. Confezione: 36 pezzi.
Cod. 6290020 - BLU MEDIA
Cod. 6290021 - VERDE MEDIA

348

Sconto

62%

~~9,06€~~

3,45 €
cad.



RULLI SALIVARI KUMAPAN

Rulli salivari in puro cotone ad alto potere assorbente. Confezione: 300 g
Cod. 7000475 - Misura 1
Cod. 7000476 - Misura 2
Cod. 7000477 - Misura 3

349

OFFERTA

5,90 €
cad.



TOPPER 8 ETHICON

Compresses in TNT a 4 strati ad alto potere assorbente. Totalmente biodegradabili, misura 5 x 5 cm. Confezione: 1 scatola da 200 garze **NON STERILI**
Cod. 3313050

350

Sconto

25%

~~2,47€~~

1,85 €
cad.



GARZE STERILUX ES NON STERILI HARTMAN

Garze in puro cotone misura 5 x 5 cm. Confezione: 1 scatola da 100 garze **NON STERILI**
Cod. 7830105

351



**SALVIETTE TOWEL UP
MONOART/EURONDA**

Salvietta in pura ovatta di cellulosa altamente assorbente accoppiata e gofrata con film di polietilene impermeabile. Confezione: 500 pz.

39005001	Verde	39005005	Aranzone	39005008	Lilla
39005002	Azzurra	39005006	Blu	39005009	Lime
39005003	Gialla	39005007	Bianca	39005013	Blu Laguna

~~24,95€~~
Sconto **24%**
per 2 CONF. **18,90€** cad.

Offerta
21,85€ cad.
per 1 CONF.

352



**SALVIETTE PLASTIFICATE
KUMAPAN**

Salviette plastificate, gofrate, a 3 strati (2 di ovatta e 1 di polietilene) 33 x 45 cm. Confezione: 500 pezzi

7000240	Verde	7000242	Giallo	18083001	Aranzone
7000241	Azzurro	7000243	Rosa	18083002	Blu

~~21,92€~~
Sconto **53%**
per 2 CONF. **10,50€** cad.

Sconto **42%**
12,90€ cad.
per 1 CONF.

353

**ASCIUGAMANI
MINI ROLL
KUMAPAN**



Asciugamani a svolgimento orizz. "mini", 2 veli, 60 m, 157 strappi da 38 cm. Confezione: 12 rotoli Cod. 7001485

~~39,15€~~
Sconto **31%**
26,90€ cad.

354

**ASCIUGAMANI
MAXI ROLL
KUMAPAN**



Asciugamano in rotolo, 2 veli, 42 g/mq, micro gofrato, ad alta assorbenza; 800 strappi, 296 m. Confezione: 2 pezzi Cod. 7001481

~~36,99€~~
Sconto **33%**
24,90€ cad.

355



**ASCIUGAMANI PIEGATI A "C"
KUMAPAN**

Asciugamano piegato a "C", 2 veli, gofrato, in pura cellulosa. Confezione: 3260 asciugamani Cod. 7001420

~~50,27€~~
OFFERTA
42,75€ cad.

356



**ASCIUGAMANI
SOFT TORK PREMIUM
TORK**

Asciugamani di qualità TAD (ovatta soffiata) con gofratura. Colore: bianco. Formato aperto: 21,2 x 34 cm. Formato piegato: 21,2 x 8,5 cm. Confezione: 2.100 asciugamani (21 confezioni da 100 pz. cad.) Cod. 37418000

OFFERTA
61,50€ cad.

357



**BIO-BIB TOVAGLIOLI PIEGATI A "C"
IN CARTA RICICLATA
LARIDENT**

Tovagliolo in carta completamente riciclata, colore grigio naturale, senza coloranti, 1 velo piegati a C, gr/m2 40, confezioni da 3000 Cod. 41054000

~~28,42€~~
OFFERTA
23,80€ cad.

358



**TOVAGLIOLI 3 VELI
KUMAPAN**

Salviette ad alto potere assorbente in 3 strati in pura ovatta di cellulosa. Misura 40 x 40 cm. Confezione: 50 pezzi. Cod. 7000263

~~2,16€~~
Sconto **28%**
per 36 CONF. **1,55€** cad.

Offerta
2,10€ cad.
per 1 CONF.

bio plastic



PLA
(ACIDO POLI-LATTICO)

Si ottiene dalla polimerizzazione dell'acido lattico derivato dal destrosio (zucchero) a sua volta derivato dal mais. Il PLA è trasparente, lucido, rigido ed è il primo polimero ad impatto zero rispetto all'emissione di CO2 (nasce da fonti rinnovabili ed offre agli utilizzatori una valida alternativa ai polimeri derivati dal petrolio).



BIO-TRAY Cod. 40489000

Tray monouso in PLA, polimero di origine vegetale (derivato dall'amido di mais) biodegradabile. Alta resistenza e colorazione trasparente. Confezione da pz. 100 (in sacchetti da 50 pz).

MISURA SCATOLA
cm 19x29,5 h 9

BIO-CUP.C Cod. 40488000

Bicchieri monouso in PLA compostabile, capacità 180 ml. Cartone da 20 file da 50 bicchieri, imbustati in sacchetto eco in Mater B, totale 1000 pz



BIO-BIB Cod. 41054000

Tovagliolo in carta completamente riciclata, colore grigio naturale, senza coloranti, 1 velo piegati a C, gr/m2 40, confezioni da 3000

MISURA SCATOLA
cm 39x57x24

Larident Srl

Via Lamainegra 12R (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna (Genova) - Tel. 0185 938068 - Fax 0185 938595 - www.larident.it - info@larident.it

359



OFFERTA

~~33,50€~~

27,90 €
cad.

TRAY MONOUSO IN PLA
COMPOSTABILI
LARIDENT

Vassoi monouso in PLA (Acido poli-lattico) 281x183x17mm bio compostabile polimero di origine vegetale (derivato dall'amido di mais) biodegradabile e compostabile, al 90% in 60 giorni e completamente in 90 giorni. Alta resistenza e colorazione trasparente. Confezione: 100 pz. (in 2 sacchetti da 50 pz). Cod. 40489000

360



Sconto 27%

~~33,89€~~

24,90 €
cad.

VASSOI MONOTRAY
KUMAPAN

Vassoio monouso in plastica atossica e antistatica, da utilizzare con i vassoi in alluminio, misura 29 x 19 cm. Resistenti ai liquidi per cementi, alle soluzioni degli adesivi dentali e agli acidi. Biodegradabile oltre al 99%. Confezione: 400 pezzi Cod. 7000270

361



Sconto 30%

~~55,60€~~

per 10 CONF. **39,00 €**

TRAY PAPER
KUMAPAN

Fogli di carta crespata da 55 g/mq, antistrappo, ad alto potere assorbente; indicati per i vassoi, possono essere utilizzati in autoclave. Misure: 28 x 18 cm. Confezione: 250 pezzi

Pari a **3,90 € cad.**

4,80 € cad.

per 1 CONF.

7000259	Bianco				
34903001	Verde	34903003	Giallo	34903005	Lilla
34903002	Blu	34903004	Rosa*	34903006	Arancione

362



OFFERTA

50x50 cm - Cod. 7000350

12,50 € cad.

50x75 cm - Cod. 28052000

13,90 € cad.

75 x 115 cm con scollo a U
Cod. 28054000

TELI STERILI AZZURRI
KUMAPAN

Teli sterili di colore azzurro in T.N.T., impermeabili, da 50 g/mq garantiscono un'eccezionale assorbenza, un'ottima morbidezza ed un'efficace barriera alla penetrazione batterica. Confezione: 15 pezzi

21,90 € cad.

363



~~9,98€~~

Sconto
54%

4,60 €
cad.

BUSTE AUTOSIGILLANTI PERFECTO

Buste autosigillanti per processi di sterilizzazione a vapore e gas.
Confezione: 200 pezzi
Cod. 40205000 - 60x100 mm

364



~~10,20€~~

Sconto
38%

6,29 €
cad.

BUSTE AUTOSIGILLANTI KUMAPAN

Buste autosigillanti per processi di sterilizzazione a vapore e gas.
Confezione: 200 pezzi
Cod. 40206000 - 90x250 mm

365



a partire da

5,60 €
cad.

ROTLI PER STERILIZZAZIONE KUMAPAN

Rotoli per sterilizzazione: il film di carta utilizzato è di tipo medicale da 60 g/m², mentre il film di polipropilene ha uno spessore di 52µm e un peso di 52 g/m².
Confezione: 1 pezzo

Codice	Variante	Offerta
7001450	5,0 cm x 200 m	5,60 € cad.
7001451	7,5 cm x 200 m	8,45 € cad.
7001452	10,0 cm x 200 m	11,65 € cad.
7001453	15,0 cm x 200 m	16,90 € cad.
7001454	20,0 cm x 200 m	23,90 € cad.
7001455	25,0 cm x 200 m	28,90 € cad.

366



~~15,74€~~

Sconto
37%

per 2 CONF. **9,90 €**
cad.

Sconto **31%**

10,90 € cad.

per 1 CONF.

GHIACCIO BUSTA TNT MEDICAL ICE KUMAPAN

Busta PE con tre termosaldature di sicurezza. Una volta attivato raggiunge una temperatura di -5° ed arriva a 0° in circa 30 minuti. Confezione: 24 buste
Cod. 7000220

367



~~17,27€~~

Sconto
26%

12,70 €
cad.

GHIACCIO ISTANTANEO TNT MONOART/EURONDA

Busta monouso in TNT. Due termosaldature di sicurezza antistrappo. Attivazione per pressione, temperatura minima raggiungibile -1°C. Dimensioni: 150x175 mm. Confezione: 24 buste
Cod. 3325145

368



~~22,33€~~

Sconto
24%

16,90 €
cad.

40 Pz.

KIT ASSORTIMENTO CUNEI ELASTICI WESTPOINT

Confezione:
n. 20 cunei gialli - spessore 2mm
n. 20 cunei blu - spessore 2,5mm
Cod. 14003000

Cunei elastici in silicone. Utilizzabili come cunei di fissaggio con le matrici sezionali e come sostituto di fili o cordini per il fissaggio della diga dentale.

Disponibili confezioni **CUNEI ELASTICI da 10 pz. a 5,30 € cad.**

369



~~34,00€~~

OFFERTA

30,90 €
cad.

Cod. 13951000

PINZA CUNEI ELASTICI E PER ANELLI WESTPOINT

Con speciali Stoppers che facilitano anche il posizionamento dei cunei elastici.

RICEVI IN SCONTO MERCE 1 CF. DI CUNEI ELASTICI DA 10 PZ.
A scelta - secondo disponibilità (valore totale sconto merce 7,21€)

370



~~13,00€~~ **Sconto 24%**
9,90 € cad.

N5 SODIO IPOCLORITO 5% SIMIT PHARMA

Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5%. Indicata per l'irrigazione dei canali radicolari. Confezione: Flacone multidose da 250 ml
Cod. 36370000

371



~~100,49€~~ **Sconto 26%**
73,90 € cad.

SICURA-SEAL PRECISION

Cemento sigillante endodontico, resinoso, senza eugenolo. Indicato per otturazioni permanenti di canali radicolari e in combinazione con punte di guttapercha. Altamente biocompatibile e radiopaco. Confezione: 1 doppia siringa da 13,5 gr
Cod. 7203602

372



~~5,80€~~ **OFFERTA**
4,90 € cad.

CLOTRAMID MD MOLTENI

Irrigante canalare a base di clorexidina 0,2% e cetrimide 0,2%. Confezione: Flacone da 25 ml
Cod. 6190202

373



~~83,95€~~ **Sconto 30%**
58,90 € cad.

STOMYLEX STOMYGEN

Medicazione canalare a base di ossido di calcio. Disinfettante, biocompatibile. Confezione: 30 fiale polvere da 200 mg cad + 1 liquido da 10 ml + accessori
Cod. 8360020

374



~~66,00€~~ **OFFERTA**
54,50 € cad.

CRESATINA OGNA

Soluzione a base di Meta-cresil-acetato per la medicazione di canali infetti ed il trattamento di infezioni periapicali. Confezione: flacone da 15 ml
Cod. 7050400

375

CALXYL OCO

~~27,00€~~ **Sconto 23%**
20,80 € cad.



ROSSO
Cemento canalare a base di idrossido di calcio, idrosolubile.
Cod. 6900012 Confezione: 1 flacone da 20 g
Cod. 6900021 Confezione: 1 siringa da 3 g

BLU
Cemento canalare a base di idrossido di calcio, idrosolubile e radiopaco.
Cod. 6900011 Confezione: 1 flacone da 20 g
Cod. 6900022 Confezione: 1 siringa da 3 g

376



OFFERTA
61,50 € cad.

CLOREXIMID OGNA

Soluzione acquosa a base di Clorexidina digluconato 0,2% e Cetrimide 0,2% per lavaggi endocanalari con azione detergente, per la rimozione del fango dentinale generato dalla strumentazione. Confezione: 12 flaconi x 50 g.
Cod. 7050355

377



OFFERTA

99,00 €
cad.

Cod. 7050220 - NORMAL
Cod. 7050221 - RETARD

KIT BIOSEAL POLVERE+LIQUIDO
OGNA

Bioseal è un cemento canalare all'ossido di zinco ed eugenolo, radiopaco, caricato con idrossilapatite, biocompatibile.
Confezione: 1 flacone da 10 gr di polvere + 1 flacone da 6 gr di liquido, 1 blocco impasto e 1 cucchiaino dosatore.

378



OFFERTA

77,00 €
cad.

SUPERSEAL CEMENT KIT
OGNA

Cemento radiopaco a base di acido etossibenzoico per chirurgia endodontica.
Confezione: 40 capsule predosate di polvere da 200 mg cad. e liquido da 4 gr.
Cod. 7051330

379



Sconto
23%

~~35,60 €~~
27,50 €
cad.

E.D.T.A. 17%
OGNA

Soluzione a base di EDTA al 17% detergente per canali radicolari a pH neutro, completamente innocuo per i tessuti periapicali.
Confezione: 1 flacone da 50 g
Cod. 7050520

380



Sconto
35%

~~15,60 €~~
10,20 €
cad.

NICLOR 5
OGNA

Ipoclorito di sodio al 5% per lavaggi canalari.
Confezione: 1 flacone da 250 ml
Cod. 7050910

381



Sconto
20%

~~30,00 €~~
23,90 €
cad.

TUBULICLEAN E.D.T.A. 10%
OGNA

Soluzione a base di EDTA al 10% per l'irrigazione e la detersione dei canali radicolari.
Confezione: 1 flacone da 250 ml
Cod. 7051355

382



Sconto
23%

~~45,60 €~~
34,90 €
cad.

CREOSOTO M.D.
OGNA

Antipulpitico con azione sedativa e antisettica.
Non contiene lidocaina.
Confezione: 1 flacone da 15 gr
Cod. 7058000

383



OFFERTA

55,00 €
cad.

ENDOIDROX CLINICO 30 DOSI
OGNA

Idrossido di calcio puro, sterile, per medicazioni di canali necrotici e vitali.
Confezione: 30 flaconi di polvere da 200 mg cad. (per 60 medicazioni) + 2 flaconi di soluzione fisiologica da 10 ml cad.
Cod. 7050550

384



OFFERTA

~~10,60 €~~
9,55 €
cad.

AMUCHINA PMC
AMUCHINA

Soluzione per lavaggi canalari e disinfezione del cavo orale a base di cloro attivo e cloruro di sodio. Indicato per eliminare il materiale necrotico e qualsiasi residuo dal canale alesato. Inoltre Amuchina diluita al 5% può essere utilizzata per la disinfezione del cavo orale prima di un intervento chirurgico.
Cod. 9171267

385



Sconto

34%

~~136,60€~~

89,50 €
cad.

AH PLUS KIT DENTSPLY

Cemento per fissaggio canalare radiopaco a base di polimeri epossidici.
Confezione: 1 tubo di pasta A da 4 ml + 1 tubo di pasta B da 4 ml.
Cod. 2733300

386



Sconto

30%

~~62,93€~~

43,90 €
cad.

ENDOMETHASONE N POLVERE 14G SEPTODONT

Cemento endodontico con eugenolo indicato per sigillatura permanente del canale radicolare.
Confezione: 1 flacone da 14 g. Cod. Z15700

387



Sconto

24%

~~116,73€~~

88,90 €
cad.

ENDOMETHASONE N POLVERE 42G SEPTODONT

Cemento endodontico con eugenolo indicato per sigillatura permanente del canale radicolare.
Confezione: 1 flacone da 42 g. Cod. Z15800

388



Sconto

28%

~~30,00€~~

21,50 €
cad.

HYDROL PICCOLO SEPTODONT

Soluzione sgrassante e disidratante per cavità. Confezione: 1 flacone da 45 ml.
Cod. 7050750

389



Sconto

24%

~~47,20€~~

35,99 €
cad.

AGHI IRRIGATION PROBE KERR

Aghi per irrigazione con foro laterale ed estremità arrotondata. Per l'irrigazione atraumatica dei canali radicolari e delle tasche parodontali senza rischio di lesioni al tessuto o di perforazione dell'apice.
Confezione: 40 aghi.

Cod. 4705172
21G verde

Cod. 4705173
23G blu

Cod. 4705174
25G arancione

Cod. 4705175
30G giallo

390



Sconto

30%

~~33,39€~~

23,50 €
cad.

THERMO GP OTTURATORI PRECISION

Otturatori termoplastici. Confezione: 6 pezzi

3090030	20
3090032	25
3090033	30

391



Sconto

23%

~~32,60€~~

29,90 €
cad.

THERMAFIL PER WAVEONE GOLD MAILLEFER

Otturatori Thermafil per strumenti endodontici Waveone Gold. Termoplastici, rivestiti di gutta-percha.
Confezione: blister 6 pz

39332001	Large
39332002	Medium
39332003	Primary
39332004	Small

392

CONI DI GUTTAPERCHA MAILLEFER

Punte di gutta-percha arrotolate a mano.
Confezione: 120 pezzi

Sconto

27%

~~32,60€~~

23,90 €
cad.



CONICITÀ 0.4		CONICITÀ 0.6	
6002525	15	6002540	15
6002526	20	6002541	20
6002527	25	6002542	25
6002528	30	6002543	30
6002529	35	6002544	35
6002530	40	6002545	40

393



~~12,96€~~
Sconto **49%**
per 3 CONF. **6,50 €** cad.

Sconto **41%**
7,50 € cad.

per 1 CONF.

CONI DI GUTTAPERCHA KUMAPAN/PLURIDENT



Punte di guttapercha di colore rosa; ogni punta viene arrotolata manualmente. La misura delle punte è facilmente identificabile dal codice colore ISO.

Standardizzate
Confezione: 120 pezzi in tubetti

*Coni Gutta Percha KUMAPAN fino ad esaurimento scorte.

STANDARDIZZATE

40550001	15/40
40550002	15
40550003	20
40550004	25
40550005	30
7001104*	35
40550007	40
40550008	45/80
40550009	45
40550010	50
40550011	55
40550012	60
40550013	70
40550014	80

394



~~14,72€~~
Sconto **29%**
per 3 CONF. **10,50 €** cad.

Offerta

12,50 € cad.

per 1 CONF.

CONI DI GUTTAPERCHA INLINE

IP49 Standardizzate.
Confezione: 120 pezzi in tubetti.

1830102	15	1830105	30	1830108	45	1830112	70
1830103	20	1830106	35	1830110	55	1830120	15/40
1830104	25	1830107	40	1830111	60	1830121	45/80

395



~~15,73€~~
Sconto **27%**
11,50 € cad.

NORMALIZZATE

1830180	XF
1830183	F
1830184	FM
1830182	MF
1830185	M
1830186	ML

CONI DI GUTTAPERCHA INLINE

IP50 Normalizzate.
Confezione: 100 pezzi in blister.

396



~~7,83€~~
Sconto **43%**
per 3 CONF. **4,50 €** cad.

Sconto **30%**
5,50 € cad.

per 1 CONF.

PUNTE CARTA NON STERILI KUMAPAN

Confezione: 200 pezzi

STANDARDIZZATE	
7001056*	45
7001060*	70

*Punte di carta KUMAPAN fino ad esaurimento scorte.

397

CONI DI GUTTAPERCHA PLURIDENT



~~6,55€~~
OFFERTA
5,90 € cad.

CONICITÀ 0,4		CONICITÀ 0,6	
40922001	15	40922010	20
40922009	20	40922012	25
40922011	25	40922006	30
40922005	30	40922008	40
40922007	40	40922004	ASS.
40922003	ASS.		

Punte di guttapercha in conicità 4% oppure 6%, codifica cromatica conforme alla norma ISO. Confezione: 60 pezzi.

398



~~11,17€~~
Sconto **40%**
per 3 CONF. **6,75 €** cad.

Sconto **26%**
8,25 € cad.

per 1 CONF.

PUNTE CARTA NON STERILI PLURIDENT

Confezione: 300 pezzi

STANDARDIZZATE	
40551001	55
40551002	15
40551003	20
40551012	60
40551013	70

399



~~11,12€~~
Sconto **51%**
per 3 CONF. **5,50 €** cad.

Sconto **42%**
6,50 € cad.

per 1 CONF.

PUNTE CARTA STERILI KUMAPAN

Confezione: 200 pezzi

STANDARDIZZATE			
7001002*	20	7001006*	40
7001003*	25	7001012*	80

*Punte di carta KUMAPAN fino ad esaurimento scorte.

400

STRUMENTI CANALARI KUMAPAN

H-Files; K-Files; K-Reamers, Hedstroem.

Lunghezze 21, 25 e 31 mm.

CONFEZIONE: PLACCHETTA DA 6 PEZZI

K-FILES 21mm		K-FILES 25mm		K-FILES 31mm	
7002217	06	7002219	06	7002405	08
7002203	08	7002223	08	7002406	10
7002204	10	7002224	10	7002407	15
7002205	15	7002225	15	7002408	20
7002206	20	7002226	20	7002409	25
7002207	25	7002227	25	7002410	30
7002208	30	7002228	30	7002411	35
7002209	35	7002229	35	7002412	40
7002210	40	7002230	40	7002400	15/40
7002211	45	7002220	15/40	7002401	45/80
7002200	15/40	7002231	45		
7002201	45/80	7002232	50		
7002202	90/140	7002233	55		
		7002234	60		
		7002236	80		
		7002221	45/80		
		7002222	90/140		

REAMERS 21mm		REAMERS 25mm		REAMERS 31mm	
7002303	08	7002323	08	7002475	08
7002304	10	7002324	10	7002476	10
7002305	15	7002325	15	7002477	15
7002306	20	7002326	20	7002470	15/40
7002307	25	7002327	25	7002478	20
7002308	30	7002328	30	7002479	25
7002309	35	7002329	35	7002480	30
7002310	40	7002330	40	7002481	35
7002300	15/40	7002320	15/40	7002482	40
7002311	45	7002331	45		
7002312	50	7002332	50		
7002313	55	7002333	55		
7002314	60	7002334	60		
7002315	70	7002335	70		
7002301	45/80	7002336	80		
		7002321	45/80		
		7002322	90/140		



Sconto 36%
~~10,20€~~
6,50 € cad.
 per 3 CONF.

Sconto 26%
7,50 € cad.
 per 1 CONF.

HEDSTROEM 21mm		HEDSTROEM 25mm		HEDSTROEM 31mm	
7002243	08	7002263	08	7002435	08
7002244	10	7002264	10	7002436	10
7002245	15	7002265	15	7002437	15
7002240	15/40	7002266	20	7002438	20
7002246	20	7002267	25	7002439	25
7002247	25	7002268	30	7002440	30
7002248	30	7002269	35	7002441	35
7002249	35	7002270	40	7002442	40
7002250	40	7002260	15/40	7002430	15/40
7002251	45	7002271	45	7002431	45/80
7002241	45/80	7002272	50		
7002252	50	7002273	55		
7002253	55	7002274	60		
7002254	60	7002275	70		
7002255	70	7002276	80		
7002256	80	7002261	45/80		
7002242	90/140				

401



Sconto 31%
~~13,70€~~
9,50 € cad.
 per 3 CONF.

GATES KUMAPAN

Confezione: 1 placchetta da 6 strumenti

GATES 32mm		27270005		n. 4	
27270002	n. 1	27270006	n. 5		
27270003	n. 2	27270007	n. 6		
27270004	n. 3	27270001	ASS		

Offerta
11,50 € cad.
 per 1 CONF.

402



Sconto 21%
~~12,04€~~
9,50 € cad.
 per 3 CONF.

LARGO KUMAPAN

Confezione: 1 placchetta da 6 strumenti

LARGO 32mm		25071004		n. 3	
25071002	n. 1	25071005	n. 4		
25071003	n. 2	25071001	ASS		

Offerta
11,50 € cad.
 per 1 CONF.

PRONTI PER LA NUOVA SFIDA SIMIT NEXT?

Simit Next si rinnova con una nuova gamma di prodotti di Endodonzia

Una piattaforma di brand d'eccezione, in sinergia tra loro, per rispondere a tutte le esigenze del Professionista endodontico che raggruppa:

competenza, qualità e convenienza.

ZARC

Bon
dent

CMS Dental

AVALON
BIOMED
Advanced Bioceramics

PD

Visita il nostro nuovo sito www.simitdental.it e scopri la gamma completa dei prodotti di Endodonzia!



BlueShaper®

La rivoluzione in Endodonzia

Il Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per una sagomatura del canale semplice e veloce.

I nuovi strumenti **BlueShaper®** Zarc4Endo sono la 6ª generazione di NiTi file creati con una doppia lega **PINK & BLUE** che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

BlueShaper®, in modo più efficiente e fluido, crea la forma conica del canale, apportando nuovi vantaggi: massima flessibilità e resistenza alla fatica ciclica, con un sistema di strumenti completo, senza modificare le abitudini di lavoro.



ACQUISTA n.2 Blister a scelta dei nuovi strumenti **BlueShaper®**, se non sei soddisfatto puoi restituirli entro max 30 giorni dalla data di acquisto e ricevere il rimborso

Guarda il video



Blister Assort. Z1-Z4 da 4 pz:

ZAZBS21ASST4 21mm
ZAZBS25ASST4 25mm
ZAZBS31ASST4 31mm

Prezzo Lancio

€ 27,00 +iva cad.

Prezzo di listino € 38,57 +iva cad.



*Disponibili su richiesta anche le misure singole dei blister da 6 files a € 37,00 + iva cad.

Blister Assort. ZX-Z5 da 6 pz*:

ZAZBS21ASST6 21mm
ZAZBS25ASST6 25mm
ZAZBS31ASST6 31mm

Prezzo Lancio

€ 37,00 +iva cad.

Prezzo di listino € 52,86 +iva cad.

SIMIT
DENTAL

SIMIT NEXT
Endo Expert

403

READY STEEL MAILLEFER

Confezione: blister da 6 strumenti

a partire da
9,70 €
cad.

HEDSTROEM

21mm	25mm	28mm	31mm	PREZZO				
6000330	08	6000307	08	6000360	08	6000380	08	11,90 €
6000331	10	6000309	10	6000361	10	6000381	10	11,90 €
6000332	15	6000310	15	6000362	15	6000382	15	9,70 €
6000333	20	6000311	20	6000363	20	6000383	20	9,70 €
6000334	25	6000312	25	6000364	25	6000384	25	9,70 €
6000335	30	6000313	30	6000365	30	6000385	30	9,70 €
6000336	35	6000314	35	6000366	35	6000386	35	9,70 €
6000337	40	6000315	40	6000367	40	6000387	40	9,70 €
-	-	6000316	45	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000317	50	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000318	55	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000319	60	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000320	70	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000321	80	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000304	15/40	-	-	-	-	9,70 €
-	-	6000305	45/80	-	-	-	-	11,90 €

REAMERS

25mm	PREZZO	
6000507	08	11,90 €
6000509	10	11,90 €
6000510	15	9,70 €
6000511	20	9,70 €
6000512	25	9,70 €
6000513	30	9,70 €
6000514	35	9,70 €
6000515	40	9,70 €
6000516	45	11,90 €
6000517	50	11,90 €
6000518	55	11,90 €
6000519	60	11,90 €
6000520	70	11,90 €
6000521	80	11,90 €
6000528	15/40	9,70 €



K-FILES

21mm	25mm	28mm	31mm	PREZZO				
6000431	06	6000405	06	6000455	06	6000480	06	11,90 €
6000432	08	6000407	08	6000456	08	6000481	08	11,90 €
6000433	10	6000409	10	6000457	10	6000482	10	11,90 €
6000434	15	6000410	15	6000458	15	6000483	15	9,70 €
6000435	20	6000411	20	6000459	20	6000484	20	9,70 €
6000436	25	6000412	25	6000460	25	6000485	25	9,70 €
6000437	30	6000413	30	6000461	30	6000486	30	9,70 €
6000438	35	6000414	35	6000462	35	6000487	35	9,70 €
6000439	40	6000415	40	6000463	40	6000488	40	9,70 €
6000440	45	6000416	45	6000464	45	-	-	11,90 €
6000441	50	6000417	50	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000418	55	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000419	60	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000420	70	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000421	80	-	-	-	-	11,90 €
-	-	6000428	15/40	-	-	-	-	9,70 €

404



~~10,20 €~~
Sconto **32%**
per 3 CONF. **6,90 €**
cad.

SPINGIPASTA CON MOLLA KUMAPAN

Confezione: 1 placchetta da 4 strumenti

Sconto **23%**
7,90 € cad.
per 1 CONF.

7002351	21mm 25	7002371	25mm 25
7002352	21mm 30	7002372	25mm 30
7002353	21mm 35	7002373	25mm 35
7002354	21mm 40	7002374	25mm 40

405



~~42,95 €~~
Sconto **23%**
32,90 €
cad.

GUTTA-CONDENSOR MAILLEFER

Condensatore di guttaperca per condensazione termo-meccanica e tecnica mista. Strumento in acciaio inossidabile.
Confezione: 4 strumenti

6001383	21mm 35
6002660	25mm 25
6002662	25mm 35

406

PROTAPER GOLD MAILLEFER

Confezione: 6 strumenti

~~71,60 €~~
Sconto **33%**
47,90 €
cad.

FINISHING FILES	
39358001	21mm F1
39358002	21mm F2
39358006	25mm F1
39358007	25mm F2
39358008	25mm F3
39358009	25mm F4
39358010	25mm F5
39358011	31mm F1
39358012	31mm F2
39358013	31mm F3

SHAPING FILES	
39357001	19mm SX
39357002	21mm S1
39357003	21mm S2
39357004	25mm S1
39357005	25mm S2
39357006	31mm S1
39357007	31mm S2

407



~~37,41 €~~
OFFERTA
33,50 €
cad.

ENDOWAVE HYBRID CONCEPT MORITA

L'EndoWave Hybrid Concept abbina tutti i vantaggi delle lime EndoWave in sole 3 lime al nichel-titanio. Il kit contiene tre lime ed è indicato sia per canali radicolari normali che per canali radicolari molto curvi.
Confezione: 3 strumenti
Cod. 34414000

408



~~110,50€~~

Sconto
24%

89,90 €
cad.

D.T. LIGHT POST ITALY BOX
DENTSPLY

Perno in fibra di quarzo traslucida a doppia conicità (Double Taper).
Confezione: 10 pz.
Cod. 2736473 - NERO
Cod. 2736474 - ROSSO
Cod. 2736475 - GIALLO
Cod. 2736476 - BLU

410



~~43,79€~~

Sconto
33%

29,50 €
cad.

RADIX FIBER POST
TRIAL KIT 0.8
MAILLEFER

Perno per canale radicolare in fibra di vetro traslucida per preservare l'estetica del dente e fornire un rapido ed efficace metodo di tenuta. Conserva l'estetica e l'anatomia del dente. Ottima biocompatibilità.
Cod. 6007310

Confezione:
1 perno Radix n.1
1 perno Radix n.2
1 Reamer Largo Peeso n.1
1 EasyPost Precision Drill n.1
1 EasyPost Precision Drill n.2

409



~~73,15€~~

Sconto
59%

per 3
CONF. **29,90 €**
cad.

Sconto **50%**

36,50 € cad.

per 1 CONF.

RAY-GLASS
PERNI IN FIBRA DI VETRO
KUMAPAN

Perni in fibra di vetro che grazie alla loro forma e lunghezza si adattano con facilità in qualsiasi canale radicolare e con qualsiasi tipologia di preparazione. Superficie ritentiva della parte coronale; radiopachi per un miglior controllo radiografico.
Confezione: 10 perni

7001351	Cylinder: Ø 0,8 mm
7001353	Cylinder: Ø 1,0 mm
7001354	Cylinder: Ø 1,2 mm
7001355	Cylinder: Ø 1,4 mm
7001356	Cylinder: Ø 1,6 mm



7001350	Conical: Ø 0,7 mm - conicità 2%
7001352	Conical: Ø 0,9 mm - conicità 2%
7001357	Conical: Ø 1,1 mm - conicità 2%

411



Soluzione EVO

MANICO IN POLIAMMIDE DAL PESO DI SOLI 11 gr.

KIT PERIO EVO ADVANCED ACCIAIO

Kit composto da una selezione di sonde, scalers e curettes con **manico EVO** e **punte in acciaio** per avere a disposizione tutti gli strumenti più performanti per effettuare una migliore seduta di igiene al proprio paziente.

Il KIT è composto da:

- Cassetta portastrumenti da 10 posti
- Strumento doppio Specillo N.9/Sonda CP15
- Curette Gracey Mini-Five 01/02
- Curette Gracey Mini-Five 07/08
- Curette Gracey Mini-Five 11/12
- Curette Gracey Mini-Five 13/14
- Curette Langer L3/4
- Scaler M23
- Scaler H6/H7
- Scaler 204SD
- Sonda di Nabers con tacche colorate

Il colore dei manici potrebbe cambiare in base alle disponibilità

~~528,73€~~

Sconto
31%

364,64 €
cad.

Cod. 41060000

412



KIT PHOENIX EVO COLOUR TITANIO

Kit di curettes e scalers con **punte in titanio colorato** per facilitarne il riconoscimento, **manico EVO** per renderle più leggere e non affaticanti, di colore bianco per dare eleganza, pulizia e maggior risalto al colore delle punte.

Il KIT è composto da:

- Cassetta portastrumenti da 10 posti
- Curette Gracey Mini-Five 01/02
- Curette Gracey Mini-Five 05/06
- Curette Gracey Mini-Five 07/08
- Curette Gracey Mini-Five 11/12
- Curette Gracey Mini-Five 13/14
- Scaler H6/H7
- Scaler 204SD
- Curette Columbia 04L/04R
- Curette Langer L1/L2
- Scaler M23

~~816,19€~~

Sconto
31%

562,88 €
cad.

Cod. 41061000



Dal 1950 produciamo strumenti chirurgici e dentali di elevata qualità per noi e per molte altre aziende in Italia e nel mondo. **Tutto fatto da noi, orgogliosamente 101% Qualità Italiana.**



CORICAMA[®]

since 1873

Made in Italy

CORICAMA è tradizione e stile italiano dove tecnologia e design si fondono in una combinazione raffinata per dare vita ad una selezione di strumenti efficienti, pratici ed eleganti. Il nostro obiettivo è ottenere standard sempre più elevati in termini di bellezza, ergonomia e praticità degli strumenti: la ricerca estetica di CORICAMA ben si lega agli aspetti funzionali e strutturali, che fanno del prodotto uno strumento di lavoro di grande qualità. La ricerca della perfezione è per noi un progetto che non si arresta mai e la si riscontra nella cura dei dettagli, nell'eleganza e nell'accuratezza di ogni singolo prodotto.

413



~~348,55 €~~

Sconto
31%

239,90 €
cad.

**KIT
PRIMA
VISITA**

Codice	Articolo	Q.tà
40980002	SPECCHIETTI RODIO FILETTATURA EU - nr. 5	1 x 12 pz
40979000	MANICO SPECCHIETTO MAN. LISCILO FIL EU Ø6 mm	12 pz.
40999000	PINZETTA LONDON COLLEGE 18 INOX - 15 cm	12 pz.
40989001	SPECILLO ACCIAIO INOX MANICO Ø6mm - nr. 16	1 tipo di specillo a scelta 12 pz.
40989002	SPECILLO ACCIAIO INOX MANICO Ø6mm - nr. 2	
40989003	SPECILLO ACCIAIO INOX MANICO Ø6mm - nr. 9	

414



~~308,25 €~~

Sconto
40%

184,95 €
cad.


PORTA AGHI CASTROVIEJO PUNTE DRITTE TC
CORICAMA

Usato per afferrare gli aghi da sutura durante la sutura quando si spinge/tira l'ago e si sutura attraverso il tessuto. Ha ganasce seghettate corte all'estremità distale per assicurare una migliore presa dell'ago ed è disponibile in un'ampia varietà di dimensioni e modelli.

Alcuni modelli possono presentare inserti in materiali duri (ad esempio, carburo di tungsteno) e includere lame a forbice. Per aghi: 4-0, 5-0, 6-0
Cod. 41208000

415

Cod. 41001001 - RETTA



Cod. 41001002 - CURVA

~~145,60 €~~

Sconto
31%

per 5
PEZZI
a scelta **99,95 €**

Pari a **19,99 €** cad.

FORBICE IRIS
CORICAMA

Utilizzata per diversi scopi, come il taglio della gengiva, suture o garze. Con lame lisce o dentate e punte sottili o smussate per diversi scopi chirurgici specifici.

416



~~32,81 €~~


Sconto
21%

25,85 €
cad.

**SCOLLAPERIOSTEO
PRICHARD DOPPIO n°3**
CORICAMA

Per staccare e sollevare il tessuto e il periostio dall'osso. Manico Ø8 mm.
Cod. 41002000

417


CORICAMA
since 1873

KIT DIGA DENTALE
CORICAMA

Cod. 41071000

KIT DIGA DENTALE semplice, intuitivo ed ergonomico, composto da:

- Vassoio Gammfix CINC nero
- Uncino per diga n. 210
- Uncino per diga n. 212
- Uncino per diga n. 00
- Uncino per diga n. 29
- Uncino per diga n. 208
- Uncino per diga n. 1
- Uncino per diga n. 2A
- Uncino per diga n. W8A
- Uncino per diga n. 13A
- Uncino per diga n. 12A
- Uncino per diga n. 8
- Uncino per diga n. 5
- Piastra porta Uncini
- Pinza per uncini Ivory
- Pinza foradiga Ivory
- Telaio tendi diga 110 mm.
- Telaio tendi diga 90 mm.

~~644,75€~~Sconto
36%**412,89 €**
cad.

418

~~116,74€~~Sconto
26%**86,24 €**
cad.
PINZA PER CORONE WYMAN
CORICAMA

Pinza della lunghezza di 16 cm, punta ricurva con inserti in carburo di tungsteno, ideale per la rimozione di ponti e corone in spazi molto ristretti.
Cod. 41479000

419

~~115,97€~~Sconto
26%**85,70 €**
cad.
PINZA PER CORONE UNIVERSALE
CORICAMA

Pinza della lunghezza di 14 cm, ideale per la rimozione di ponti e corone provvisori, fornita con una coppia di cuscinetti in gomma intercambiabili che non danneggiano i manufatti protesici.
Cod. 41480000

420

~~108,56€~~Sconto
31%**74,87 €**
cad.
PORTA AGHI CRILE-WOOD
CORICAMA

Porta Aghi di lunghezza 15cm, ideale per suture da 3 a 6 zeri, utilizza parti lavoranti rinforzate con carburo di tungsteno che garantiscono precisione e durata dello strumento.
Cod. 41010000

421

~~112,77€~~Sconto
26%**83,33 €**
cad.
PINZA OSSIVORA MICRO-FRIEDMAN
CORICAMA

Pinza Ossivora, lunghezza 14,5cm, completamente in acciaio Inox. Con un design a molla e punte taglienti a cucchiaio, è ideale per la rimozione dei bordi della cresta alveolare dopo l'estrazione del dente.
Cod. 41406000

422

~~261,80€~~Sconto
36%**167,65 €**
cad.
SIRINGA INTRALIGAMENTARE ml. 1.8
CORICAMA

Siringa con impugnatura aperta a pistola, completamente di acciaio Inox e punta in ottone cromato, ideale per la somministrazione locale di anestetico, 0,2ml/click. Cod. 40984000

423

~~153,97€~~Sconto
21%**121,35 €**
cad.
PERIOTOMO MANICO + 4 LAME
CORICAMA

Strumento con 4 lame intercambiabili, indirizzato alla fase di estrazione del dente senza compromettere o danneggiare il sito alveolare, ideale per scollare i legamenti del dente senza traumatizzarli.
Cod. 40997000

424

**GRACEY CURETTE
KUMAPAN**

Curette con manico vuoto
punte in acciaioduro AISI440

7,50 €
cad.

Cod. 22748002 - 3/4



Cod. 22748003 - 5/6



Cod. 22748005 - 9/10



425

**SCALER
KUMAPAN**

Strumenti per modellazione dei compositi
con punte in titanio e manico cavo.

7,50 €
cad.

Cod. 22749000 - SCALER CK6



Cod. 22750000 - SCALER JACQUETTE 31/32



428

**CLASSIC-ROUND
SONDA SINGOLA
RIGIDA FIG. 11
FALCON**

~~5,67€~~ **Sconto 26%**
4,20 €
cad.



Cod. 41161000 - MANICO ANATOMICO figura 11

426

**SPECCHIETTI ORALI
KUMAPAN**

Confezione: 12 pezzi

a partire da

8,90 €
cad.



Codice	Variante	Offerta
7001500	N°4 PIANO	8,90 € cad.
7001501	N°5 PIANO	8,90 € cad.
24964001	N°4 RODIO PIANO	15,90 € cad.
24964002	N°5 RODIO PIANO	15,90 € cad.
7001550	N°4 CONCAVO	13,50 € cad.
7001551	N°5 CONCAVO	13,50 € cad.

427

MANICI PER SPECCHIETTI

KUMAPAN

Offerta



OTTOGONALE PIENO - Cod. 24965000

2,50 € cad.

KUMAPAN

Sconto 22%



ESAGONALE VUOTO INOX - Cod. 24966000

3,60 € cad.

FALCON

Sconto 35%



MANICO TONDO PIENO - Cod. 37553000

2,50 € cad.

429

**CLASSIC-ROUND
SONDA SINGOLA
RIGIDA FIG. 23
FALCON**

~~5,67€~~ **Sconto 26%**
4,20 €
cad.



Cod. 37612000 - MANICO ANATOMICO figura 23 (forma a falcetto)

430



OUTLET

~~224,75€~~ **Sconto 34%**
149,00 €
cad.

Cod. 29610001 - GRIGIO
Cod. 29610002 - VERDE

**IMS CONTAINER CASSETTE 12 STRUMENTI
HU-FRIEDY**

Il sistema IMS Hu-Friedy è la moderna soluzione per il controllo e la prevenzione delle infezioni crociate e la standardizzazione delle procedure dello studio per la massima sicurezza.

*Le cassette vengono fornite senza strumenti.

431



~~55,60€~~ **Sconto 35%**
35,90 €
cad.

**FORBICI IRIS #18 CURVA SOTTILE
HU-FRIEDY**

Forbice per tagliare tessuti e suture-ricurva/punte sottili cm 11,5
Cod. 4776075

iROOT PRO

Ref. BONBMMAL101

Guarda il video



iRoot Pro è un **motore endodontico cordless** con rilevatore apicale integrato e con controllo a quattro velocità per misurare e preparare il canale radicolare.

La sua **connessione bluetooth** permette la sincronizzazione con altri dispositivi per ottimizzare il processo di lavoro.

Contenuto della confezione:

- Impugnatura contrangolo (3pz)
- Ugello a spruzzo
- Cavo di misurazione A
- Cavo di misurazione B
- Clip labiale (3pz)
- Adattatore di alimentazione
- Cavo USB
- Caricabatterie
- Manuale di istruzioni



Prezzo Lancio

€ 839,00
+iva

Prezzo di listino € 1.198,57 + iva

iROOT APEX

Ref. BONBMAPL101

Guarda il video



Il **localizzatore apicale** iRoot Apex è facile da trasportare date le sue dimensioni ridotte.

Inoltre, la qualità del suo display con colori reali e la connessione bluetooth semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.

Contenuto della confezione:

- iRoot apex unità principale
- Cavo di misurazione
- Uncino 3pz
- Clip labiale 3pz
- Adattatore di alimentazione
- Cavo USB



Prezzo Lancio

€ 339,00
+iva

Prezzo di listino € 484,29 + iva

Kit Irrigazione

Ref. ITD018IA12, MAP21401

Irriflex®

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare.

La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave.

(conf. da 40 pz.)

N5

Sodio ipoclorito al 5%

Soluzione pronta all'uso per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.



Prezzo Promo

€ 55,00
+iva

Prezzo di listino € 83,31 + iva

PD MTA White

Ref. MAP20190

Guarda il video



PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilo favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peridontali. Inoltre stimola la formazione di una barriera dentinale direttamente a contatto con la polpa.



Prezzo Promo

€ 34,90
+iva

Prezzo di listino € 45,28 + iva

432



OFFERTA

0,35 mm - Cod. 40453000

96,20 € cad.

0,50 mm - Cod. 7001401

134,90 € cad.

Bambino 0,35 mm.
Cod. 7001402

95,90 € cad.

GREMBIULE PARARAGGI KUMAPAN

Grempiule anti raggi X per paziente, dotato di collare per la protezione della zona tiroidea. Grazie ad un'adeguata lunghezza garantisce la massima protezione di tutta la zona inguinale. Colore azzurro. Confezione: 1 pezzo

433

RINN CENTRATORE XCP KIT-EVOLUTION 2003 DENTSPLY

Sconto **33%**

~~252,60€~~

169,00 € cad.

Sistema per la tecnica parallela a cono lungo con supporti inclinati a 90 gradi. Totale autoclavabilità.

Confezione:
5 bracci indicatori (2 posteriori, 1 anteriore, 1 Bite-wing, 1 per endodonzia)
5 anelli centratori (2 posteriori, 1 anteriore, 1 Bite-Wing, 1 per endodonzia)
21 bite-block (8 posteriori, 4 anteriori, 5 Bite-Wing, 4 per endodonzia)
Cod. 7850350



434



Sconto **34%**

~~57,49€~~

37,90 € cad.

DF-58 ULTRASPEED CARESTREAM-KODAK

Pellicole endorali periapicali DF58 (Super Poly Soft) dimensioni 31 x 40 mm. Confezione: 150 pezzi
Cod. 5550032

435



Sconto **40%**

~~55,60€~~

33,50 € cad.

PELLICOLE ECO 30 DENTALFILM

Lastrine autosviluppanti, indicate in particolare per endodonzia ed implantologia, e in tutti i casi dove è necessaria una diagnosi immediata. Misura 3 x 4 cm. Confezione: 50 pezzi
Cod. 2804000

436

FILM AI FOSFORI CARESTREAM-KODAK



CS 7200 - Confezione: 4 pz.

CS 7600 - Confezione: 4 pz.

Cod. 39331001 - MISURA 0
Cod. 39331003 - MISURA 2

Cod. 35694002 - MISURA 0
Cod. 35694001 - MISURA 2

221,90 € cad.

269,90 € cad.

437



MIS. 0 - Cod. 23560001
Confezione: 2 pz.

189,90 € cad.

MIS. 2 - Cod. 23561000
Confezione: 4 pz.

FILM AI FOSFORI PLUS DURR

Lastre ricambio ai fosfori Plus per VistaScan

299,90 € cad.

438



Cod. 5752001 - MISURA 0
Cod. 41172000 - MISURA 2

10,50 € cad.

INVOLUCRI ANTILUCE PREMIUM PLUS

Involutri antiluce per lastre film ai fosfori adatte per VistaScan. Confezione: 100 pz.

DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE IN PLASTICA BIODEGRADABILE

Cod. 41156000 - MISURA 1

15,90 € cad.

439

PROTEZIONI IGIENICHE CARESTREAM-KODAK



CS 7200 - Confezione: 200 pz.

CS 7600 - Confezione: 200 pz.

Cod. 39330001 - MISURA 0
Cod. 39330003 - MISURA 2

Cod. 35585000 - MISURA 0
Cod. 35584000 - MISURA 2

48,90 € cad.

59,90 € cad.

440



Sconto **31%**

~~108,61€~~

74,90 € cad.

BAG & COVER PSPIX 1st generation ACTEON

Confezione: 250 pz.

Cod. 35859001 - MISURA 0
Cod. 35859002 - MISURA 1
Cod. 35859003 - MISURA 2

Chirurgia

441

SurgicPro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

**RICHIEDI PROVA
NEL TUO STUDIO**

La promo include:

SurgicPro - 1 Micromotore SG70M - 1 Contrangolo 20:1 SG20



PREZZO PROMO

2.390€

Cod. 40892000

Micromotore incluso **SG70M**



Senza Luce · Con Cavo



Contrangolo **SG20**

Cod. 40884000

- Senza Luce
- Riduttore 20:1

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.

MAGGIORE POTENZA fino a 80 Ncm

- POTENTE
- SICURO
- AFFIDABILE

442



Sconto

~~1204,80€~~

31%

830,00€
cad.

**ROOT ZX MINI BIANCO
MORITA**

RILEVATORE APICALE misura i canali radicolari con esattezza e precisione. Misurazioni endodontiche precise, grande display a colori, nessuna regolazione zero - sempre pronto per l'uso, calibratura automatica. Confezione: 1 misuratore canali radicolari, 1 cavo di misurazione "mini", 5 elettrodi per mucosa, 3 clip per lima, 1 tester "mini", 3 batterie DC 1,5V AA
Cod. 24340001

443



Sconto

~~324,80€~~

23%

249,90€
cad.

**MICROMOTORE ECO 350
MARATHON**

Pratico micromotore per utilizzo in laboratorio o in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipo. Velocità 0 - 35.000 rpm, con pedale on/off. Cod. 35332000

444

~~976,43€~~Sconto
43%**556,00 €**
cad.**EXPERTmatic E20 L**

Trasmissione 1:1 (contrangoli blu)
Dotato di efficiente spray integrato grazie allo spray a tre getti e al filtro dell'acqua intercambiabile. Accesso reso più semplice grazie alla testina di piccole dimensioni. Grazie alla testina di piccole dimensioni grazie all'impiego di conduttori ottici a 25.000 Lux. Estrema maneggevolezza grazie al perno posto alla base dello strumento
Cod. 33938000

445

~~775,46€~~Sconto
53%**365,00 €**
cad.**TURBINA SMARTtorque S619 L**

Turbina dalla forma ergonomica che permette l'agevole accesso a tutti i quadranti del cavo orale grazie alla sua testina standard dalle dimensioni contenute (h.14,5 mm, Ø 12,5 mm). Autoclavabile e termodisinfettabile. Fibra ottica 25.000 Lux. Velocità max 400.000 rpm. Potenza 15 W
Cod. 33882000

KAVO
Dental Excellence

446

~~1330,67€~~Sconto
55%**599,00 €**
cad.**EXPERTmatic E25 L**

T1:5 (strumento ad alta velocità rosso)
Lavoro rapido e preciso grazie all'impiego di testina, mandrino e cuscinetti ceramici ancora più piccoli. Massima affidabilità grazie allo spray a tre getti e al filtro dell'acqua intercambiabile. Efficiente intensità luminosa grazie all'impiego di conduttori ottici a 25.000 Lux.
Cod. 33936000

447

~~1204,91€~~Sconto
42%**699,00 €**
cad.**POTENZA AUMENTATA
da 18w a 29w****TURBINA EXPERTtorque LUX E680 L**

Massima efficienza operativa e comprovata solidità costruttiva, silenziose e senza vibrazioni. Testina in acciaio con combinazione degli angoli ideale (100° testina e 19° angolo) e superficie rivestita in materiale anticivolo EXPERTGrip che ne garantisce un'eccellente igienizzazione e maneggevolezza. Autoclavabili e termodisinfettabili.
Cod. 37743000 - ATTACCO KAVO

448

~~1112,44€~~Sconto
52%**539,00 €**
cad.**CONTRANGOLO S-MAX M95 L**

Contrangolo anello rosso S-Max M95L moltiplicatore 5:1 con luce (fibre ottiche di vetro), spray quadruplo, cuscinetti ceramici, per l'utilizzo di frese gambo 314 (FG - 1,6mm) per turbina - sterilizzabile in autoclave a 135 gradi, max 200.000 gpm. **2 ANNI DI GARANZIA.**
Cod. 40873000

449

~~837,38€~~Sconto
44%**469,00 €**
cad.**CONTRANGOLO S-MAX M25 L**

Contrangolo anello blu S-Max M25L rapporto 1:1 con luce, spray singolo, velocità max 40.000 gpm. **2 ANNI DI GARANZIA.**
Cod. 40874000

NSK

450

~~859,71€~~Sconto
55%**389,00 €**
cad.**POTENZA 26w****TURBINA S-MAX M900 KL**

Turbina in acciaio inossidabile S-Max M900KL predisposto per attacco Kavo Multiflex. Sostituzione cartuccia in studio. Spray quadruplo, cuscinetti in ceramica. **2 ANNI DI GARANZIA.**
Cod. 41256000

451

~~964,25€~~Sconto
43%**549,00 €**
cad.**CONTRANGOLO S-MAX SG20
PER IMPLANTOLOGIA 20:1**

Manipolo per implantologia riduzione 20:1 senza luce.
Cod. 40884000

452



AKOS

~~292,32€~~

Sconto

39%

179,00 €
cad.

CONTRANGOLO 1:1 CON LUCE

Manipolo contrangolo anello blu 1:1 fibra ottica, serraggio fresa Push Button **K24L**.
Cod. **41468000**

453



AKOS

~~609,00€~~

Sconto

52%

295,00 €
cad.

CONTRANGOLO 1:5 CON LUCE

Manipolo contrangolo moltiplicatore anello rosso 1:5, corpo acciaio inox, fibra ottica, serraggio fresa Push Button **K25**.
Cod. **41469000**

454

AKOS



~~233,45€~~

OFFERTA

199,00 €
cad.

**TURBINA CON LUCE
PREDISPOSTA ATTACCO MULTIFLEX**

Turbina fibra ottica predisposta per attacco multiflex Kavo, spray quadruplo, serraggio fresa Push Button **K9L**.
Cod. **41467000**

455

AKOS



~~113,68€~~

Sconto

26%

84,00 €
cad.

**ATTACCO RAPIDO CON LUCE
COMPATIBILE MULTIFLEX**

Attacco rapido compatibile multiflex Kavo, luce a LED incorporata **KQ2**.
Cod. **41466000**

456 **KIT INTERPROSSIMALE STRIPPING**



AKOS

~~365,40€~~

Sconto

32%

249,00 €
cad.

La confezione comprende:

- 1 Manipolo riduttore
- 10 lame miste granulometrie
- 1 manico per lame manuale
- 1 calibro inox per misurazione spazio interprossimale
- 1 pin per estrazione lame
- 1 valigetta in alluminio

Cod. **41472000**

457



~~263,90€~~

Sconto
41%

156,00 €
cad.

**MANIPOLO ABLATORE CON LUCE
HW-5L COMPATIBILE EMS
WOODPECKER**

Manipolo ablatore scaler piezoelettrico **con luce a led**. Nuovo manipolo di ricambio in Peak autoclavabile (135°C), più performante con tecnologia indolore, interno in titanio. Dimensioni: 105 x 18,9 mm
Cod. 41253000

458



~~185,70€~~

Sconto
35%

120,00 €
cad.

**MANIPOLO ABLATORE
HW-3H COMPATIBILE EMS
WOODPECKER**

Il tradizionale manipolo ablatore compatibile con ultrasuoni e inserti EMS. **Senza luce**, smontabile e sterilizzabile in autoclave. Realizzato con elementi in titanio. Dimensioni: 117 x 18 mm
Cod. 38903000

459



~~204,27€~~

Sconto
41%

120,00 €
cad.

**MANIPOLO ABLATORE
HD-7H COMPATIBILE SATELEC
WOODPECKER**

Ablatore piezoelettrico di alta qualità compatibile SATELEC e DTE. Può essere sterilizzato in autoclave (135°C).
Cod. 38904000

460



273,60 €
cad.

il KIT è composto da:
• 1 Manipolo Newtron;
• 3 Chiavette dinamometriche;
• 1 Box autoclavabile

**MANIPOLO NEWTRON KIT
ACTEON / SATELEC**

Manipolo ablatore di colore grigio chiaro e scuro.
Cod. 40950000

461



~~38,60€~~

Sconto
46%

20,90 €
cad.

**KAVO SPRAY
LUBRIFICANTE
KAVO**

Lubrificante spray universale per manipoli, fornito **SENZA BECCUCCIO**. Confezione: 1 flacone da 500 ml
Cod. 5410361

462



~~44,60€~~

Sconto
27%

32,50 €
cad.

**QUATTROCARE PLUS SPRAY
KAVO**

Lubrificante per apparecchi Quattrocare. Durata per 400 cicli circa. Confezione: 1 flacone da 500 ml
Cod. 5414063

463



~~29,94€~~

Sconto
47%

15,90 €
cad.

**PREMIUM OLIO SPRAY
UNIVERSALE PER MANIPOLI**

Fornito **SENZA BECCUCCIO**.

Lubrificante interamente sintetico indicato per tutte le marche di manipoli odontoiatrici per turbine e contrangoli a bassa ed alta velocità, per il suo utilizzo si possono utilizzare o gli adattatori metallici oppure i beccucci in plastica già utilizzati su altri olii. Confezione: 1 flacone da 500 ml
Cod. 41392000

464

**ADATTATORI PER
LUBRIFICANTI SPRAY**

~~6,09€~~

Sconto
26%

4,50 €
cad.



Per lubrificazione manipoli.
Compatibile Multiflex Kavov.
Cod. 41393000



Per lubrificazione manipoli
contrangoli.
Cod. 41394000

hi Laser
Made in Italy 

Laser a diodo (8W a 980nm)
di colore bianco,
con possibilità di depotenziamento
per permettere
l'utilizzo all'igienista dentale.

“facile come premere un bottone”



POTENTE



ERGONOMICO



SEMPLICE



AFFIDABILE

Grande supporto in:

- PARODONTOLOGIA
- ENDODONZIA
- TERAPIA (herpes, afte, biostimolazione ...)
- TRATTAMENTO DELLE PERIMPLANTITI
- TRATTAMENTO DELLE IPERSENSIBILITÀ
- CHIRURGIA
- PROTESI (condizionamento dei tessuti prima della presa d'impronta),
- SBIANCAMENTO

2 ANNI DI GARANZIA



Promo 465

Cod. 37666000

**SUPER
OFFERTA**

4.290€

466



**FIBRA OTTICA PER HI LASER
HI-LASER**

Fibra ottica 300 micron per laser a diodi.
Cod. 35018000

OFFERTA

359,90 €

467

STARLIGHT UNO
MECTRON~~669,65€~~Sconto
28%**480,00 €**
cad.

Solo 77 g. di peso
Potenza oltre 1500 mW/cm²
3 anni di garanzia

Lampada polimerizzatrice a LED senza fili trasportabile senza problemi da una stanza all'altra. Grazie al suo elevato livello di prestazioni e alla sua durevole batteria a litio-ioni, garantisce oltre 240 cicli da 10 secondi. La stazione di ricarica è dotata di radiometro per il controllo dell'efficienza. Starlight uno indurisce uno strato di 2 mm con la massima affidabilità in 10 secondi ed è estremamente leggera (solo 77 g). Con Starlight uno è possibile scegliere fra due modalità di funzionamento: "Fast-Curing" (polimerizzazione rapida alla massima potenza) e "Slow Rise" (aumento graduale dell'intensità luminosa nei primi 3 secondi).

Cod. 40071001 - BIANCO
Cod. 40071002 - GRIGIO
Cod. 40071003 - TURCHESE
Cod. 40071004 - GIALLO
Cod. 40071005 - AZZURRO
Cod. 40071006 - LILLA

468

STARLIGHT PRO
MECTRON~~669,65€~~Sconto
48%**349,00 €**
cad.

Potenza 1400 mW/cm²
3 anni di garanzia

Lampada polimerizzante a LED, senza fili, maneggevole grazie al peso ridotto (solo 105 grammi), efficace e sicura grazie alla batteria di grande autonomia (al litio, priva di effetto memoria). Potenza 1400 mW/cm²

Cod. 5912102 - ARGENTO (PRONTA CONSEGNA)
Cod. 5912106 - BIANCA (PRONTA CONSEGNA)

469

VALO CORDLESS KIT
ULTRADENT~~1372,23€~~Sconto
41%**810,00 €**
cad.

Lampada LED senza fili alimentata con batterie ricaricabili al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO₄). Tre modalità di polimerizzazione: **Standard, High, ExtraPower**.

- Perfetta collimazione del fascio di luce che garantisce polimerizzazioni omogenee e di qualità su un'ampia gamma di superfici anche ad una certa distanza.
- Struttura monoblocco che garantisce durabilità, forma sottile ed ergonomica per raggiungere senza problemi tutte le zone del cavo orale di difficile accesso.
- A batterie e senza filo per un'ottima convenienza e libertà

VALO Cordless è dotata di un sensore che registra il movimento della lampada; quando non viene usata, VALO Cordless entra automaticamente in modalità sospensione e quando viene mossa si riattiva ritornando all'ultima impostazione utilizzata.

Confezione:

- 1 - lampada VALO Cordless
- 4 - Batterie ricaricabili VALO
- 1 - Caricabatterie VALO
- 1 - supporto manipolo
- 50 - Guaine igieniche VALO Cordless

Cod. 35096000 - NERO (PRONTA CONSEGNA)



470



PREZZO A RICHIESTA

PENTAMIX III - 230V 3M ESPE

Apparecchio per la miscelazione automatica dei materiali Penta. Il nuovo modello è due volte più veloce del precedente e tutti gli accessori Pentamix II sono compatibili.

Cod. 3301420

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE COMPATIBILI CON QUALSIASI SISTEMA INGRANDENTE (occhiali/caschetto – prismatici/galileiani – ZEISS e concorrenti)

471



Sconto **34%**
~~639,45€~~
420,00 € cad.

ADATTORE PER SISTEMA PRISMATICO ZEISS (OCCHIALE O CASCHETTO) INCLUSO

SISTEMA ILLUMINAZIONE JEWEL LOBO

Sistema d'illuminazione Jewel dotato della nuova connessione con cavo staccabile sia dalla batteria che dal faretto. La confezione comprende console, spot LF6, carica batteria.

È dotato di:

- Faretto led LF6 dal peso di: **7 g**
- Intensità luminosa: da **0 a 400 lm variabile** ampiezza fascio lumionoso **8°**
- Temperatura colore: **6000 K**
- Autonomia: **8 ore continue** alla massima potenza

Alimentatore litio cod. ALMVb

- La potenza è generata da batterie litio di alta qualità
- Clip per tasca
- Potenziometro per regolazione intensità luminosa
- Peso: 140 g
- Dimensioni 90 x 43 x 32mm
- Ricaricabile in 3 ore

Il cavetto si può connettere sull'alimentatore a batterie ed anche sul faretto.
Cod. 41413000

472



Sconto **35%**
~~690,20€~~
450,00 € cad.

ADATTORE PER SISTEMA PRISMATICO ZEISS (OCCHIALE O CASCHETTO) INCLUSO

SISTEMA ILLUMINAZIONE KITLV3 LOBO

Sistema d'illuminazione nuovo Lobo Varilight Tre dotato della nuova connessione con cavo staccabile sia dalla batteria che dal faretto. La confezione comprende console, spot LF7, carica batteria.

È dotato di:

- Faretto Led LF7 potente con buona risoluzione dal peso di: **11 g**
- Intensità luminosa: **500 lm**
- Temperatura colore: **6000K**
- Presa per connessione cavetto anche su testa luce
- Alimentatore al litio dimmerabile cod. ALMVa: **800 mA**
- Autonomia di **8 ore continue** alla massima potenza.

Sistema illuminante perfetto per odontoiatri e chirurghi, testato e riconosciuto affidabile e funzionale dai più meticolosi operatori del settore.
Cod. 41414000

473



SISTEMA ILLUMINAZIONE KITLF4 LOBO

Sistema d'illuminazione Lobo LF4, con fascio estremamente potente e dai contorni definiti, fino a 70.000 lux. La connessione tra batteria e faretto è con cavo staccabile da entrambi i lati. La confezione comprende console, spot LF4, carica batteria.

È dotato di:

- Faretto led LF4 dal peso di: **15 g**
- Intensità luminosa: **600 lm**
- Temperatura colore: **6000K**
- Filtro giallo per compositi
- Alimentatore al litio dimmerabile cod. ALMVa: **800 mA**
- Autonomia di **8 ore** alla massima potenza.
- Potenziometro per regolazione potenza.

Cod. 41412000

Sconto **42%**
~~1146,95€~~
669,00 € cad.

ADATTORE PER SISTEMA PRISMATICO ZEISS (OCCHIALE O CASCHETTO) INCLUSO



We make it visible.

Flessibilità dei trattamenti.

Sistemi ingrandenti EyeMag di ZEISS



Precisione a prima vista



OFFERTE IMPERDIBILI su TUTTI I SISTEMI OTTICI

Sistema caschetto
EYE MAG PRO S

A PARTIRE DA:

1.750,00 € cad.

Listino 2.842,00 €



Acquista un **CASCETTO**
e potrai avere la
VALIGETTA IN ALLUMINIO
SCONTATA DEL 50%

A SOLI **99,00 €**

Sistema galileiano
EYE MAG SMART T

A PARTIRE DA:

1.149,00 € cad.

Listino 1.751,38 €

Montatura titanio per
EYE MAG SMART

A PARTIRE DA:

378,00 € cad.

Listino 517,65 €

***ARTICOLI IN PROMOZIONE IN PRONTA CONSEGNA**

EYE MAG PRO S		28859004	4,5 x 350
28859001*	4,0 x 300	28859005	3,5 x 400
28859002	5,0 x 300	28859006*	4,3 x 400
28859003*	3,6 x 350	28859008*	4,0 x 450

28858001*	EYE MAG SMART T - 2,5 x 300
29089001*	MONTATURA TITANIO EYE MAG SMART

Disponibilità di accessori e kit per riparazione sul nostro sito web

ECCO I MOTIVI PER ACQUISTARE SOLO DA DEALERS UFFICIALI ZEISS



I sistemi ingrandenti
ZEISS sono
"Medical Devices"



Rete Capillare di
distribuzione in
esclusiva



Garanzia Riconosciuta
da ZEISS Italia con il
Customer Interaction
Center
cic.it@zeiss.com

474

PIEZOSURGERY TOUCH MECTRON Cod. 34459000



- ➔ modello top di gamma
- ➔ taglio selettivo che non danneggia i tessuti molli
- ➔ riconoscimento automatico degli inserti

Dotazione: corpo macchina, manipo con LED ruotabile completo di cordone, chiave dinamometrica K8, valigia per il trasporto.

In omaggio:

- inserti a scelta per un valore di € 1.300,00
- corso PIEZO Today del valore di € 280,00 **
- 2 visiere SP-2001 del valore di € 60,00
- 1 bottiglia di Enzymec (1l) del valore di € 27,50
- 1 conf. di deflussori (conf. 50 pz) del valore di € 100,00

*Promozioni valide fino al 31/08/2022, prezzi al netto di IVA **date e modalita in base all'esigenza sanitaria in corso

➔ inserti a scelta per un valore di € 1.300,00



8.747,50€

OFFERTA

7.080,00 €
cad.

475

COMBI touch – L'APPROCCIO PARODONTALE NON CHIRURGICO

- ➔ nuovo manipo ultrasuoni slim con luce LED anulare per un'illuminazione sempre ottimale dell'area di trattamento. Peso di soli 55 g!
- ➔ nuovi manipoli air-polishing 120° e PERIO con puntale sottogengivale perio, flessibile e atraumatico, per la gestione delle tasche parodontali superiori a 5 mm di profondità
- ➔ passaggio polvere da sopra a sottogengivale con un semplice clic ed esclusivo sistema anti intasamento grazie ad un leggero e costante flusso d'aria
- ➔ SOFT MODE per uno scaling ultradelicato

COMBI touch Cod. 3952000

Dotazione: manipo ultrasuoni slim con LED, 2 manipoli air-polishing 120° e PERIO, 40 puntali sottogengivali perio, 1 chiave K9, 1 flacone di prophylaxis powder soft+ (250g) e 1 flacone di prophylaxis powder sensitive+ – glycine powder (160g).

In omaggio:

- ➔ € 400,00 di prodotti per igiene e proflassi
- ➔ visiera SP-2001 del valore di € 30,00
- ➔ incontro con un prophy expert o corso PROPHY today del valore di 200,00 € IVA inclusa **

*Promozioni valide fino al 31/08/2022, prezzi al netto di IVA **date e modalita in base all'esigenza sanitaria in corso



WE ♥ PROPHYLAXIS

➔ COMBI touch completo di 400 € di prodotti + visiera SP-2001

4.380,00 €*
invece di 5.420,00 €*



476

INSERTI PER ULTRASUONI

3+1

INSERTI PIEZOSURGERY®



7+3



477



LUZZANI DENTAL

11,50 €
cad.

**BECCUCCIO RICAMBIO
PER SIRINGA
MINILIGHT MINIMATE**

Beccuccio puntale grigio in plastica per siringa Minilight e Minimate, autoclavabile a 134° - codice 348G Luzzani
Cod. 41390000

478

LUZZANI DENTAL



9,90 €
cad.

**COPRI-PUNTALE ACCIAIO GRIGIO
441 MINILIGHT LUZZANI**

Conetto copri puntale grigio inox per siringa Minilight RL441 Luzzani. Sostituisce il cono in plastica RL349G (dismessa produzione)
Cod. 41391000

479



24,90 €
cad.

**TERMOMETRO
A INFRAROSSI**

Termometro a infrarossi. Senza contatto.
Cod 40798000

480



~~199,00 €~~
Sconto 20%

159,90 €
cad.

VALIGETTA IN ALLUMINIO

**PER TRASPORTO
CASCHETTO E SISTEMI INGRANDENTI ZEISS**
Cod. 40549000

Acquista un **SISTEMA CASCHETTO EYE MAG PRO S - ZEISS** e potrai avere la **VALIGETTA IN ALLUMINIO SCONTATA DEL 50%**



A SOLI

99,00 €

481

**SANY AIR SISTEMA DI SANIFICAZIONE SUPERFICI
NARDI COMPRESSORI**



**ACQUISTA 1 SANY AIR
RICEVI IN OMAGGIO
1 TANICA DA 5 Lt. di
DISINFETTANTE S21**
Cod. 7007006 (del valore di 54,10€)


289,00 €

SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, SUPERFICI, ATTREZZATURE IN UN UNICO KIT SANY-AIR

Compatto, maneggevole, con una nebulizzazione ultra-dry abbinato al sanificante o disinfettante specifico può essere utilizzato ovunque anche su attrezzature elettroniche, computer, telefoni, tessuti, mobili, sanitari, ecc.

Dopo aver eseguito la pulizia ordinaria nebulizza con SANY AIR, un processo semplice e di accurata sanificazione e/o disinfezione

Confezione: Compressore, nebulizzatore e pistola. Peso totale 8 kg. **Cod 4075700**



Lampada Sbiancante

Funzionamento intuitivo – trattamento sicuro

La più recente tecnologia a LED ad alte prestazioni, con uno spettro di luce focalizzata ad alta intensità con luce blu visibile. Durata prevista dei LED di oltre 10.000 applicazioni. Funzionamento ergonomico grazie al sistema easylock – consente un posizionamento perfetto davanti al paziente. Regolazioni speciali per denti sensibili e sbiancamento di denti singoli. L'emissione della luce può essere variata. Ottimale con il Gel di Sbiancamento con Luce alla Poltrona.

Temperatura di funzionamento sicura.

Sistema

- Lampada sbiancante fläsh, tecnologia a LED ad alte prestazioni, spettro luminoso 465 nM, 190 mW/cm², 100-240 V
- 3 occhiali protettivi di sicurezza
- Sistema a cartellino per il gel sbiancante fläsh




Promo 482

Codice	Descrizione	OFFERTA LANCI
41101000 - 6%	20 KIT PAZIENTE SBIANCAMENTO	€ 2.999
41102000 - 32%	+ LAMPADA IN OMAGGIO	
41099000 - 6%	6 KIT PAZIENTE SBIANCAMENTO	€ 1.999
41100000 - 32%	+ LAMPADA IN OMAGGIO	

Touch screen a colori

3 programmi di sbiancamento

Costante, a impulsi e sbiancamento di denti singoli



Istruzioni virtuali direttamente sul dispositivo



Determinazione delle tonalità di sbiancamento ottenute



fläshcard

Sistema di gestione del tempo



Video

Il trattamento - passo-passo
www.fläsh.com



fläsh.

Sistema di Sbiancamento con
Luce alla Poltrona

OFFERTA LANCIO
2 KIT PAZIENTE

180,00 €

Promo 483

KIT SBIANCAMENTO Cod. 41202000 - Perossido al 32%

Lo Sbiancamento con Luce alla Poltrona fläsh al 6% di perossido di idrogeno con clorofilla attiva, consente lo sbiancamento alla poltrona foto-assistito in base alla Direttiva UE sulla Cosmetica. Sbiancamento efficace in 4 x 15 minuti in una sola sessione. Applicazione delicata e senza dolore. Risultati ottimali quando usato in combinazione con la Lampada Sbiancante fläsh.

Il trattamento può essere intensificato dall'uso successivo dello Sbiancamento Domiciliare fläsh. Per uno sbiancamento sicuro dei denti con indicazioni mediche, è disponibile Sbiancamento con Luce alla Poltrona al 32% di perossido di idrogeno. Sbiancamento dei denti in 3 x 15 minuti in una sola sessione.



Gel verde per un'applicazione esatta.

Posizionamento facile e preciso sul retrattore labiale.



- Materiale per pazienti in kit da 2 pazienti con gel LIGHT WHITENING AC in una siringa da 4 g a doppia camera per 3-4 applicazioni
 - PROTETTORE PER GENGIVA fotopolimerizzabile in siringhe da 1,5 g
 - MOUSSE POST SBIANCAMENTO per la desensibilizzazione e rimineralizzazione
 - Olio a base di vitamina E come protezione per le labbra e per le irritazioni da perossido di idrogeno del tessuto molle
 - Diagramma temporale con conteggio accurato al minuto, 60 minuti per siringa di gel, sbiancamento di denti singoli senza conteggio del tempo
 - Retrattori Labiali fläsh, sterilizzabili in autoclave
 - Dentifricio Sbiancante fläsh, da 75 ml, al gusto lime-menta
 - Perossido di idrogeno al 6 % (sbiancamento cosmetico dei denti)
- (Disponibile anche perossido di idrogeno al 32 % solo con indicazione medica € 0123)



OROLIN® Multisept Plus

Concentrato potente per la disinfezione rapida di strumenti medici e chirurgici.



- ▶ Adatto all'uso nei dispositivi di pulizia a ultrasuoni
- ▶ Completamente virucida entro 15 minuti
- ▶ Concentrato ad alta resa
- ▶ Detergente forte
- ▶ Alta compatibilità con i materiali

OROLIN® Multisept Plus è un concentrato potente per la disinfezione manuale e la pulizia di strumenti medici e chirurgici. La soluzione è battericida, tuberculocida, micobattericida, lieviticida e virucida in 15 minuti. La formulazione unica contiene potenti inibitori di corrosione, dando luogo ad una soluzione molto meno corrosiva dell'acqua su leghe di rame, ferro e stagno. Test di laboratorio confermano la sua compatibilità con acciaio inossidabile e la maggior parte dei materiali non metallici compresi vetro acrilico, Plexiglas®, poliammidi, polietilene, PVC e silicone. OROLIN® Multisept Plus è privo di aldeidi, fenoli e cloro. Adatto all'uso nei dispositivi di pulizia a ultrasuoni.

Scopo di applicazione

- ▶ Per la disinfezione e la pulizia manuale di strumenti medicali, frese e tutti gli strumenti endodontici inclusi bisturi, stomatoscopi, pinze, cucchiari, clamp, scaler, micro-strumenti, spatole, file, curette e sonde.

Modalità d'uso

Per la disinfezione tramite immersione, utilizzare una soluzione acquosa dall'intensità desiderata. Per misurare il corretto dosaggio utilizzare il tappo come dosatore. Immergere interamente gli strumenti, facendo attenzione ad aprire tutte le giunture e ad evacuare completamente l'aria da tutte le cavità. Rispettare il tempo di esposizione. Dopo la disinfezione, risciacquare abbondantemente gli strumenti con acqua. Rinnovare la soluzione disinfettante due o tre volte alla settimana, secondo il grado di contaminazione. Un cambio giornaliero del bagno è raccomandato. La soluzione può essere usata per un massimo di 7 giorni. Non compatibile con alluminio, acciaio zincato, poliuretano e fluoropolimeri.

Spettro effettivo / tempi di esposizione

Battericida	2% in 5 min
Batteri resistenti agli antibiotici	2% in 5 min
Tuberculocida	2% in 5 min
Micobattericida	2% in 5 min
Lieviticida	2% in 5 min
Lieviti resistenti agli antibiotici	2% in 5 min
Virus capsulati	2% in 5 min
BVDV	2% in 5 min
Coronavirus	2% in 5 min
Virus dell'epatite B	2% in 5 min
Virus dell'epatite C	2% in 5 min
Virus dell'herpes simplex	2% in 5 min
HIV	2% in 5 min
Virus dell'Influenza A	2% in 5 min
Virus del vaccino	2% in 5 min
Virus non capsulati	2% in 15 min
Adenovirus	2% in 5 min
Norovirus	2% in 10 min
Poliovirus	2% in 15 min

Conforme ai metodi standard del DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, linee guida RKI / DVV.

Dosaggio

2%	20 ml	+	980 ml	5 min
----	-------	---	--------	-------

ORO CLEAN® Plus

Concentrato disinfettante ad ampio spettro per la disinfezione, pulizia e deodorizzazione di tutte le unità di aspirazione dentale.



- ▶ Studio a lungo termine
- ▶ Non schiumogeno
- ▶ Concentrazione di applicazione del 2%
- ▶ Massima resa costo-efficacia
- ▶ Semplicità di applicazione

ORO CLEAN® Plus è un concentrato molto efficace per la disinfezione e la pulizia di unità d'aspirazione, sputacchiere e separatori d'amalgama. Una combinazione efficace di componenti per la pulizia e la disinfezione elimina in maniera efficace il biofilm, previene gli accumuli e assicura così un funzionamento corretto dell'unità di aspirazione. ORO CLEAN® Plus è dotato di un profumo gradevole di menta. Il prodotto non è schiumogeno.

Scopo di applicazione

- ▶ Per la disinfezione e pulizia di unità di aspirazione, sputacchiere e separatori di amalgama.

Modalità d'uso

Disinfettare o pulire l'unità di aspirazione quotidianamente o secondo le norme locali. Risciacquare abbondantemente l'unità di aspirazione dopo le procedure chirurgiche e prima della disinfezione. Per la disinfezione, preparare 2 litri di soluzione acquosa secondo il dosaggio indicato sull'etichetta anteriore. Per misurare il dosaggio corretto, utilizzare il tappo come misurino. Utilizzando OROCLEAN® Cup, aspirare 1,5 litri di soluzione pronta all'uso e versare i rimanenti 500 ml dentro la sputacchiera. Lasciare agire per 30 minuti. Risciacquare abbondantemente l'apparecchio dopo la disinfezione.

Spettro effettivo / tempi di esposizione

Battericida	2% in 30 min
Lieviticida	2% in 30 min
Virus dell'epatite B	2% in 30 min
Virus dell'epatite C	2% in 5 min
HIV	2% in 30 min

Conforme ai metodi standard del DGHM, EN 1040, EN 1275, linee guida RKI / DVV, CE 1250

Dosaggio

2%	40 ml	+	1960 ml	30 min
----	-------	---	---------	--------



ISCRIVITI

Visita il sito www.jobdental.it e registrati
Al primo ordine hai diritto a un extrasconto

%

CHI SIAMO

La Job Dental Srl è un'azienda costituita nel 2000, commercializza materiali di consumo ed attrezzature nel settore odontoiatrico e odontotecnico con indirizzo specialistico.

MISSION

Grazie all'affiliazione con il **Consorzio Onda** mettiamo a disposizione del cliente la nostra esperienza per garantire la migliore consulenza sull'acquisto e il supporto tecnico.

Crediamo nell'importanza della cura nei dettagli, rimanendo competitivi con i prezzi, nel rispetto del valore caro a tutti: **il tempo**.

I NOSTRI PRINCIPALI BRAND



CONSULTARE E ORDINARE CON FACILITÀ

Il catalogo Essentia contiene una selezione di **prodotti in offerta** con descrizioni e immagini, chi siamo e le nostre aziende partner. Vi segnaliamo che siamo distributori esclusivi del noto Brand **Kumapan** per la linea monouso.

Modalità per effettuare gli ordini:

1. Comodamente tramite il **SITO WEB JOB DENTAL** (www.jobdental.it) nella sezione **"Ordini Online"**
2. Contattando il tuo **AGENTE DI ZONA**
3. Contattando l'**UFFICIO VENDITE**
Dal lunedì al venerdì // Tel. 051-571989
Cell. e WhatsApp 393-9075919 - Fax. 051-2985773
E-mail: info@jobdental.eu

Al passo con i tempi il nostro sito vi consentirà, inoltre, di **consultare l'intera gamma di prodotti disponibili**, di **ordinarli in tempo reale** e di **riceverli** direttamente in studio **entro 24/48h**.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si rendesse necessaria.



ORDINA ONLINE
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI



CHIAMA ORA
ANCHE WHATSAPP